

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/kopula-led-do-terapii-swiatlem-p-151.html>



Kopuła LED do terapii światłem

Cena brutto	2 999,00 zł
Cena netto	2 438,21 zł
Cena poprzednia	3 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0000KOPULED
Kod EAN	5905629887030

Opis produktu

Kopuła LED do terapii światłem, profesjonalna fototerapia dla Twojej skóry!

Nowoczesny **Łuk LED do terapii światłem** łączy **7 długości fali** – od czerwonej i podczerwonej po zieloną, niebieską i fioletową – aby skutecznie **regenerować, rozświetlać i odmładzać skórę** twarzy, szyi i dekoltu. Każda z nich to światło o określonej długości fali, co pozwala precyzyjnie oddziaływać na różne warstwy skóry i prowadzić terapię na poziomie komórkowym.

Urządzenie wykorzystuje światła LED o różnych długościach, co umożliwia skuteczne działanie na **przebarwienia, zmarszczki, stany zapalne oraz wspomaga naturalne procesy odnowy skóry**. Kopuła LED jest przeznaczona do pielęgnacji **twarzy, szyi i dekoltu**, a jej działanie na twarz pozwala na **poprawę kondycji skóry i redukcję przebarwień**.

Terapia światłem czerwonym jest szczególnie skuteczna w biostymulacji skóry i wspieraniu procesów regeneracyjnych. Regularne stosowanie terapii światłem czerwonym **wspiera produkcję kolagenu i syntezę kolagenu**, co przekłada się na **redukcję zmarszczek i młodszy wygląd skóry**. Światło czerwone stymuluje fibroblasty do syntezy kolagenu, co prowadzi do **poprawy jędrności i wygładzenia skóry**, a światło czerwone i podczerwone **poprawia krążenie**, co wpływa na lepsze odżywienie i regenerację skóry. Światło żółte i czerwone **poprawia krążenie krwi i limfy w skórze**, co wspiera procesy regeneracyjne. Terapia LED przyczynia się do redukcji zmarszczek poprzez pobudzanie naturalnych procesów regeneracyjnych w skórze.

Dzięki 264 wysokiej jakości diodom LED o mocy 35 W, urządzenie zapewnia równomierne, głębokie naświetlenie i szybkie efekty widoczne już po kilku sesjach.

Domowe urządzenia do terapii światłem LED są skuteczne i bezpieczne, a ich regularne stosowanie może przynieść efekty porównywalne z zabiegami w gabinecie kosmetycznym. Terapia LED jest zupełnie bezbolesna, nie wymaga rekonwalescencji i stanowi alternatywę dla zabiegów inwazyjnych. W przeciwieństwie do zabiegów inwazyjnych, terapia światłem LED jest nieinwazyjna i zupełnie bezbolesna. Połączenie terapii światłem LED z odpowiednią pielęgnacją i doбором składników aktywnych, takich jak peptydy czy ceramidy, może znacząco zwiększyć skuteczność zabiegów, wspierając regenerację skóry, redukcję zmarszczek, przebarwień i stanów zapalnych. Stosowanie odpowiedniej pielęgnacji i składników aktywnych wzmacnia efekty terapii.

Kopuła LED to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących **wygodnej, bezinwazyjnej i skutecznej metody** wspierania zdrowia oraz urody, zarówno w domu, jak i w gabinetach kosmetycznych. Skuteczność terapii zależy od regularności stosowania oraz indywidualnych zależności skóry.

Specyfikacja techniczna:

Model: SD002
Wymiary: 55,6 cm x 30 cm x 28 cm
Masa: 4 kg
Moc wejściowa: 12V/ 3A
Moc diody: 5W

Pobór mocy: 35 W I
Ilość diod LED: 264 sztuki
Żywotność diod LED: do 50 000h
Gwarancja: 3 lata

Wprowadzenie do terapii światłem

Terapia światłem, znana również jako fototerapia, to innowacyjna i całkowicie nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry, która zyskuje coraz większą popularność zarówno w gabinetach kosmetycznych, jak i w domowym zaciszu. Wykorzystuje ona światła LED o różnych długościach fali, takich jak czerwone światło, światło podczerwone czy światło zielone, aby pobudzać naturalne procesy regeneracyjne skóry. Dzięki precyzyjnemu działaniu na poziomie komórkowym, fototerapia LED skutecznie wspiera produkcję kolagenu i elastyny, co przekłada się na widoczną redukcję zmarszczek, poprawę jędrności oraz ogólnej kondycji skóry.

Czerwone światło LED oraz światło podczerwone są szczególnie cenione za zdolność do stymulowania fibroblastów, co prowadzi do intensywnej produkcji kolagenu i elastyny – kluczowych białek odpowiedzialnych za młody wygląd skóry. Z kolei światło zielone pomaga w wyrównaniu kolorytu skóry i redukcji przebarwień, a odpowiednio dobrane długości fal wspierają leczenie trądziku oraz przyspieszają gojenie. Terapia światłem LED to doskonały sposób na wsparcie naturalnych procesów odnowy skóry, bez bólu i konieczności rekonwalescencji, a jej skuteczność potwierdzają liczne badania naukowe oraz opinie zadowolonych użytkowników.




Główne zalety kopuły LED:

- **Aż 7 różnych kolorów światła:** dzięki siedmiu długościom fali LED (czerwone, podczerwone, zielone, niebieskie, pomarańczowe, żółte i fioletowe) urządzenie pozwala działać na **różne problemy skóry**: przebarwienia, trądzik, drobne zmarszczki, nierówny koloryt, zaczerwienienia, utratę jędrności. Czerwone światło stymuluje produkcję kolagenu oraz syntezę kolagenu, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę jędrności skóry. Żółte światło poprawia krążenie, wspierając regenerację skóry. Niebieskie światło wykazuje działanie antybakteryjne, co jest szczególnie ważne w pielęgnacji twarzy z problemami trądzikowymi. Każda długość fali ma inne właściwości, co przekłada się na kompleksowe i skuteczne działanie.
- **Idealnie dopasowana konstrukcja:** umożliwia pełne pokrycie twarzy, co zmniejsza liczbę miejsc, które mogłyby być niedostatecznie doświetlone, a także zwiększa efektywność działania. Kopuła składa się z trzech części, które zapewniają łatwą obsługę i wygodne dopasowanie.
- **Dotykowy panel sterowania:** umożliwia łatwą, intuicyjną obsługę urządzenia i szybkie uruchamianie zabiegu.
- **Wszechstronne działanie:** urządzenie jest skuteczne w redukcji przebarwień, trądziku, drobnych zmarszczek oraz poprawie kolorytu skóry, wspiera regenerację skóry i przyczynia się do redukcji zmarszczek, pomaga podczas relaksu,

a także poprawia kondycję skóry.

- **Wysoka moc i intensywność:** moc 35W oraz 264 diody LED zapewniają mocną terapię świetlną, co umożliwia głębsze przenikanie światła i lepsze efekty przy krótszym czasie zabiegu w porównaniu do słabszych modeli.
- **Profesjonalna jakość w domu:** kopuła daje możliwości zbliżone do gabinetowych zabiegów fototerapii LED, a terapia światłem LED jest skuteczna, zupełnie bezbolesna i nieinwazyjna, nie wymaga rekonwalescencji, w przeciwieństwie do zabiegów inwazyjnych. To oznacza oszczędność czasu i pieniędzy, brak konieczności dojazdów, oraz wygodę stosowania, kiedy chcesz.

Jak działa **terapia światłem LED**?



Dlaczego **warto** zainwestować w **kopułę LED**?

Dzięki rozkładanej konstrukcji składającej się z 3 części jest niezwykle wygodna w użytkowaniu – łatwo ją dopasować do różnych zabiegów i szybko przygotować do pracy.

Urządzenie oferuje aż **6 kolorów światła terapeutycznego**, z których każdy wspiera inne potrzeby:

- **Czerwone** – stymuluje fibroblasty do syntezy kolagenu i produkcji kolagenu oraz elastyny, co prowadzi do poprawy jędrności, wygładzenia i elastyczności skóry, jej kolorytu oraz redukcji oznak starzenia się skóry. Terapia światłem czerwonym wspiera także regenerację skóry, przyspiesza gojenie, wspomaga naturalne procesy odnowy i wykazuje działanie przeciwzapalne.
- **Zielone** – skuteczne w redukcji przebarwień, łagodzeniu podrażnień i wyrównaniu kolorytu skóry.
- **Niebieskie** – skuteczne w leczeniu trądziku, redukcji stanów zapalnych oraz wykazuje silne działanie antybakteryjne, co jest istotne w pielęgnacji skóry problematycznej.
- **Pomarańczowe** – poprawa elastyczności skóry i dotlenienie.
- **Żółte** – rozświetlenie, poprawa wyglądu skóry oraz poprawia krążenie, co wspiera regenerację skóry.
- **Fioletowe** – wspomaganie odnowy komórkowej i relaks. Terapia LED przyspiesza regenerację i gojenie, wspomaga gojenie oraz naturalne procesy odnowy na poziomie komórkowym. Zastosowanie różnych długości fal świetlnych pozwala na precyzyjne oddziaływanie na skórę w zależności od jej potrzeb.

Dodatkowo kopuła posiada **innowacyjny tryb wapnia**, który wspiera przepływ wapnia w organizmie i przyczynia się do poprawy kondycji tkanek.

Regularne stosowanie terapii LED w połączeniu z odpowiednią pielęgnacją i doбором składników aktywnych, takich jak peptydy, ceramidy czy retinol, wzmacnia efekty na poziomie komórkowym, przyspiesza regenerację skóry i gojenie oraz

zwiększa skuteczność redukcji przebarwień, przebarwieniami i oznak starzenia się skóry. Odpowiednia pielęgnacja przygotowuje skórę do terapii, zwiększa jej skuteczność oraz przedłuża pozytywne efekty, szczególnie w pielęgnacji twarzy. Efekty zależą od regularności oraz połączenia terapii z pielęgnacją, co pozwala na skuteczną poprawę elastyczności skóry, jej kolorytu i ogólnej kondycji.

Czym jest **terapia światłem LED** i dlaczego **warto?**

To nowoczesna i nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry, która wykorzystuje różne długości fal świetlnych do stymulowania naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu.

Emitowane przez diody LED światło przenika w głąb skóry, gdzie oddziałuje na komórki, poprawiając ich metabolizm i wspierając produkcję kolagenu oraz elastyny. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna i promienna.



Efekty regularnego stosowania:

- Gładsza, bardziej napięta skóra już po kilku sesjach
- Widoczna redukcja zmarszczek i przebarwień
- Mniej wyprysków i stanów zapalnych
- Naturalne rozświetlenie i zdrowszy wygląd cery
- Relaks i lepsze samopoczucie po każdej sesji

Zestaw zawiera:

- kopułę do terapii światłem LED złożoną z trzech osobnych części,
- kabel zasilający,
- akumulator.

Kupując w **Inhalatorywodoru.pl**, otrzymujesz produkt z pełną gwarancją, wsparciem technicznym i serwisem w Polsce.

Zadbaj o młodszy wygląd i zdrowy blask skóry - zamów Łuk LED już dziś i przekonaj się, jak działa profesjonalna terapia światłem w Twoim domu.

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów. Świadczymy pełną gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.





*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl