

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lampa-led-do-terapii-swiatlem-p-150.html>



Lampa LED do terapii światłem

Cena brutto	2 499,00 zł
Cena netto	2 031,71 zł
Cena poprzednia	2 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0000LAMPALED
Kod EAN	5905629887023

Opis produktu

Lampa LED do terapii światłem – domowa regeneracja, energia i młodsza skóra

Poznaj **lampę LED do terapii światłem**, która pozwoli Ci w prosty sposób zadbać o zdrowie, wygląd i samopoczucie – bez wychodzenia z domu. To kompaktowe urządzenie łączy **światło czerwone, podczerwone i niebieskie**, aby naturalnie wspierać regenerację komórek, poprawiać nastrój i pielęgnować skórę. Lampa LED znajduje szerokie zastosowanie zarówno w kosmetologii, jak i medycynie estetycznej, a jej regularne stosowanie przyczynia się do poprawy wyglądu skóry. Jest to również popularnym rozwiązaniem w pielęgnacji skóry i zdrowia.

Światło czerwone i podczerwone poprawia mikrokążenie, wspomaga odbudowę komórkową i sprzyja produkcji kolagenu. Niebieskie działa antybakteryjnie, wspomagając walkę z niedoskonałościami.

W przeciwieństwie do światła słonecznego, terapia LED nie powoduje fotostarzenia i jest bezpieczna dla skóry.

Lampa LED to nowoczesne, bezpieczne i wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą wprowadzić skuteczną terapię światłem do swojej codziennej pielęgnacji. Doskonała zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego. Może być także alternatywą dla osób, które nie mają dostępu do naturalnego światła słonecznego, szczególnie w okresie zimowym.

Naturalna fototerapia w domowym wydaniu

Światło **czerwone (630-660 nm)** i **podczerwone (810-1060 nm)** stymuluje produkcję kolagenu, wspiera mikrokążenie i przyspiesza procesy odnowy tkanek.

Światło niebieskie (480 nm) działa antybakteryjnie, pomagając w walce z niedoskonałościami skóry.
Efekt? Zdrowsza, gładsza i bardziej promienna cera oraz szybsza regeneracja mięśni po wysiłku.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa produktu: Lampa LED

Wymiary: 26,9 cm x 23 cm x 6,5 cm

Masa: 4 kg

Moc znamionowa: 101W, 100-240V

Ilość diod LED: 60 szt. x 5W

Długości fal: 480nm, 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 1060nm, 0-100% indywidualne regulowanie


Soczewka: 30 stopni

Natężenie promieniowania :>118 mW/cm² w odległości 15 cm

Napięcie: AC 100-240 V

Timer: regulowany w zakresie od 1 do 30 minut

Tryb pulsacyjny: regulowany w zakresie od 0 do 40 Hz (tylko dla diod LED NIR)



Główne **zalety lampy LED- technologii, której możesz zaufać:**

- **Różne rodzaje światła:** 7 długości fal (w tym światło niebieskie, czerwone i bliskiej oraz głębokiej podczerwieni) umożliwia wszechstronne zastosowania od poprawy kondycji skóry (walki z trądzikiem, łagodzenia stanów zapalnych), poprzez stymulację produkcji kolagenu, aż po regenerację mięśni i stawów.
- **Pełna kontrola i regulacja jasności i pulsowania:** możliwość włączania pojedynczych barw, mieszania ich i regulowania natężenia 0-100 % oraz możliwość pulsowania (dla zakresów NIR) pozwalają na precyzyjne dostosowanie terapii do potrzeb klienta czy pacjenta.
- **Dotykowy panel:** łatwe ustawianie czasu i obszaru działania.
- **Głęboka penetracja światła:** długość fal od **480nm** do aż **1060nm**.
- **Różne warianty mocy:** do wyboru 300, 1500, 3000 lub 6000 diod LED.
- **Wygodne sterowanie i kontrola poprzez aplikację lub pilot:** możliwość zaprogramowania sesji, ustawienia indywidualnego czasu pracy, zapamiętania protokołów terapeutycznych.
- **Bezpieczeństwo i potwierdzona jakość:** certyfikaty (FDA, CE, RoHS, FCC), wysoka jakość wykonania, obudowa aluminiowa, niska emisja EMF, odporność i trwałość diod (do ~50 000h).
- **Gotowe tryby pracy:** urządzenie posiada gotowe tryby pracy, które automatycznie dostosowują intensywność i długość terapii, dzięki temu korzystanie z niego jest proste, szybkie i skuteczne.

Długości fal:



480nm (światło niebieskie)
delikatnie oczyszcza i koi skórę, działając antybakteryjnie i wspierając walkę z niedoskonałościami.

630-660nm (światło czerwone)
pobudza produkcję kolagenu, poprawia elastyczność skóry i przywraca jej młodzieńczy blask. To właśnie terapia czerwonym światłem jest najczęściej wybierana do regeneracji i odmładzania.

810-850nm (bliska podczerwień)
głęboko relaksuje mięśnie, wspiera regenerację stawów i przyspiesza procesy naprawcze organizmu dzięki działaniu bliskiej podczerwieni.

1060nm (zaawansowana bliska podczerwień)
dociera do głębszych tkanek, oferując maksymalny efekt terapeutyczny.

Dlaczego **warto** kupić **lampę LED**?

Unikalną funkcją lampy jest to, że możesz: włączać **pojedyncze barwy**, **mieszać światła** i korzystać z ich synergii, uruchomić wszystkie naraz, **regulować natężenie światła w procentach** dla pełnej kontroli terapii.

Urządzenie wyposażono w **dotykowy panel sterujący**, który pozwala ustawić czas, wybrać obszar ciała, na który działa lampa, oraz wygodnie zarządzać funkcjami. Dodatkowo lampa generuje światło o długości **1060 nm**, które skutecznie dociera w głąb tkanek.

W zależności od potrzeb możesz wybrać lampy o różnej mocy: **300, 1500, 3000 lub 6000 diod LED**.

Obsługa jest niezwykle wygodna, oprócz **pilota** możesz także korzystać z dedykowanej **aplikacji na telefon**, co daje pełną swobodę sterowania.

To idealne rozwiązanie zarówno do gabinetów, jak i do domowej terapii, pozwalające dopasować zabieg do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Czym jest **terapia światłem LED** i dlaczego **warto?**

To nowoczesna i nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry, która wykorzystuje różne długości fal świetlnych do stymulowania naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu.

Emitowane przez diody LED światło przenika w głąb skóry, gdzie oddziałuje na komórki, poprawiając ich metabolizm i wspierając produkcję kolagenu oraz elastyny. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna i promienna.



Wskazania do terapii

Terapia światłem czerwonym to rozwiązanie dedykowane osobom, które pragną skutecznie zadbać o kondycję swojej skóry, redukując zmarszczki i poprawiając jej jędrność. Światłem czerwonym warto zainteresować się także w przypadku skóry problematycznej – szczególnie jeśli zmagasz się z trądzikiem, stanami zapalnymi czy bliznami. Terapia światłem wspiera naturalne procesy regeneracyjne, przyspieszając odbudowę skóry i wyrównując jej koloryt. Może być stosowana zarówno jako samodzielny zabieg, jak i w połączeniu z innymi metodami pielęgnacji, na przykład kosmetykami z peptydami kolagenowymi, co potęguje efekty odmłodzenia i wygładzenia skóry. Regularne naświetlania światłem czerwonym pomagają nie tylko w redukcji zmarszczek, ale także w zmniejszeniu widoczności blizn i poprawie ogólnego wyglądu skóry, czyniąc terapię światłem jednym z najskuteczniejszych sposobów na wsparcie naturalnych procesów odnowy.

Jakie są **zalety światła czerwonego?**



Skóra problematyczna - jak może pomóc lampa LED?

W przypadku skóry problematycznej, lampa LED emitująca czerwone światło staje się niezastąpionym wsparciem w codziennej pielęgnacji. Czerwone światło LED wykazuje silne działanie przeciwzapalne, co przekłada się na skuteczną redukcję stanów zapalnych i trądziku. Dzięki głębokiej penetracji światło led dociera do warstw skóry, pobudzając procesy regeneracyjne i wspomagając odbudowę uszkodzonych tkanek. Regularne stosowanie lampy led pozwala zauważyć wyraźną poprawę elastyczności skóry, wygładzenie jej powierzchni oraz redukcję zmarszczek. Dodatkowo, czerwone światło led wspiera naturalne procesy odnowy, dzięki czemu skóra staje się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i szybciej się regeneruje. Lampy led to rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w przypadku skóry problematycznej, jak i w profilaktyce starzenia, zapewniając widoczne efekty już po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Regeneracja skóry - odbudowa i odmłodzenie

Regeneracja skóry to proces, który można skutecznie wspomóc dzięki terapii światłem czerwonym. Czerwone światło LED przenika głęboko w głąb skóry, stymulując produkcję kolagenu i elastyny - kluczowych białek odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry. Terapia światłem czerwonym nie tylko poprawia kondycję skóry, ale także przyspiesza jej odbudowę po uszkodzeniach, redukuje stany zapalne i wspiera leczenie trądziku, co jest szczególnie istotne w przypadku skóry problematycznej. Regularne stosowanie światła led pozwala na widoczne odmłodzenie skóry, wygładzenie zmarszczek oraz poprawę jej kolorytu. Dzięki temu, terapia światłem staje się nieinwazyjną, bezpieczną i skuteczną metodą na przywrócenie skórze zdrowego, promiennego wyglądu oraz wsparcie naturalnych procesów regeneracyjnych na poziomie komórkowym.

Zestaw zawiera:

- lampę do terapii światłem LED,
- okulary ochronne na oczy,
- pilot zdalnego sterowania,
- przewód zasilający,
- kabel krosowy,
- elementy do zawieszania,
- hak do drzwi,
- wieszak na linkę.

Łatwa obsługa i pełna wygoda

Urządzenie uruchomisz jednym dotykaniem – wybierz długość fali, intensywność i czas (1–30 min).

Lampa działa **samodzielnie lub przez aplikację mobilną i pilot**, dzięki czemu możesz prowadzić terapię podczas relaksu, pracy czy medytacji.

To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć **pielęgnację skóry, redukcję stresu i regenerację ciała** w jednym urządzeniu.

Dlaczego warto wybrać naszą lampę LED?

- Kompleksowe działanie – poprawa kondycji skóry, snu i energii życiowej.
- Bezpieczna, certyfikowana technologia – bez efektów ubocznych.
- Kompaktowa konstrukcja – idealna do domu lub podróży.
- Profesjonalne wsparcie, serwis i gwarancja jakości od **Inhalatorywodoru.pl**.

Zadbaj o zdrowie i piękno dzięki sile światła

Postaw na sprawdzone rozwiązanie, z którego korzystają kliniki i gabinet wellness – teraz dostępne również dla Ciebie.

Zamów lampę LED do terapii światłem i odkryj, jak naturalne światło może poprawić Twoje samopoczucie już po kilku sesjach.

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów. Świadczymy pełną gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.


Globalne standardy dla każdego panelu terapii światłem czerwonym REDDOT

Każdy panel do terapii światłem czerwonym produkowany przez REDDOT przechodzi rygorystyczne procesy kontroli jakości i jest zgodny z wiodącymi międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i skuteczności.



Certyfikat ISO13485

System zarządzania jakością wyrobów medycznych zapewniający spójną jakość i niezawodność paneli.



Obiekt zarejestrowany przez FDA

Zgodność z amerykańskimi normami regulacyjnymi dotyczącymi produkcji urządzeń medycznych i dostarczania paneli terapeutycznych.



Certyfikat CE

Przestrzeganie norm bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska obowiązujących w Unii Europejskiej w przypadku wszystkich naszych paneli ze światłem czerwonym.



Materiały zgodne z RoHs

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych we wszystkich elementach panelu do terapii światłem czerwonym, zapewniające bezpieczeństwo środowiska.




Certyfikat MDSAP

Zgodność z Jednolitym Programem Audytu Wyrobów Medycznych, co stanowi dowód, że nasz system zarządzania jakością spełnia wymogi regulacyjne wielu krajów uczestniczących (USA, Kanada, Brazylia, Australia, Japonia), usprawniając dostęp do rynku dla naszych wyrobów medycznych.



Certyfikowany przez SAA

Przestrzeganie australijskich i nowozelandzkich norm bezpieczeństwa i norm elektrycznych gwarantuje, że nasze panele do terapii światłem czerwonym spełniają wszystkie wymogi regulacyjne obowiązujące w Oceanii.



Zarejestrowany w FCC

Zgodność ze standardami amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności gwarantuje, że nasze panele terapeutyczne LED spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i nie zakłócają działania innych urządzeń elektronicznych.



Certyfikowany przez ETL

Zgodność z północnoamerykańskimi normami bezpieczeństwa gwarantuje bezpieczeństwo elektryczne i niezawodność naszych paneli terapeutycznych przeznaczonych na rynek amerykański i kanadyjski.

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong

Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl