


Dane aktualne na dzień: 11-06-2026 23:56

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lampa-led-rdpro1500-fs7-p-177.html>



## Lampa LED RDPRO1500-FS7

Cena brutto **4 499,00 zł**

Cena netto **3 657,72 zł**

Dostępność **Dostępny**


### Opis produktu



PEŁNA GWARANCJA · SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI · NAJLEPSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA · CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

## Lampa RDPRO1500-FS7 profesjonalna terapia światłem LED

### KLUCZOWE ZALETY MODELU



### 7 długości fal

szerokie spektrum od 480 nm (dla skóry) do 1060 nm (dla tkanek głębokich).



### Ekran dotykowy

oraz pilot w zestawie dla łatwego sterowania.




### **Sterowania aplikacją**

Precyzyjna kontrola czasu, intensywności i częstotliwości sesji za pomocą smartfona.



### **Otwarta konstrukcja**

Brak szklanej osłony pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii.



### **Technologia Dual Chip**

dwie fale światła z jednej diody dla  
równomiernej terapii.



### **Serwis i gwarancja w Polsce**

3 lata gwarancji oraz szybki,  
łatwy serwis realizowany lokalnie.


---


## Światło, które naprawdę działa - nowa jakość terapii LED

Poznaj RDPRO1500-FS7 - panel do terapii światłem LED, który daje Ci pełną kontrolę nad **regeneracją skóry, mięśni i tkanek**.

To profesjonalne narzędzie do pielęgnacji, zdrowia i relaksu. Panel łączy w sobie precyzyjną regulację natężenia światła (0-100% jasności), możliwość sterowania przez aplikację lub pilot i **zaawansowaną technologię Dual Chip**, co pozwala uzyskać równomierny, skuteczny efekt.

Chcesz poprawić kondycję skóry, przyspieszyć regenerację po treningu albo wspomóc samopoczucie i zdrowie - RDPRO1500-FS7 to wszechstronne rozwiązanie, **które działa od powierzchni skóry aż po głębsze tkanki**, z pełną kontrolą i komfortem użycia.





### Aż 7 długości fali

Od niebieskiego światła po zaawansowaną podczerwień - możesz dopasować terapię do swoich potrzeb: od oczyszczenia i ukojenia skóry, po stymulację kolagenu i głęboką regenerację tkanek.

Każde pasmo ustawisz niezależnie (0-100%), tworząc spersonalizowane sesje fototerapii:

- **480 nm (niebieskie)** - działanie antybakteryjne, wsparcie oczyszczania skóry.
- **630-660 nm (czerwone)** - stymulacja kolagenu, poprawa jędrności i elastyczności.
- **810-850 nm (NIR)** - wsparcie mikrokrążenia, regeneracja mięśni i stawów (lampa na podczerwień).
- **1060 nm (głęboka podczerwień)** - najgłębsza penetracja, pobudzenie mitochondriów i procesów naprawczych.

### Precyzyjne działanie na różnych poziomach skóry

Każda długość fali przenika na inną głębokość, aktywując odmienne procesy biologiczne - od powierzchni naskórka aż po głębsze warstwy skóry.


**Światło niebieskie (Blue)** - działa głównie w naskórku, pomagając zredukować bakterie odpowiedzialne za niedoskonałości i wspierając oczyszczanie skóry.

**Światło zielone i żółte** - wspomaga wyrównanie kolorytu, rozświetlenie oraz regenerację skóry.

**Światło czerwone (Red)** - dociera głębiej do skóry właściwej, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność oraz elastyczność.

**Światło bliskiej podczerwieni (NIR)** - przenika najgłębiej, wspierając regenerację komórkową, mikrokrążenie i procesy naprawcze.

Dzięki połączeniu 7 spektrów w jednym urządzeniu, lampa LED umożliwia kompleksową terapię skóry: **od pracy na problemach powierzchniowych po intensywne wsparcie anti-aging i regeneracji**. To profesjonalna technologia, którą możesz stosować wygodnie w jednym zabiegu.



### Inteligentny Tryb smart

Możliwość pracy przy użyciu inteligentnego trybu smart. Każdy tryb to odpowiednio dostosowane parametry do potrzeb klienta. Wybierz z pośród 10 gotowych programów: Pielęgnacja stawów, Twarz i oczy, Sen, Skóra, Trening, Zdrowie psychiczne, Mózg, Wzrost włosów, Szyja, Leczenie ran oraz program dla zwierząt.

### Tryb własny

Istnieje możliwość dostosowania wszystkich parametrów do swoich preferencji.

### Dimming


Jasność, regulowanie 3 grup diod (niebieskich, czerwonych i podczerwonych), przeciągając suwak w górę lub dół.

### Timer

Czas, który umożliwia ustawienie długości trwania zabiegu.

### Pulse

Pulsacja dotycząca fal podczerwonych, można ustalić częstotliwość pulsu 0-9999Hz.



---

# Zawartość zestawu



**Okulary ochronne**



**Kabel zasilający**



**Kabel krosowy**



**Hak do drzwi**



**Linki montażowe**



**Sznur montażowy**



**Pilot**

## Instrukcja

Przejrzysta instrukcja obsługi zawierająca schemat montażu, sposób podłączenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia. Ułatwia szybkie i poprawne uruchomienie zestawu.

## Okulary ochronne

Lekkie okulary zabezpieczające oczy przed intensywnym światłem oraz drobnymi cząstkami. Zapewniają komfort użytkowania i zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy.

## Hak do drzwi

Solidny metalowy hak umożliwiający szybkie zawieszenie urządzenia na drzwiach bez konieczności wiercenia. Stabilna konstrukcja gwarantuje bezpieczne mocowanie.

## Linki do zawieszenia

Wytrzymałe linki montażowe pozwalające na regulację wysokości zawieszenia lampy. Ułatwiają precyzyjne dopasowanie pozycji urządzenia.