

Dane aktualne na dzień: 17-03-2026 15:32

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/mala-lampa-led-rdpro300-p-150.html>



Mała lampa LED RDPRO300


Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Cena poprzednia	2 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RED_RDPRO300
Kod EAN	5905629887085

Opis produktu



PEŁNA GWARANCJA • SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI • NAJLEPSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA • CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Lampa LED RDPRO300 do terapii światłem czerwonym i bliskiej podczerwieni



5 długości fal

Zakres fal obejmujący światło czerwone i NIR
- od 630 nm dla skóry po 850 nm dla głębokich tkanek.



Intuicyjne i proste sterowanie

zapewniające pełną kontrolę nad pracą urządzenia.



Sterowania aplikacją


Precyzyjna kontrola czasu, intensywności i

częstotliwości sesji za pomocą smartfona.



Otwarta konstrukcja

Brak szklanej osłony pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii.



Technologia Dual Chip

dwie fale światła z jednej diody dla intensywniejszej i głębszej regeneracji tkanek.



Serwis i gwarancja w Polsce


3 lata gwarancji oraz szybki, łatwy serwis realizowany lokalnie.

Poznaj **RDPRO300** - panel do terapii światłem LED, który daje Ci pełną kontrolę nad regeneracją skóry, mięśni i tkanek.


To profesjonalne narzędzie do pielęgnacji, zdrowia i relaksu. Panel łączy w sobie precyzyjną regulację natężenia światła (0-100% jasności), możliwość sterowania przez aplikację lub pilot oraz zaawansowaną technologię **Dual Chip**, zapewniającą równomierne i skuteczne naświetlanie całej powierzchni ciała.

RDPRO300 wykorzystuje **5 precyzyjnie dobranych długości fal światła**, które działają na różnych poziomach - od powierzchni skóry aż po głębsze warstwy mięśni i tkanek. Dzięki temu możesz dopasować terapię dokładnie do swoich potrzeb: poprawy kondycji skóry, szybszej regeneracji po treningu, redukcji napięcia mięśniowego czy wsparcia ogólnego samopoczucia i zdrowia.


To wszechstronne rozwiązanie, które łączy skuteczność klinicznej terapii światłem z pełną kontrolą i komfortem codziennego użytkowania.




Panel RDPRO300 został zaprojektowany do precyzyjnej, miejscowej terapii. Urządzenie równomiernie oświetla obszar o wielkości około 71 × 61 cm, co odpowiada powierzchni takiej jak **fragment pleców, brzuch, udo, kolano czy bark**. Dzięki temu panel idealnie sprawdza się w terapii ukierunkowanej na konkretne partie ciała - umożliwiając skuteczne działanie dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne




RDPRO300




RDPRO750




RDPRO1500



**RDPRO 3000,
RDPRO 6000**



APLIKACJA





2

Intuicyjne sterowanie za pomocą aplikacji

Zapomnij o konieczności ręcznego ustawiania parametrów urządzenia w trakcie zabiegu.



Dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej zyskujesz pełną kontrolę nad każdą sesją bezpośrednio ze swojego smartfona. To rozwiązanie stworzone z myślą o Twojej wygodzie - możesz dowolnie modyfikować ustawienia bez przerywania odpoczynku, mając pewność, że wszystko przebiega zgodnie z Twoimi preferencjami

Komu dedykowana jest terapia światłem LED?




Sportowcy

Dedykowane osobom prowadzącym aktywny tryb życia i uprawiającym sport. Produkty w tej kategorii wspierają regenerację po wysiłku, pomagają rozluźnić przeciążone mięśnie oraz zapewniają komfort w przypadku urazów stawów, naciągnięć mięśni i więzadeł. Idealne rozwiązanie po treningu, zawodach lub intensywnej aktywności.






Seniorzy

Rozwiązania stworzone z myślą o seniorach, którzy często zmagają się z bólem stawów, sztywnością mięśni oraz osłabieniem kości. Produkty z tej kategorii pomagają poprawić codzienny komfort, wspierają mobilność oraz łagodzą dolegliwości wynikające z naturalnych procesów starzenia się organizmu.




Osoby z chorobami reumatycznymi

Kategoria przeznaczona dla osób cierpiących na reumatyzm, reumatoidalne zapalenie stawów oraz chorobę zwyrodnieniową. Produkty wspierają redukcję bólu, sztywności oraz dyskomfortu w obrębie stawów i kręgosłupa, pomagając w codziennym funkcjonowaniu i poprawie jakości życia.



Osoby z problemami skórnymi

Kategoria skoncentrowana na pielęgnacji skóry z widocznymi oznakami starzenia oraz niedoskonałościami. Produkty pomagają poprawić wygląd skóry, wspierają redukcję drobnych zmarszczek, przebarwień oraz zmian trądzikowych. Przeznaczone dla osób, które chcą zadbać o zdrowy, świeży i jednolity wygląd skóry.



Osoby z przewlekłym zmęczeniem

Idealne rozwiązania dla osób spędzających długie godziny przy biurku. Produkty w tej kategorii pomagają zmniejszyć napięcie pleców, karku i lędźwi, wspierają regenerację organizmu, a także mogą przyczynić się do poprawy samopoczucia, jakości snu oraz redukcji zmęczenia wynikającego z siedzącego trybu życia



Sprawdź porównanie wszystkich naszych modeli

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7	Model 8
Liczba diod LED	60	60	60	60	60	60	60	60
Irradiancja (15 cm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Moc	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W	100W
Długość fal	650nm	650nm	650nm	650nm	650nm	650nm	650nm	650nm
Wymiary	10x10x10	10x10x10	10x10x10	10x10x10	10x10x10	10x10x10	10x10x10	10x10x10
Waga	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg	1kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

Specyfikacja techniczna

Model	RDPRO300
Liczba diod LED	60 (Dual Chip)

Długości fal

630, 660, 810, 830, 850 nm

Napięcie / zasilanie

AC 100–240 V

Pobór mocy

103 W

Wymiary

26,9 × 23 × 6,6 cm

Waga netto

3,8 kg

Natężenie promieniowania

131 mW/cm² (z odległości 15 cm)

Wentylatory chłodzące

1

Żywotność LED

50 000 godzin

Emisja EMF

Znikoma

Gwarancja

3 lata

Timer

1–30 minut

Tryb pulsacyjny (tylko NIR)

0–20 Hz

Regulacja jasności
0%–100%
Zakres temperatury pracy
10 - 30°C
Obudowa
SPCC
Certyfikaty
FDA / FCC / CE / ROHS

Instrukcja

Przejrzysta instrukcja obsługi zawierająca schemat montażu, sposób podłączenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia. Ułatwia szybkie i poprawne uruchomienie zestawu.

Okulary ochronne

Czarne okulary zabezpieczające wzrok podczas pracy lub użytkowania urządzenia.

Kabel zasilający i krosowy

Zestaw przewodów zasilających oraz dodatkowych elementów niezbędnych do podłączenia i prawidłowego działania.

Uchwyt

Metalowy uchwyt umożliwiający stabilne zamocowanie urządzenia w docelowym miejscu.

Pilot

Pilot zdalnego sterowania pozwalający na wygodną przyłogę funkcji urządzenia bez konieczności bezpośredniego kontaktu.

Zawartość zestawu



Okulary ochronne



Kabel zasilający



Kabel krosowy




Uchwyt



Pilot

Funkcje i cechy



RDPRO300



inni producenci

Pięć skutecznych długości fal	☐	x
Technologia Dual Chip	☐	x
Technologia pulsacyjna	☐	x
Intuicyjne użytkowanie	☐	x
Aplikacja mobilna	☐	x
Europejski certyfikat jakości CE oraz FDA, FCC i ROHS	☐	x
3-letnia gwarancja	☐	x

Porównanie kluczowych funkcji – sprawdź różnice przed zakupem.

FAQ

Czy mogę wykonywać terapię światłem czerwonym kilka razy dziennie?

Tak, ale ogranicz ekspozycję tej samej okolicy do 30 minut dziennie, podzielonych na 2-3 sesje. Żadna sesja nie powinna przekraczać 20 minut na danym obszarze.

Jak często należy stosować terapię światłem czerwonym?

Codziennie, aby zmaksymalizować korzyści. Zajmuje to tylko kilka minut. Jeśli codzienne stosowanie nie jest możliwe, dąż do przynajmniej 3 sesji w tygodniu.

Kiedy zazwyczaj stosuje się terapię światłem czerwonym?

W dowolnym czasie dnia, kiedy potrzebujesz zastrzyku energii. Ponieważ terapia trwa tylko do 20 minut, łatwo wpasować ją w swój harmonogram. Pomaga to:

- Rano, aby pobudzić organizm i pozostać czujnym przez cały dzień,
- Przed treningiem, aby przygotować mięśnie dzięki poprawionej cyrkulacji,
- Po treningu, aby przyspieszyć regenerację i zmniejszyć bóle mięśniowe.

Jaka jest zalecana odległość i czas trwania sesji terapii?

Zalecamy odległość od 15 do 50 cm przez 10 do 20 minut na obszarze docelowym. Dłuższe sesje tracą skuteczność, ponieważ komórki przestają wchłaniać światło po 20 minutach. Im dalej się znajdujesz, tym dłuższa powinna być sesja, ponieważ intensywność zmniejsza się z odległością. Dokładne liczby mogą się różnić; słuchaj swojego ciała, aby znaleźć najlepsze ustawienia.

Czy konieczne jest noszenie ochronnych okularów podczas terapii?

Chociaż zalecamy noszenie ochronnych okularów, większość naszych klientów po prostu zamyka oczy podczas terapii. Jeśli masz wrażliwe oczy lub światło cię niepokoi, radzimy je założyć. Dla pełnego spokoju skonsultuj się z lekarzem.

Jaka jest różnica między czerwonym światłem a światłem bliskiej podczerwieni (NIR)?

Długości fal czerwonego światła przede wszystkim wpływają na skórę, włosy i paznokcie, poprawiając ich jakość i wygląd.

Światło bliskiej podczerwieni penetruje głębiej w mięśnie, kości, stawy i narządy.

Oba spektra wspomagają regenerację, zmniejszają stany zapalne i zwiększają energię komórkową, ale działają na różnych poziomach.

Czy spektra czerwonego światła i bliskiej podczerwieni (NIR) są używane razem czy osobno?

Najczęściej stosowane razem, ponieważ się wzajemnie uzupełniają. Można je jednak również stosować osobno.

Na przykład, wieczorem idealnie jest używać niewidocznego spektrum NIR, które nie nadmiernie stymuluje ciało, a raczej wspomaga produkcję hormonów snu.

Jeśli masz wrażliwość skóry na ciepło, wybierz czerwone światło (RED), które nie powoduje podgrzewania i jest łagodniejsze dla skóry.

5,0



2 opinie

Jan



03/12/2025

Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Używam produktu codziennie i już po krótkim czasie zauważyłem poprawę w zakresie komfortu i wyników. Konstrukcja jest solidna, a dodanie podstawy to świetna decyzja – stabilizuje cały zestaw. Jedyną sugestią, którą mam, jest ulepszenie kółek, by były bardziej ciche i delikatniejsze dla podłogi, ale poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń. Produkt spełnia moje oczekiwania w pełni!

Katarzyna



03/12/2025

Bardzo dobry produkt, solidnie wykonany i wygodny w codziennym użytkowaniu. Na razie spełnia moje oczekiwania i sprawia wrażenie trwałego. Jestem zadowolony z zakupu.

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786



GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI • TECHNOLOGIA KLASY PREMIUM