

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/maska-led-do-terapii-swiatlem-p-148.html>



Maska LED do terapii światłem

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Cena poprzednia	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RED_YM1011
Kod EAN	5905629887009

Opis produktu

Maska LED na twarz do terapii światłem - Twoje nowoczesne rozwiązanie dla pięknej skóry



Poznaj maskę LED - innowacyjne urządzenie do terapii światłem, które zyskało ogromną popularność zarówno w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych, jak i w domowej pielęgnacji.

Nasza maska LED na twarz wykorzystuje różne długości fal światła LED, **takie jak 415 nm, 590 nm, 633 nm, 830 nm** - w tym światło **czerwone, niebieskie, żółte, pomarańczowe oraz bliską podczerwień i głęboką bliską podczerwień**.

Stosowane długości fali i moc diod mają kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii, a maski LED wykorzystują diody o różnych długościach fali, co pozwala na indywidualne dopasowanie terapii do potrzeb skóry.

Światło emitowane przez diody LED oddziałuje na komórki skóry, stymulując procesy regeneracyjne na poziomie

komórkowym. Bliskiej podczerwieni oraz głęboka bliska podczerwień docierają do głębszych warstw skóry, wspierając produkcję kolagenu i elastyny.

Skuteczność terapii światłem LED została potwierdzona badaniami naukowymi – regularne stosowanie przynosi pierwsze efekty już po kilku tygodniach, a skóra staje się **bardziej promienna i elastyczna**. Wybierając maskę LED, warto zwrócić uwagę na parametry techniczne, takie jak długości fali, liczba diod oraz funkcje dodatkowe ponieważ, na rynku dostępnych jest wiele masek LED o różnych długościach fali.

Główne **zalety maski LED:**

- **Elastyczny materiał:** maska wykonana jest z wysokiej jakości, hipoalergicznego silikonu, który idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy, zapewniając maksymalny komfort podczas zabiegu. Dzięki elastyczności materiału, maska delikatnie przylega do skóry, nie powodując ucisku ani podrażnień, co sprawia, że można ją nosić przez dłuższy czas bez dyskomfortu.
- **4 kolory światła:** maska oferuje **czerwone** (wspomaga produkcję kolagenu, ujędrnia skórę i redukuje drobne zmarszczki), **podczerwone** (dociera głębiej, wspiera regenerację skóry i poprawia mikrokrążenie), **niebieskie** (działa antybakteryjnie, pomaga w walce z trądzikiem i niedoskonałościami) i **żółte** (redukuje zaczerwienienia, łagodzi podrażnienia i wspomaga naturalny blask skóry) światło, które odpowiadają różnym problemom skóry.
- **Bezprzewodowe użytkowanie:** wbudowany w pilocie akumulator pozwala na swobodne korzystanie z maski w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności podłączania do prądu. Dzięki temu możesz wykonywać zabiegi zarówno w domu, jak i w podróży, w pełni dostosowując terapię do swojego harmonogramu.
- **Pilot sterujący:** łatwe przełączanie trybów i pełna kontrola nad terapią.
- **Profesjonalne efekty w domu:** regularne stosowanie maski wspiera regenerację skóry, poprawia koloryt, ujędrnia cerę i pomaga w redukcji niedoskonałości, takich jak zaskórniki czy przebarwienia. To urządzenie pozwala cieszyć się efektami jak w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym, bez wychodzenia z domu, oszczędzając czas i pieniądze.



Jak działa nasza maska LED?

Nasze urządzenie emituje światło o różnych długościach fal, które przenikają do różnych warstw skóry, wywołując pozytywne efekty. Długości fali światła LED mają kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii, ponieważ światło emitowane przez diody LED oddziałuje na komórki skóry na różnych głębokościach, aktywując procesy regeneracyjne i metaboliczne.

- **Czerwone światło LED (633 nm)** – stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawia krążenie krwi, co przekłada się na jędrność i elastyczność skóry oraz redukcję drobnych linii i zmarszczek. Światło emitowane o tej długości fali wpływa bezpośrednio na komórki naskórka, wspierając ich odnowę.
- **Głęboka bliska podczerwień (830 nm)** – dociera do głębszych warstw skóry, wspierając mikrokrążenie i regenerację tkanek, a także stymuluje komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, co poprawia elastyczność skóry na poziomie głębokich tkanek.
- **Niebieskie światło LED (415 nm)** – działa antybakteryjnie, zmniejsza wydzielanie sebum i redukuje stany zapalne, co pomaga w walce z trądzikiem i niedoskonałościami.
- **Żółte światło LED (590 nm)** – rozjaśnia skórę, wyrównuje koloryt oraz zmniejsza zaczerwienienia, nadając cerze naturalny blask.

Skuteczność terapii zależy od odpowiedniego doboru długości fali i trybu działania maski LED, a różne tryby można stosować w zależności od potrzeb skóry, co pozwala na indywidualne dopasowanie terapii i uzyskanie optymalnych rezultatów.

Jak poszczególne światło wpływa na skórę?




Światło niebieskie

Oczyszcza i koi skórę,
działając antybakteryjnie
i wspierając walkę z
niedoskonałościami.



Światło żółte

Rozświetla cerę,
wyrównuje koloryt skóry
i wspomaga jej
regenerację, działając
łagodnie i kojąco.



Światło czerwone

Pobudza produkcję
kolagenu, poprawia
elastyczność skóry
i przywraca jej
młodzieńczy blask.



Światło podczerwone

Głęboko relaksuje
mięśnie, wspiera
regenerację stawów
i przyspiesza procesy
naprawcze organizmu.

Dlaczego warto wybrać maskę LED dostępną u nas?

- **Wszechstronne działanie światła LED:** Wykorzystujemy cztery rodzaje światła – czerwone, niebieskie, żółte oraz bliską podczerwień – które działają na różne problemy skórne, od zmarszczek, przez trądzik, aż po przebarwienia i zaczerwienienia.
- **Poprawa kondycji skóry i tekstury:** Regularne stosowanie maski LED poprawia jędrność, wyrównuje koloryt skóry, poprawia elastyczność oraz redukuje drobne linie, co wpływa na zmniejszenie widoczności zmarszczek.
- **Bezpieczeństwo i komfort użytkowania:** Maska wykonana jest z elastycznego, hipoalergicznego silikonu, który idealnie dopasowuje się do kształtu twarzy. Jest bezprzewodowa i łatwa w obsłudze dzięki pilotowi sterującemu.
- **Efekty widoczne już po kilku tygodniach:** Zauważysz różnicę w wyglądzie skóry – zmniejszenie zaczerwienień, redukcję przebarwień oraz promienny, zdrowy blask. Regularne stosowanie maski LED pozwala osiągnąć optymalne rezultaty, a efekty obejmują także poprawę konturu linii żuchwy.

Zalety światła czerwonego:



Jak stosować maskę LED?

1. Przed każdym użyciem maski LED należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu i osuszeniu skóry twarzy.
2. Załóż maskę, dopasowując ją do kształtu twarzy, tak aby obejmowała kluczowe obszary - linia żuchwy, dekolt oraz okolice oczu. Maska LED posiada specjalne otwory na oczy, które zapewniają bezpieczeństwo podczas użycia (stosuj dołączone ochraniacze).
3. Włącz urządzenie i wybierz odpowiedni tryb światła dopasowany do potrzeb Twojej skóry.
4. Stosuj maskę regularnie, najlepiej kilka razy w tygodniu po 10-15 minut.
5. Po zabiegu zdejmij maskę i kontynuuj codzienną pielęgnację.

Należy pamiętać o przestrzeganiu zaleceń producenta dotyczących czasu użycia i ochrony oczu.

Zainwestuj w zdrowie i piękno swojej skóry

Wybierz naszą maskę LED i ciesz się widocznymi efektami terapii światłem - poprawą kondycji skóry, redukcją zmarszczek, przebarwień i zaczerwienień oraz promiennym, młodym wyglądem. Przy regularnym stosowaniu użytkownicy często podkreślają: „widzę różnicę” w wyglądzie i kondycji swojej skóry. To profesjonalna pielęgnacja dostępna na wyciągnięcie ręki, w zaciszu Twojego domu.

Zamów już dziś i zacznij swoją codzienną terapię światłem z naszą maską LED!

Przeciwwskazania do stosowania maski LED

Chociaż terapia światłem LED jest bezpieczna i nieinwazyjna, istnieją pewne przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem stosowania maski LED:

- Ciąża i karmienie piersią - ze względu na brak wystarczających badań, zaleca się unikanie stosowania maski LED w

tych okresach.

- Choroby nowotworowe – szczególnie aktywne nowotwory skóry lub inne choroby nowotworowe w obszarze zabiegowym.
- Choroby autoimmunologiczne – takie jak toczeń rumieniowaty czy inne schorzenia, które mogą być zaognione przez terapię światłem.
- Nadwrażliwość na światło – osoby ze skłonnością do reakcji fototoksycznych lub alergii na światło powinny unikać terapii LED.
- Stosowanie leków światłouczulających – niektóre leki mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło, co może prowadzić do podrażnień lub poparzeń.
- Aktywne infekcje skórne lub otwarte rany – terapia może pogorszyć stan skóry i opóźnić gojenie.
- Wszczepione stymulatory serca lub inne urządzenia medyczne – ze względu na możliwe zakłócenia działania urządzeń.

Przed rozpoczęciem terapii maską LED zaleca się konsultację z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz jakiegokolwiek przewlekłe schorzenia lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa zabiegu. Stosowanie maski zgodnie z instrukcją producenta oraz przestrzeganie przeciwwskazań pozwoli cieszyć się bezpieczną i skuteczną pielęgnacją skóry.

Specyfikacja techniczna

Model	YM1011
Liczba diod LED	48 szt.
Długości fal	410, 590, 660, 850 nm
Materiał	ABS, silicone
Wymiary	29,9 x 21 x 3,5 cm
Moc	6,5 W
Napięcie zasilania	5 V

Pojemność baterii

1800 mAh

Czas pracy

10/15/20 minut

Waga

168 g

Gwarancja

2 lata

Certyfikaty

CE, FCC, ROHS

Zawartość

Maska, pilot, torba do przechowywania, kabel USB, kabel do pilota, zapasowe nakładki na oczy, opaska na głowę, polska instrukcja obsługi.

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów. Świadczymy pełną gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.



RoHS

CE