

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/maska-led-do-terapii-swiatlem-rd7-na-twarz-i-szyje-p-180.html>



Maska LED do terapii światłem RD7 na twarz i szyję

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Cena poprzednia	749,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RED_RD7
Kod EAN	5905629887450

Opis produktu



Maska LED do terapii światłem profesjonalna pielęgnacja skóry w domu

Maska LED do twarzy i szyi to zaawansowane urządzenie wykorzystujące **technologię wielodługościowego światła (aż 6 zakresów LED)**, które wspiera codzienną pielęgnację skóry i pomaga odpowiadać na różnorodne problemy dermatologiczne. Dzięki zastosowaniu światła **czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego, fioletowego i cyjanowego**, terapia działa wielokierunkowo - pomaga **redukować zaczerwienienia, przebarwienia oraz oznaki zmęczenia**, przywracając skórze zdrowy i promienny wygląd.

Urządzenie zostało wyposażone w **193 diody LED klasy medycznej**, które równomiernie obejmują zarówno twarz, szyję jak i dekolt zapewniając **kompleksową i precyzyjną pielęgnację**. Terapia światłem jest **bezpieczna, nieinwazyjna i całkowicie bezbolesna**, co oznacza brak konieczności rekonwalescencji i wysoki komfort użytkowania.

Dodatkowym atutem jest **ergonomiczny design**, który umożliwia łatwe dopasowanie maski do różnych kształtów twarzy, zwiększając skuteczność działania oraz wygodę stosowania.





Jak działają kolory światła w masce LED?

Technologia LED opiera się na zjawisku fotobiomodulacja - różne długości fal światła przenikają na różne głębokości skóry i wywołują określone reakcje biologiczne. Każdy kolor odpowiada za inne efekty terapeutyczne.



RED (640-670 nm)

Anti-aging, lifting,
poprawa, struktury skóry



GREEN (490-540 nm)

Cera tłusta, przebarwienia,
nierówny koloryt



BLUE (440-470 nm)

Trądzik, cera problematyczna



YELLOW (565-570 nm)

Skóra wrażliwa, zmęczona,
naczynkowa



PURPLE (380-440 nm)

Trądzik, regeneracja skóry




CYJAN (460-495 nm)

Ogólna poprawa kondycji skóry

Kluczowe korzyści

- **Rozjaśnienie skóry** - wspomaga wyrównanie kolorytu i redukcję widoczności przebarwień.
- **Redukcja trądziku** - działa antybakteryjnie i ogranicza powstawanie zmian zapalnych.
- **Ujędrnienie skóry** - poprawia napięcie i elastyczność poprzez stymulację procesów odnowy.
- **Regeneracja skóry** - przyspiesza odbudowę komórkową i wspiera naturalne procesy naprawcze.
- **Redukcja zmarszczek** - wygładza drobne linie poprzez stymulację produkcji kolagenu.
- **Zwężenie porów** - normalizuje wydzielanie sebum i zmniejsza widoczność porów.
- **Redukcja blizn** - wspiera regenerację skóry, redukując widoczność blizn potrądzikowych.
- **Synteza kolagenu** - pobudza fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu i poprawy struktury skóry.





Elektrody do elektrostymulacji

Modułowe elektrody przeznaczone do pracy z maską elektrostymulacyjną. Wyposażone w **mikroprądowe złącza**, umożliwiają **szybki ręczny montaż i demontaż** bez użycia narzędzi.

Działanie:

Elektrody przewodzą impulsy elektryczne do skóry, **stymulując mięśnie oraz poprawiając mikrokrążenie**.

Wspierają:

- ujędrnienie i napięcie skóry

- pobudzenie mięśni twarzy
- poprawę metabolizmu komórkowego
- lepsze wchłanianie składników aktywnych

Zdjęcia produktu





Specyfikacja techniczna

Model

RD7

Liczba diod LED

193 diody LED

Długości fal

Czerwony (640-670 nm), zielony (490-540 nm), niebieski (440-470 nm), żółty (565-570 nm), fioletowy (380-440 nm), cyjan (460-495 nm)

Wymiary

23 x 21 x 11 cm

Waga

0,6 kg

Pobór mocy

15 W

Napięcie

110V-220V

Zakres temperatury pracy

-10°~ 40°

Żywotność diod

50 000 godzin

Certyfikaty

FDA, CE, FCC, ROHs

Gwarancja

2 lata

Zawartość zestawu



- **Maska LED na twarz** - Sztywna maska z diodami LED, która emituje światło o różnych długościach fal w celu poprawy kondycji skóry twarzy.
- **Panel / maska na szyję** - Elastyczny element z diodami LED przeznaczony do pielęgnacji i ujędrniania skóry szyi i dekoltu.
- **Pilot sterujący** - Urządzenie umożliwiające wybór trybu światła, regulację czasu oraz intensywności zabiegu.
- **Zasilacz** - Adapter podłączany do gniazdka, który dostarcza stabilne zasilanie do całego zestawu.
- **Elektrody do elektrostymulacji** - Wymienne końcówki służące do stymulacji mięśni twarzy za pomocą mikroprądów.
- **Polska instrukcja obsługi** - Dołączona instrukcja w języku polskim zawierająca opis użytkowania, trybów pracy oraz zasad bezpieczeństwa.
- **Pudełko prezentowe** - Eleganckie opakowanie, które zabezpiecza zestaw i nadaje się idealnie na prezent.

FAQ

Czym jest maska RD7 Light Therapy Mask?

RD7 Light Therapy Mask to zaawansowane urządzenie do pielęgnacji skóry wykorzystujące technologię LED o wielu długościach fal, które pomagają odmłodzić skórę, zredukować drobne zmarszczki oraz poprawić ogólną kondycję skóry.

Jak to działa?

Maska emituje światło o określonych długościach fal (czerwone, zielone, niebieskie, żółte, fioletowe i cyjan), które stymuluje produkcję kolagenu, zmniejsza zaczerwienienia oraz poprawia koloryt i strukturę skóry.

Czy mogę używać maski RD7 Light Therapy Mask codziennie?

Zalecamy stosowanie maski 3–5 razy w tygodniu. Choć jest bezpieczna w użyciu, nadmierne stosowanie nie przyspieszy efektów i może prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii.

Kiedy zobaczę efekty ?

Większość użytkowników zauważa poprawę po około 4 tygodniach regularnego stosowania, w tym gładszą skórę, redukcję drobnych zmarszczek oraz poprawę kolorytu. Efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry.

Co powinienem/powinnam zrobić po każdej sesji?

Po zabiegu nałóż krem nawilżający lub serum, aby odpowiednio nawilżyć skórę, oraz delikatnie wyczyść maskę miękką ściereczką.

```
.sg-reviews{max-width:550pt;margin:0 auto;font-family:Montserrat,Arial,sans-serif} .sg-reviews-header{background:#f3f3f3;border-radius:7pt;padding:9pt 9pt; display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:7pt } .sg-rating-left{display:flex;align-items:flex-start;gap:7pt} .sg-rating-score{font-size:22pt;line-height:1;font-weight:900;color:#111} .sg-rating-meta{margin-top:1pt} .sg-stars{display:inline-flex;gap:1pt;vertical-align:middle} .sg-star{font-size:9pt;line-height:1;color:#f5b301} .sg-count{margin-top:2pt;font-size:7pt;color:#333} .sg-review-btn{display:inline-block;padding:5pt 8pt;border-radius:499pt; background:#111;color:#fff;text-decoration:none;font-weight:800;font-size:7pt }
```

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

***Uwaga:** Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl



GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI · TECHNOLOGIA KLASY PREMIUM