

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/maska-led-do-terapii-swiatlem-rd7-na-twarz-i-szyje-p-180.html>



Maska LED do terapii światłem RD7 na twarz i szyję

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	608,94 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu



Maska LED do terapii światłem profesjonalna pielęgnacja skóry w domu

Maska LED do twarzy i szyi to zaawansowane urządzenie wykorzystujące **technologię wielodługościowego światła (aż 6 zakresów LED)**, które wspiera codzienną pielęgnację skóry i pomaga odpowiadać na różnorodne problemy dermatologiczne. Dzięki zastosowaniu światła **czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego, fioletowego i cyjanowego**, terapia działa wielokierunkowo - pomaga **redukować zaczerwienienia, przebarwienia oraz oznaki zmęczenia**, przywracając skórze zdrowy i promienny wygląd.

Urządzenie zostało wyposażone w **193 diody LED klasy medycznej**, które równomiernie obejmują zarówno twarz, szyję jak i dekolt zapewniając **kompleksową i precyzyjną pielęgnację**. Terapia światłem jest **bezpieczna, nieinwazyjna i całkowicie bezbolesna**, co oznacza brak konieczności rekonwalescencji i wysoki komfort użytkowania.

Dodatkowym atutem jest **ergonomiczny design**, który umożliwia łatwe dopasowanie maski do różnych kształtów twarzy, zwiększając skuteczność działania oraz wygodę stosowania.



Jak działają kolory światła w masce LED?

Technologia LED opiera się na zjawisku fotobiomodulacja - różne długości fal światła przenikają na różne głębokości skóry i wywołują określone reakcje biologiczne. Każdy kolor odpowiada za inne efekty terapeutyczne.



RED (640-670 nm)

Anti-aging, lifting,
poprawa, struktury skóry



GREEN (490-540 nm)

Cera tłusta, przebarwienia,
nierówny koloryt



BLUE (440-470 nm)

Trądzik, cera problematyczna



YELLOW (565-570 nm)

Skóra wrażliwa, zmęczona,
naczynkowa



PURPLE (380-440 nm)

Trądzik, regeneracja skóry



CYJAN (460-495 nm)

Ogólna poprawa kondycji skóry

Kluczowe korzyści

- **Rozjaśnienie skóry** - wspomaga wyrównanie kolorytu i redukcję widoczności przebarwień.
- **Redukcja trądziku** - działa antybakteryjnie i ogranicza powstawanie zmian zapalnych.
- **Ujędrnienie skóry** - poprawia napięcie i elastyczność poprzez stymulację procesów odnowy.
- **Regeneracja skóry** - przyspiesza odbudowę komórkową i wspiera naturalne procesy naprawcze.
- **Redukcja zmarszczek** - wygładza drobne linie poprzez stymulację produkcji kolagenu.
- **Zwężenie porów** - normalizuje wydzielanie sebum i zmniejsza widoczność porów.
- **Redukcja blizn** - wspiera regenerację skóry, redukując widoczność blizn potrądzikowych.
- **Synteza kolagenu** - pobudza fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu i poprawy struktury skóry.

Rozjaśnienie
skóry

Regeneracja
skóry

Redukcja
zmarszczek

Synteza
kolagenu



Redukcja
trądziku

Ujędrnienie
skóry

Zwężenie
porów

Redukcja
blizn

Maska na twarz

Maska na szyję

Wyjście mikroelektryczne

Ostłonka na oczy

Dioda LED

Przewód zasilający

Odczepiana część
pomiędzy maską na
twarz i maską na szyję



Specyfikacja techniczna

Model

RD7

Liczba diod LED

193 diody LED

Długości fal

Czerwony (640-670 nm), zielony (490-540 nm), niebieski (440-470 nm), żółty (565-570 nm), fioletowy (380-440 nm), cyjan (460-495 nm)

Wymiary

23 x 21 x 11 cm

Waga

0,6 kg

Pobór mocy

15 W

Napięcie

110V-220V

Zakres temperatury pracy

-10°~ 40°

Żywotność diod

50 000 godzin

Certyfikaty

FDA, CE, FCC, ROHs

Gwarancja

1 rok

Zawartość zestawu



- **Maska LED na twarz** - Sztywna maska z diodami LED, która emituje światło o różnych długościach fal w celu poprawy kondycji skóry twarzy.
- **Panel / maska na szyję** - Elastyczny element z diodami LED przeznaczony do pielęgnacji i ujędrniania skóry szyi i dekoltu.
- **Pilot sterujący** - Urządzenie umożliwiające wybór trybu światła, regulację czasu oraz intensywności zabiegu.
- **Zasilacz** - Adapter podłączany do gniazdka, który dostarcza stabilne zasilanie do całego zestawu.
- **Elektrody do elektrostymulacji** - Wymienne końcówki służące do stymulacji mięśni twarzy za pomocą mikroprądów.
- **Polska instrukcja obsługi** - Dołączona instrukcja w języku polskim zawierająca opis użytkowania, trybów pracy oraz zasad bezpieczeństwa.
- **Pudełko prezentowe** - Eleganckie opakowanie, które zabezpiecza zestaw i nadaje się idealnie na prezent.

FAQ

Czym jest maska RD7 Light Therapy Mask?

RD7 Light Therapy Mask to zaawansowane urządzenie do pielęgnacji skóry wykorzystujące technologię LED o wielu długościach fal, które pomagają odmłodzić skórę, zredukować drobne zmarszczki oraz poprawić ogólną kondycję skóry.

Jak to działa?

Maska emituje światło o określonych długościach fal (czerwone, zielone, niebieskie, żółte, fioletowe i cyjan), które stymuluje produkcję kolagenu, zmniejsza zaczerwienienia oraz poprawia koloryt i strukturę skóry.

Czy mogę używać maski RD7 Light Therapy Mask codziennie?

Zalecamy stosowanie maski 3–5 razy w tygodniu. Choć jest bezpieczna w użyciu, nadmierne stosowanie nie przyspieszy efektów i może prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii.

Kiedy zobaczę efekty ?

Większość użytkowników zauważa poprawę po około 4 tygodniach regularnego stosowania, w tym gładszą skórę, redukcję drobnych zmarszczek oraz poprawę kolorytu. Efekty mogą się różnić w zależności od typu skóry.

Co powinienem/powinnam zrobić po każdej sesji?

Po zabiegu nałóż krem nawilżający lub serum, aby odpowiednio nawilżyć skórę, oraz delikatnie wyczyść maskę miękką ściereczką.

```
.sg-reviews{max-width:550pt;margin:0 auto;font-family:Montserrat,Arial,sans-serif} .sg-reviews-header{background:#f3f3f3;border-radius:7pt;padding:9pt 9pt; display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:7pt } .sg-rating-left{display:flex;align-items:flex-start;gap:7pt} .sg-rating-score{font-size:22pt;line-height:1;font-weight:900;color:#111} .sg-rating-meta{margin-top:1pt} .sg-stars{display:inline-flex;gap:1pt;vertical-align:middle} .sg-star{font-size:9pt;line-height:1;color:#f5b301} .sg-count{margin-top:2pt;font-size:7pt;color:#333} .sg-review-btn{display:inline-block;padding:5pt 8pt;border-radius:499pt; background:#111;color:#fff;text-decoration:none;font-weight:800;font-size:7pt }
```

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

***Uwaga:** Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@zdrawinalata.pl



GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI · TECHNOLOGIA KLASY PREMIUM