

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/pasek-led-do-terapii-swiatlem-p-149.html>



Pasek LED do terapii światłem

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	RED_YD002
Kod EAN	5905629887016

Opis produktu

Elastyczny pas LED do terapii światłem czerwonym i podczerwonym - skuteczna regeneracja i poprawa skóry

Odkryj skuteczną **terapię światłem LED (Red Light Therapy)** – technologię wykorzystywaną w gabinetach odnowy biologicznej, teraz dostępną w domowym wydaniu.

Elastyczny **pas LED** pozwala kierować **światło czerwone (660 nm), podczerwone (850 nm), niebieskie i żółte** dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz – na plecy, kolana, ramiona czy szyję. W porównaniu do tradycyjnej lampy stosowanej w terapii światłem LED, pas LED zapewnia większą elastyczność i komfort użytkowania w warunkach domowych.

Terapia światłem LED pomaga w zmniejszeniu napięcia mięśniowego, działa przeciwbólowo, a także wspiera regenerację mięśni, poprawę krążenia krwi, przyspiesza metabolizm komórek oraz działa przeciwstarzeniowo i zwiększa odporność. To naturalny sposób na **regenerację mięśni, poprawę krążenia, redukcję bólu i napięcia**, a także **odmłodzenie i rozświetlenie skóry**.



Specyfikacja **techniczna:**

Nazwa produktu: Pas LED

Wymiary: 40 x 20 x 0,5 cm

Masa: 580 g


Napięcie zasilania:

Moc znamionowa: 60 W

Liczba diod LED: 120 sztuk

Główne **zalety paska LED:**

- **Różne warianty pracy:** połączenie czerwonego (660 nm) i podczerwonego (850 nm) światła pozwala działać zarówno powierzchownie (skóra, relaks, gojenie się), jak i głębiej (mięśnie, stawy, regeneracja, poprawa krążenia), co daje pełniejsze efekty terapeutyczne. Światło żółte wykazuje właściwości regeneracyjne, wpływa na pigmentację skóry i pomaga wyrównać jej koloryt.
- **Tryby dostosowane do Twoich potrzeb:** możesz wybrać fale czerwone, fale NIR albo połączenie światła w wersji pulsacyjnej lub ciągłej, co zwiększa komfort stosowania i pozwala lepiej dopasować terapię do konkretnego problemu. Urządzenie działa na głębokie warstwy tkanek, poprawia krążenie krwi i przyspiesza metabolizm komórek, co jest szczególnie effective w leczeniu różnych schorzeń.
- **Elastyczność i wygoda:** lekka tkanina umożliwia bardzo dobre dopasowanie do różnych fragmentów ciała – kolan, pleców, szyi, ramion. Można używać w domu lub podczas podróży (jeśli pod ręką jest power bank).
- **Wysoka moc i bezpieczeństwo:** ponad 100 mW/cm² gwarantuje faktyczną moc terapeutyczną. Zero UT EMF oznacza minimalną emisję promieniowania elektromagnetycznego, czyli pełne bezpieczeństwo dla użytkownika.
- **Komfort i łatwość użycia:** jeden przycisk obsługuje wszystkie tryby, **timer 20 minut automatycznie wyłącza urządzenie**, nie trzeba pilnować czasu. Dołączone paski ułatwiają przymocowanie maty
- **Trwałość i certyfikacja:** LED-y z żywotnością 50 000+ godzin, solidne materiały, certyfikaty (CE, RoHS, FDA) to oznacza, że masz produkt bezpieczny, sprawdzony i długowieczny. Urządzenie posiada różne metody działania i może być wykorzystywane w naświetlaniach oraz w światłolecznictwie. Lampa LED to jedno z najczęściej stosowanych urządzeń w terapii światłem, cenione za wszechstronność i szerokie spektrum zastosowań.



Dlaczego **warto** kupić **pasek LED**?

Jeżeli zależy Ci na efektywnej regeneracji mięśni, wspomaganiu gojenia, redukcji bólu – ten model dostarcza moc i spektrum potrzebne do takich efektów. Pasek LED znajduje zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń, w tym trądziku pospolitego, stanów zapalnych, blizn, zmian naczyniowych, a także wspiera leczenie skóry z trądzikiem i łagodzi stany zapalne. W gabinetach i w domu stosuje się różne urządzenia z lampami do naświetlań, które pozwalają na precyzyjne oddziaływanie na wybrane partie ciała.

Sprawdzi się dla sportowców, osób aktywnych fizycznie, dla tych którzy mają dolegliwości stawowe lub chcą poprawić kondycję skóry.

Szerokie zastosowanie – od użytku domowego, przez rehabilitację, światłolecznictwo, medycynę estetyczną, aż po opiekę nad zwierzętami lub wymagające obszary ciała – dzięki elastycznej konstrukcji. Pasek LED może być wykorzystywany również w domowych metodach leczenia oraz jako uzupełnienie innych metod, including zabiegach laserowych, in addition to standardowego treatment. Urządzenie charakteryzuje się szerokim zastosowaniem w praktyce – sprawdza się zarówno w fizjoterapii, jak i w medycynie estetycznej, dermatologii czy rehabilitacji.

Produkt przystosowany do bezpiecznego, wygodnego codziennego użycia – timer, tryby, materiały są dobrane tak, by minimalizować ryzyko i maksymalizować komfort. Wskazania do stosowania pasa LED obejmują m.in. regenerację mięśni, łagodzenie bólu, poprawę krążenia, leczenie trądziku pospolitego i stanów zapalnych. Przed użyciem należy zapoznać się z przeciwwskazaniami i w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku świeżych ran.

Na co działa **czerwone światło**?

Regeneracja mięśni: przyspiesza naprawę mikrourazów, zmniejsza zakwasy i sztywność mięśni.


Zmniejszenie stanu zapalnego: działa przeciwzapalnie i wspiera leczenie przeciążeń i mikrourazów.

Poprawa krążenia: rozszerza naczynia krwionośne w miejscu naświetlania, co ułatwia transport tlenu i składników odżywczych do mięśni.

Przyspieszenie gojenia kontuzji: wspomaga procesy naprawcze przy naderwaniach, skręceniach czy stłuczeniach.

Zmniejszenie bólu: działa przeciwbólowo poprzez regulację przewodnictwa nerwowego i redukcję stanu zapalnego.

Wzrost energii komórkowej (ATP): stymuluje mitochondria do bardziej efektywnej pracy, co zwiększa wydolność i skraca czas potrzebny na regenerację.



Co zyskasz dzięki regularnemu stosowaniu:

- szybszą **regenerację mięśni** po wysiłku,
- **mniej bólu i napięcia** w karku, plecach czy kolanach,
- **lepszy sen i redukcję stresu** dzięki głębszemu rozluźnieniu,
- **poprawę wyglądu skóry** – gładsza, jaśniejsza i bardziej elastyczna cera,
- poczucie **spokoju i energii** po każdym zabiegu.

Zalety **światła czerwonego**:



Bezpieczeństwo i skutki uboczne

Terapia światłem LED, w tym nowoczesne urządzenia do red light therapy, uznawana jest za jedną z najbezpieczniejszych metod wspierających regenerację i poprawę wyglądu skóry. W przeciwieństwie do tradycyjnych lamp emitujących promieniowanie UV, lampy LED nie niosą ryzyka uszkodzenia skóry czy powstawania zmian nowotworowych. Dzięki temu naświetlanie światłem czerwonym, niebieskim, żółtym czy promieniowaniem podczerwonym może być stosowane nawet przez osoby o wrażliwej cerze, w każdym wieku.

Światło czerwone, wykorzystywane w red light therapy, skutecznie stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co przekłada się na redukcję zmarszczek i poprawę jędrności skóry. Jednak osoby z aktywnymi stanami zapalnymi skóry, trądzikiem lub innymi schorzeniami dermatologicznymi powinny przed rozpoczęciem terapii skonsultować się z lekarzem lub kosmetologiem. W niektórych przypadkach, szczególnie przy bardzo wrażliwej skórze, może pojawić się przejściowe zaczerwienienie lub uczucie swędzenia – są to jednak objawy łagodne i zwykle ustępują samoistnie.

Światło niebieskie znane jest z działania antybakteryjnego i przeciwzapalnego, dlatego znajduje zastosowanie w leczeniu trądziku i stanów zapalnych skóry. Mimo wysokiego profilu bezpieczeństwa, u niektórych osób może wywołać lekkie podrażnienie lub przesuszenie naskórka. Z kolei światło żółte oraz promieniowanie podczerwone wykazują właściwości przeciwbólowe, przyspieszają metabolizm i wspierają leczenie rumienia oraz innych stanów zapalnych.

Aby zminimalizować ryzyko skutków ubocznych, należy zawsze stosować się do zaleceń producenta oraz instrukcji obsługi lampy LED. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy długotrwałym naświetlaniu, zalecane jest zastosowanie filtra, który ograniczy ekspozycję na niepożądane długości fal. Warto również pamiętać, że lampy Bioptron oraz inne certyfikowane urządzenia wykorzystywane w kosmetologii estetycznej i terapii anti aging gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo zabiegów.

W ostatnim czasie naświetlanie światłem LED zyskało popularność nie tylko w leczeniu trądziku, ale także w redukcji blizn potrądzikowych, zmarszczek i poprawie ogólnego wyglądu skóry. Dobre efekty terapii widoczne są już po krótkim czasie regularnego stosowania, co czyni tę metodę atrakcyjną dla osób poszukujących skutecznych i bezpiecznych rozwiązań w kosmetologii.

Podsumowując, terapia światłem LED to metoda o szerokim zastosowaniu, która – przy zachowaniu odpowiednich wskazań i przeciwwskazań – pozwala cieszyć się poprawą kondycji skóry, redukcją zmarszczek i wsparciem w leczeniu stanów zapalnych skóry. Zawsze jednak warto skonsultować się ze specjalistą, aby dobrać najlepszy sposób terapii do indywidualnych potrzeb i cieszyć się jej pełnymi korzyściami.

Zestaw zawiera:

- pas do terapii światłem LED,
- akumulator z kablem zasilającym,
- opaskę.

Dlaczego klienci wybierają nas:

Kupując w **Inhalatorywodoru.pl**, masz pewność oryginalnego produktu z pełną gwarancją i serwisem w Polsce. Zadbaj o regenerację, zdrowie i urodę z pomocą certyfikowanej technologii światła LED.

Zamów już dziś i przekonaj się, jak działa profesjonalna fototerapia w Twoim domu.

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów. Świadczymy pełną gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.



*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl