Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:00

Link do produktu: https://inhalatorywodoru.pl/rurka-p-64.html

Rurka



Cena	**10,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**CAW_RUR**

Opis produktu

Rurka silikonowa do inhalatora wodoru – zapasowy przewód do akcesoriów

Rurka silikonowa to zapasowy przewód do inhalatorów wodoru. Łączy wyjście gazu w urządzeniu z akcesoriami, takimi jak wąsy oddechowe czy pręt do wody wodorowej, a w inhalatorach wytwarzających wodór i tlen pozwala rozdzielić przepływ obu gazów.

Rurka pasuje do inhalatorów HIM-22, FUN-HYD450 i FUN-HYD900. Sprawdzi się jako wymiana uszkodzonego lub zużytego przewodu albo dodatkowy komplet, jeśli korzystasz z kilku akcesoriów jednocześnie.

Silikon

materiał

Dopasowane końcówki

zakończenia

FUN-HYD/ HIM

kompatybilność



□□

Sprawdzona kompatybilność

Pasuje do wszystkich modeli inhalatorów

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków — części i akcesoria w kraju

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w doborze akcesoriów: 533-101-668

□□

Szybka wysyłka

Kurier pod wskazany adres

↩

14 dni na zwrot

Dla produktu w nienaruszonym opakowaniu

Najważniejsze funkcje i zalety

Dopasowane końcówki · montaż bez narzędzi

Pewne połączenie z inhalatorem

Rurka ma **specjalnie wyprofilowane zakończenia**, które stabilnie trzymają się na wylotach inhalatora i akcesoriów. Dzięki temu przewód nie zsuwa się w trakcie sesji.

Podłączenie zajmuje kilka sekund – **bez narzędzi i dodatkowych przejściówek**. Odpowiednia długość i średnica przewodu zapewniają swobodny przepływ gazu i wygodę podczas inhalacji.



Wąsy oddechowe · pręt · rozdział gazów

Wiele zastosowań jednej rurki

Za pomocą rurki **podłączysz do inhalatora wąsy oddechowe** lub pręt do przygotowania wody wodorowej.

W inhalatorach wytwarzających wodór i tlen dodatkowa rurka pozwala **rozdzielić przepływ gazów** i poprowadzić każdy z nich osobnym przewodem.

Silikon · łatwe czyszczenie

Higiena i wymiana rurki

Rurkę wykonano z **elastycznego silikonu**, który łatwo utrzymać w czystości i zdezynfekować.

Z czasem każdy przewód się zużywa. Warto mieć **zapasową rurkę** i wymieniać ją, gdy oryginalna ulegnie uszkodzeniu, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi inhalatora.

Jak to działa

1

Podłącz rurkę do inhalatora

Nałóż jedną końcówkę rurki na wyjście gazu w inhalatorze, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

2

Podłącz akcesorium

Drugą końcówkę połącz z wąsami oddechowymi, prętem do wody wodorowej lub innym akcesorium.

3

Uruchom inhalator

Sprawdź, czy połączenia są szczelne i rurka nie jest przygięta, a następnie włącz urządzenie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o inhalacji wodorem? Przeczytaj artykuły na naszym blogu →

Porównaj akcesoria do inhalatora

Parametr	Rurka silikonowa	Wąsy oddechowe	Pręt do wody wodorowej
Funkcja	połączenie inhalatora z akcesoriami	inhalacja przez nos	przygotowanie wody wodorowej
Materiał	silikon	medyczne PVC	metal
Kontakt z ciałem	Nie	Tak	Nie
Modele Cawolo	Tak	Tak	Tak
Modele Funxi	Tak	Tak	Tak
Cena	ta karta	sprawdź aktualną cenę →	sprawdź aktualną cenę →

Szukasz inhalatora, do którego podłączysz rurkę? Zobacz wszystkie inhalatory wodoru →

Dlaczego warto kupić u nas

	Rurka silikonowa w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Kompatybilność	✓ sprawdzona z wszystkimi modelami urządzeń	niepewne dopasowanie średnicy do wylotów
Materiał	✓ silikon, znane pochodzenie	brak informacji
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer	nieznany dostawca
Dostępność	✓ wysyłka z magazynu w Polsce	często wysyłka z zagranicy
Wsparcie techniczne	✓ doradca pod 533-101-668	kontakt przez formularz platformy

Dla kogo jest rurka silikonowa

Dobry wybór

Rurka sprawdzi się, jeśli:

- oryginalna rurka w Twoim zestawie uległa uszkodzeniu lub zużyciu,
- chcesz mieć zapasowy przewód, aby nie przerywać inhalacji,
- korzystasz z kilku akcesoriów i chcesz mieć osobną rurkę do każdego z nich,
- Twój inhalator wytwarza wodór i tlen, a chcesz rozdzielić przepływ gazów.

Inna potrzeba

Rozważ inne akcesorium, jeśli:

- potrzebujesz akcesorium do inhalacji przez nos → wąsy oddechowe,
- oddychasz głównie ustami → maska do inhalacji,
- chcesz przygotowywać wodę wodorową z inhalatora → pręt do wody wodorowej,
- nie masz jeszcze inhalatora → inhalatory wodoru.

Co jest w zestawie

- 1x rurka silikonowa do inhalatora wodoru



Uwaga: wodór to gaz silnie łatwopalny i wybuchowy

Podczas pracy inhalatora z podłączoną rurką zachowaj szczególną ostrożność:

- Nie pal tytoniu i nie zbliżaj się do otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu w trakcie inhalacji
- Nie używaj inhalatora w pomieszczeniach bez wentylacji
- Nie przyginaj i nie zaciskaj rurki podczas pracy urządzenia
- Regularnie sprawdzaj, czy rurka nie jest pęknięta i czy połączenia są szczelne

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu →

Ważna informacja: Rurka silikonowa jest akcesorium do inhalatorów wodoru, które nie są urządzeniami medycznymi i nie zostały zaprojektowane ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy

schorzeń. Informacje dotyczące działania wodoru i zastosowania urządzeń mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Przed rozpoczęciem stosowania inhalacji w celach zdrowotnych zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą.