

INSTRUKCJA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ EMITUJĄCYCH CZERWONE ŚWIATŁO LED – ŁÓŻKO LED

Wystawiający:

HHO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
kontakt@zdrawinalata.pl

UWAGI OGÓLNE I OSTRZEŻENIA

Urządzenie – łóżko LED – jest wyrobem elektrycznym przeznaczonym do jednoczesnej ekspozycji całego ciała (z góry i z dołu, w zamkniętym tunelu) na światło widzialne czerwone oraz bliską podczerwień o długościach fal 630–940 nm.

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych w gabinetach wellness, SPA, studiach regeneracji i podobnych obiektach, w celach wellness, relaksacyjnych oraz wspierających ogólne samopoczucie użytkownika.

Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszą instrukcją.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do zagrożenia zdrowia użytkownika (w szczególności narządu wzroku i skóry), porażenia prądem elektrycznym, przegrzania urządzenia, urazów mechanicznych lub uszkodzenia urządzenia.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, o normalnej wilgotności. Zakres temperatury pracy podany przez producenta: od -10°C do +45°C.

SYMBOLE OSTRZEGAWCZE STOSOWANE W DOKUMENCIE I NA URZĄDZENIU

⚠ – Ostrzeżenie ogólne

⚡ – Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

🔌 – Zakaz wykonywania określonych czynności

🌬 – Wymagany swobodny przepływ powietrza

👁 – Zagrożenie dla wzroku (promieniowanie optyczne LED)

🔥 – Ryzyko przegrzania

Znaczenie symboli należy bezwzględnie respektować.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- ⚠ Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, zapoznane z niniejszą instrukcją i instrukcją obsługi danego modelu.
- 🔌 Zabrania się korzystania z urządzenia przez dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do samodzielnego opuszczenia łóżka.
- 👁 Podczas sesji należy stosować okulary ochronne. Zabrania się bezpośredniego patrzenia w źródło światła LED podczas pracy urządzenia.
- ⚠ Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia leżanki: 150 kg.

- 🚫 Zabrania się stawiania, siadania lub kładzenia przedmiotów na górnej pokrywie.
- ⚠ Przy otwieraniu i zamykaniu pokrywy uważać na dłonie i palce – ryzyko przytraśnięcia.
- ⚠ Nie pozostawiać osoby korzystającej z łóżka bez nadzoru. Użytkownik musi mieć możliwość przerwania sesji i swobodnego opuszczenia łóżka w każdej chwili.
- 🚫 Zabrania się modyfikowania, rozmontowywania, ingerowania w elektronikę, układy optyczne lub system chłodzenia urządzenia.
- ⚡ Nie wolno użytkować urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wtyczki, obudowy, osłony diod lub widocznych oznak przegrzania.
- 🚫 Zabrania się zakrywania otworów wentylacyjnych oraz ograniczania cyrkulacji powietrza wokół urządzenia.
- ⚡ Nie korzystać z łóżka z mokrym ciałem ani nie wносить do niego płynów.
- W ciąży, przy chorobach serca, nadciśnieniu, chorobach nowotworowych, chorobach oczu, padaczce fotogennej, nadwrażliwości na światło lub przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość na światło – nie stosować urządzenia bez uprzedniej konsultacji lekarskiej.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE

⚠ Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.

- Urządzenie waży ok. 260 kg – transport i ustawienie wykonywać przy udziale odpowiedniej liczby osób lub sprzętu. Podstawę można odłączyć od korpusu na czas transportu.
- Ustawić łóżko na stabilnej, równej, niepalnej podłodze o odpowiedniej nośności.
- Zapewnić co najmniej 20–30 cm wolnej przestrzeni wentylacyjnej wokół urządzenia oraz miejsce na pełne otwarcie pokrywy.
- Urządzenie zasilane jest napięciem 230 V i ma moc do 4500 W (zależnie od konfiguracji). Podłączać wyłącznie do sprawnej, uziemionej instalacji elektrycznej o parametrach odpowiednich do mocy urządzenia; przyłączyć powinien przygotować lub sprawdzić wykwalifikowany elektryk. Nie stosować przedłużaczy ani rozgałęźników.
- Sprawdzić stan przewodu zasilającego oraz wtyczki przed każdym użyciem.
- Uruchomić urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi właściwą dla danego modelu (panel dotykowy lub sterowanie bezprzewodowe).

ZASADY UŻYTKOWANIA

- ⚠ Stosować urządzenie wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ⚠ Typowy czas sesji wynosi 10–20 minut. Nie przekraczać maksymalnego czasu pojedynczej sesji i intensywności wskazanych przez producenta.
- 🌬 Kolejną sesję rozpoczynać dopiero po schłodzeniu diod przez system chłodzenia urządzenia.

- 🚫 Nie zasłaniać paneli LED ani elementów wentylacyjnych podczas pracy.
- W przypadku pieczenia, bólu, zawrotów głowy lub złego samopoczucia użytkownika należy natychmiast przerwać sesję.
- W przypadku wystąpienia nietypowych dźwięków, zapachu spalenizny lub nadmiernego nagrzewania należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA: Wszelkie czynności konserwacyjne i czyszczące należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia, odłączeniu go od zasilania i całkowitym ostygnięciu.

- Powierzchnie, z którymi styka się użytkownik, czyścić po każdej sesji suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, alkoholu ani rozpuszczalników – mogą uszkodzić akrylową osłonę diod.
- Nie polewać urządzenia wodą.
- Regularnie kontrolować stan przewodów, obudowy, zawiasów pokrywy oraz elementów montażowych.

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- W przypadku porażenia prądem: natychmiast odłączyć zasilanie i wezwać pomoc medyczną.
- W przypadku złego samopoczucia użytkownika: przerwać sesję, otworzyć pokrywę i pomóc mu opuścić łóżko.
- W przypadku przegrzania urządzenia: wyłączyć je, odłączyć od zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- W przypadku pożaru: stosować gaśnice przeznaczone do urządzeń elektrycznych.

OZNACZENIA I INFORMACJE REGULACYJNE

- CE – zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej
- WEEE – zakaz wyrzucania wraz z odpadami komunalnymi.
- IP20 – ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych
- Rozporządzenie (UE) 2023/988 – GPSR

UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte urządzenie stanowi sprzęt elektryczny i elektroniczny. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi. Urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WARUNKI GWARANCJI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Producent ani podmiot wprowadzający do obrotu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - samodzielnych napraw lub modyfikacji,
 - użytkowania w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem,
 - przekroczenia dopuszczalnego obciążenia leżanki.
- Gwarancja traci ważność w przypadku ingerencji w konstrukcję urządzenia.