

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-him-17-okulary-wodorowe-ca-e30-p-103.html>



Inhalator wodoru HIM-17 + okulary wodorowe CA-E30

Cena brutto	10 498,99 zł
Cena netto	8 535,77 zł
Cena poprzednia	11 499,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zestaw inhalator wodoru HIM- 17 i okulary wodorowe CA-E30 to możliwość zakupu obu urządzeń w atrakcyjnym cenowo pakiecie!

Urządzenia te świetnie spisują się jako samodzielne przyrządy do wodoroterapii, jednak jeszcze lepiej działają w połączeniu. Taki zestaw to idealne rozwiązanie dla osób chcących skorzystać ze wszystkich właściwości wodoru molekularnego. Dzięki swoim zaletom, urządzenia idealnie sprawdzą się zarówno w przestrzeni **domowej, jak i w profesjonalnych gabinetach.**

Inhalator wodorowy HIM-17 to zaawansowane urządzenie, które zapewnia wysoką wydajność produkcji wodoru na poziomie **900ml na minutę**, co umożliwi skuteczną terapię wodorem molekularnym. Dzięki zastosowaniu membrany wymiany protonów **DuPont 117** i technologii SPE/PEM, inhalator generuje czysty wodór (99,9%). Urządzenie produkuje wodór cząsteczkowy w postaci gazowej, co umożliwia jego szybkie przenikanie przez błony komórkowe do wnętrza komórek ludzkiego organizmu. Terapia wodorowa z użyciem tego zestawu przynosi wymierne efekty terapii, takie jak poprawa wydolności i regeneracji organizmu.

Wprowadzenie do terapii wodorem

Terapia wodorem to innowacyjna metoda wspierania zdrowia, która zdobywa coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wodór molekularny, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom antyoksydacyjnym, skutecznie redukuje stres oksydacyjny w organizmie, będący jednym z głównych czynników przyspieszających procesy starzenia i rozwój wielu chorób cywilizacyjnych. Regularne stosowanie terapii wodorem wspomaga regenerację organizmu, poprawia funkcjonowanie komórek oraz wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu. Wodór, jako najmniejsza cząsteczka, z łatwością przenika do wnętrza komórek, gdzie neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i wspiera procesy naprawcze. Terapia wodorem molekularnym to nowoczesny sposób na wspieranie zdrowia, który zyskuje coraz większą popularność wśród osób dbających o profilaktykę i dobre samopoczucie.

PORÓWNIANIE Inhalatory Wodoru do domu

H₂ INHALATORY
WODORU.PL



OLV-150B



OLV-300A



OLV-900A



HIM-17



HIM-22

Wymiary	154x154x241 mm	200x432x450 mm	200x432x450 mm	300x255x360 mm	120x120x190 mm
Waga	1,6 kg	7,4 kg	7,4 kg	12 kg	1,6 kg
Pojemność	500 ml	2000 ml	2000 ml	2000 ml	500 ml
Wydajność	100 ml wodoru lub 150 ml tlenu i wodoru na minutę	300 ml wodoru	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	150 ml wodoru
Moc znamionowa	45 W	150 W	150 W	150 W	80 W
Produkcja Gazu Browna	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
Produkcja wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Liczba osób, która może inhalować się jednocześnie	1	2	2	2	1
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Torba do transportu	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
Okulary wodorowe w zestawie	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE

Główne zalety inhalatora wodoru HIM 17:

- **Wydajność i bezpieczeństwo** – generuje do **900 ml wodoru i tlenu na minutę**, zapewniając maksymalną efektywność terapii.
- Produkcja mieszanki **wodoru i tlenu**, znanej jako Gaz Brown, dla zwiększenia korzyści terapeutycznych.
- Zintegrowane zbiorniki kondensacyjne w obudowie **ułatwiają transport** i użytkowanie.
- Możliwość terapii dla **dwóch osób jednocześnie**, co zwiększa efektywność i wygodę użytkownika.
- Membrana wymiany protonów **DuPont 117** wraz z **tytanowo platynową powłoką** gwarantuje najwyższą wydajność urządzenia.
- Technologia **SPE i PEM** zapewnia czysty wodór (99,9%), co zwiększa skuteczność terapii.
- Monitorowanie jakości wody TDS wykrywa ewentualne nieprawidłowości, zapewniając bezpieczne użytkowanie.
- **Dotykowy ekran** i nowoczesny design zapewniają łatwą obsługę i wyświetlanie szczegółowych parametrów.
- Niski poziom hałasu do **40dB** gwarantuje **cichą pracę**, co zapewnia komfort użytkownika.
- Doskonały wybór dla osób poszukujących najwyższej wydajności urządzenia do terapii wodorowej, zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego w gabinetach.



Korzyści z korzystania z okularów wodorowych CA-E30:

Okulary wodorowe są doskonałym uzupełnieniem terapii wodorem molekularnym, tworząc optymalne środowisko do **regeneracji oczu i łagodzenia zmęczenia wzroku**. Dzięki wykorzystaniu wody wodorowej, okulary wspomagają **redukcję zmarszczek i worków pod oczami**, zapewniając świeży i wypoczęty wygląd. Okulary wodorowe są wyposażone w dwukanałowe i trójwymiarowe rozprowadzanie pary, dzięki czemu holistycznie wpływają na organizm człowieka.

- **Automatyczne zwiększanie temperatury pary:** inteligentne podgrzewanie pary do 42°C działa delikatnie i skutecznie.
- **Kompatybilność z inhalatorami wodoru:** połącz okulary z generatorem wodoru i uzyskaj efekt Wodorowego SPA, czyli intensywną regenerację, relaks i wsparcie dla zdrowia oczu.
- **Ładowanie przez USB-C:** szybkie i wygodne ładowanie w każdych warunkach, bez potrzeby specjalnych ładowarek.
- **Pojemna bateria 2000 mAh:** nawet do 6 pełnych cykli użytkowania bez konieczności doładowywania, idealne na codzienne sesje relaksacyjne.
- **Trójwymiarowe rozpylanie aerozolu:** równomierne pokrycie okolic oczu, które zwiększa skuteczność zabiegu i komfort użytkowania.
- **Dwukanałowy system pary:** para wodna rozprowadzana jest równolegle po obu stronach twarzy, co zapewnia lepsze efekty terapeutyczne.
- **Nanotechnologia atomizacji:** ultradrobna mgiełka wytwarzana w nanoskali łatwiej przenika przez naskórek i działa głęboko w tkankach.
- **Wysoka przyswajalność wodoru:** konstrukcja okularów umożliwia skuteczne dotarcie cząsteczek wodoru do skóry i okolic oczu.
- **Kompaktowy rozmiar i lekka konstrukcja:** łatwe do zabrania w podróż, do pracy czy na trening. Wygodne i

dyskretne – korzystasz, kiedy chcesz.



Inhalator wodoru HIM-17 i okulary wodorowe CA-E10 są ze sobą w pełni kompatybilne, zestaw ten zapewnia użytkownikowi dostęp do trzech metod wodoroterapii, wykorzystywanych w zależności od potrzeb i preferencji.

Inhalacje wodorem molekularnym

Inhalator Wodoru HIM-17 generuje gaz Browna, mieszkankę tlenu i czystego wodoru (99.9%) z szybkością 900 ml na minutę. Już po pierwszym zdaniu warto podkreślić, że inhalacje wodorem molekularnym są skuteczne w chorobach dróg oddechowych oraz wspierają leczenie chorób neurodegeneracyjnych. Urządzenie stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. HIM-17 w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. Inhalator pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią. Inhalacje wodorem poprawiają pamięć, a koncentracja wzrasta, co jest szczególnie istotne przy zaburzeniach koncentracji i chronicznym zmęczeniu. Urządzenie wspiera także w przypadku zmęczenia czy stresu – inhalacje wodorem są pomocne także po wysiłku fizycznym oraz w przypadku infekcji wirusowych. Inhalator Wodoru idealnie sprawdzi się jako urządzenie stacjonarne, przeznaczone do użytku w domu, czy w gabinetach wodoroterapii.

Wodór działa na poziomie komórkowym, neutralizując wolnych rodników i działając w sposób selektywny na najbardziej szkodliwe wolnymi rodnikami, co pomaga w redukcji stanów zapalnych i ochronie przed stresem oksydacyjnym.

Efekty terapii wodorem zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych na całym świecie, a w Japonii udowodniono, że regularne inhalacje przyspieszają powrót do zdrowia po chorobach, co potwierdzają również badania naukowych potwierdza. Inhalacje wodorem mogą być stosowane wspomagająco w leczeniu stopy cukrzycowej, choroby Crohna oraz chronicznych zaparciach.



Okulary wodorowe CA-E30, dzięki swojej specyfice i zastosowanych w nich technologiach zapewniają pełną przyswajalność wodoru. Dzięki dwukanałowej i trójwymiarowej technice rozprowadzania pary trafia ona nawet do najgłębszych warstw skóry. Urządzenie posiada również opcję regulacji temperatury, co pozwala na przystosowanie go do preferencji użytkownika.



Inhalator wodorowy HIM-17, dzięki rozpuszczającemu gaz prętowi, wytwarza także wodę wodorową o wysokim, lecz bezpiecznym dla człowieka stężeniu. Spożywanie tak wzbogaconej wody stanowi najprostszą metodę wodoroterapii i ma pozytywny wpływ na wiele schorzeń i problemów życia codziennego, takich jak odporność, zmęczenie, przewlekły stres, czy procesy metaboliczne.

Woda wodorowa to woda nasycona wodorem cząsteczkowym (H₂), która zyskuje coraz większą popularność wśród osób dbających o zdrowie. Picie wody wodorowej jest jedną z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych metod przyjmowania wodoru, a picie wody wodorowej pozwala na skuteczne przenikanie wodoru do organizmu na poziomie tkanek i komórek.

Badania naukowe potwierdzają, że regularne spożywanie wody wodorowej może wspierać ludzki organizm w walce z wolnymi rodnikami, redukować stres oksydacyjny oraz pozytywnie wpływać na różne schorzenia. W badaniach naukowych wykazało się, iż regularne picie wody wodorowej może być równie skuteczne jak inhalacje wodorem.

Warto dodać, że choć witamina C jest znanym antyoksydantem, jej cząsteczki są większe i trudniej przenikają przez barierę krew-mózg w porównaniu z wodorem.



Połączenie naszego inhalatora i okularów wodorowych pozwala na wykorzystanie pełni właściwości wodoru molekularnego, o których możesz przeczytać więcej na naszym [blogu](#).

PARAMETRY PRODUKTU



Wskazania do terapii wodorem

Terapia wodorem molekularnym znajduje szerokie zastosowanie jako wsparcie w leczeniu i profilaktyce wielu schorzeń. Szczególnie polecana jest osobom zmagającym się z przewlekłymi chorobami, takimi jak choroby serca, schorzenia neurodegeneracyjne, dna moczanowa czy choroby nowotworowe. Wodór molekularny pomaga również w łagodzeniu chronicznych zaparć, wspiera organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi oraz redukuje skutki stresu oksydacyjnego, który towarzyszy wielu dolegliwościom. Terapia wodorem jest także rekomendowana osobom cierpiącym na choroby dróg oddechowych, chroniczne zmęczenie, bezsenność, zaburzenia koncentracji i pamięci. Dodatkowo, regularne inhalacje wodorem mogą poprawiać trawienie, przyspieszać metabolizm oraz wspierać ogólną odporność organizmu, co czyni ją doskonałym wyborem zarówno w celach terapeutycznych, jak i profilaktycznych.

Przeciwwskazania do terapii wodorem

Chociaż terapia wodorem jest uznawana za bezpieczną i nie powoduje skutków ubocznych u większości osób, istnieją pewne przeciwwskazania, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem inhalacji wodorem. Osoby z poważnymi schorzeniami, przyjmujące leki na stałe lub mające wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wodorem. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku chorób przewlekłych, zaburzeń metabolicznych czy innych poważnych dolegliwości. Konsultacja medyczna pozwoli dobrać odpowiednią formę terapii wodorem i zapewni bezpieczeństwo jej stosowania.

Badania naukowe i publikacje

Skuteczność terapii wodorem molekularnym została potwierdzona w licznych badaniach naukowych prowadzonych na całym świecie. Badania wykazały, że wodór molekularny posiada silne działanie antyoksydacyjne, skutecznie redukuje stres oksydacyjny oraz wspiera organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi. Terapia wodorem wpływa korzystnie na układ odpornościowy, wspomaga regenerację komórek i spowalnia procesy starzenia. Dodatkowo, wodór wykazuje działanie przeciwalergiczne i przeciwzapalne, co czyni go cennym wsparciem w profilaktyce zdrowotnej oraz leczeniu wielu schorzeń. Coraz więcej publikacji naukowych potwierdza, że regularne stosowanie terapii wodorem może przynieść wymierne korzyści dla zdrowia i samopoczucia.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów i świadczymy pełną gwarancję,

profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.



*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kctch.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kctch.pl