


Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 22:06

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lampa-led-rdpro1500-fs7-p-177.html>



Lampa LED RDPRO1500-FS7

Cena brutto	4 499,00 zł
Cena netto	3 657,72 zł
Dostępność	Dostępny


Opis produktu



PEŁNA GWARANCJA · SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI · NAJLEPSZEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA · CERTYFIKATY JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Lampa RDPRO1500-FS7 profesjonalna terapia światłem LED

KLUCZOWE ZALETY MODELU



7 długości fal

szerokie spektrum od 480 nm (dla skóry) do 1060 nm (dla tkanek głębokich).



Ekran dotykowy

oraz pilot w zestawie dla łatwego sterowania.




Indywidualne sterowanie

Możliwość sterowania każdą falą osobno.



Otwarta konstrukcja

Brak szklanej osłony pozwala światłu docierać głębiej, maksymalizując efektywność terapii.



Technologia Dual Chip

dwie fale światła z jednej diody dla
równomiernej terapii.



Serwis i gwarancja w Polsce


3 lata gwarancji oraz szybki,
łatwy serwis realizowany lokalnie.


Światło, które naprawdę działa - nowa jakość terapii LED

Poznaj RDPRO1500-FS7 - panel do terapii światłem LED, który daje Ci pełną kontrolę nad **regeneracją skóry, mięśni i tkanek**.

To profesjonalne narzędzie do pielęgnacji, zdrowia i relaksu. Panel łączy w sobie precyzyjną regulację natężenia światła (0-100% jasności), możliwość sterowania przez aplikację lub pilot i **zaawansowaną technologię Dual Chip**, co pozwala uzyskać równomierny, skuteczny efekt.

Chcesz poprawić kondycję skóry, przyspieszyć regenerację po treningu albo wspomóc samopoczucie i zdrowie - RDPRO1500-FS7 to wszechstronne rozwiązanie, **które działa od powierzchni skóry aż po głębsze tkanki**, z pełną kontrolą i komfortem użycia.





Aż 7 długości fali

Od niebieskiego światła po zaawansowaną podczerwień - możesz dopasować terapię do swoich potrzeb: od oczyszczenia i ukojenia skóry, po stymulację kolagenu i głęboką regenerację tkanek.

Każde pasmo ustawisz niezależnie (0-100%), tworząc spersonalizowane sesje fototerapii:

- **480 nm (niebieskie)** - działanie antybakteryjne, wsparcie oczyszczania skóry.
- **630-660 nm (czerwone)** - stymulacja kolagenu, poprawa jędrności i elastyczności.
- **810-850 nm (NIR)** - wsparcie mikrokrążenia, regeneracja mięśni i stawów (lampa na podczerwień).
- **1060 nm (głęboka podczerwień)** - najgłębsza penetracja, pobudzenie mitochondriów i procesów naprawczych.

Precyzyjne działanie na różnych poziomach skóry

Każda długość fali przenika na inną głębokość, aktywując odmienne procesy biologiczne - od powierzchni naskórka aż po głębsze warstwy skóry.


Światło niebieskie (Blue) - działa głównie w naskórku, pomagając zredukować bakterie odpowiedzialne za niedoskonałości i wspierając oczyszczanie skóry.

Światło zielone i żółte - wspomaga wyrównanie kolorytu, rozświetlenie oraz regenerację skóry.

Światło czerwone (Red) - dociera głębiej do skóry właściwej, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność oraz elastyczność.

Światło bliskiej podczerwieni (NIR) - przenika najgłębiej, wspierając regenerację komórkową, mikrokrążenie i procesy naprawcze.

Dzięki połączeniu 7 spektrów w jednym urządzeniu, lampa LED umożliwia kompleksową terapię skóry: **od pracy na problemach powierzchniowych po intensywne wsparcie anti-aging i regeneracji**. To profesjonalna technologia, którą możesz stosować wygodnie w jednym zabiegu.



Inteligentny Tryb smart

Możliwość pracy przy użyciu inteligentnego trybu smart. Każdy tryb to odpowiednio dostosowane parametry do potrzeb klienta. Wybierz z pośród 10 gotowych programów: Pielęgnacja stawów, Twarz i oczy, Sen, Skóra, Trening, Zdrowie psychiczne, Mózg, Wzrost włosów, Szyja, Leczenie ran oraz program dla zwierząt.

Tryb własny

Istnieje możliwość dostosowania wszystkich parametrów do swoich preferencji.

Dimming


Jasność, regulowanie 3 grup diod (niebieskich, czerwonych i podczerwonych), przeciągając suwak w górę lub dół.

Timer

Czas, który umożliwia ustawienie długości trwania zabiegu.

Pulse

Pulsacja dotycząca fal podczerwonych, można ustalić częstotliwość pulsu 0-9999Hz.



Zawartość zestawu



Okulary ochronne



Kabel zasilający



Kabel krosowy



Hak do drzwi



Linki montażowe



Sznur montażowy



Pilot

Instrukcja

Przejrzysta instrukcja obsługi zawierająca schemat montażu, sposób podłączenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia. Ułatwia szybkie i poprawne uruchomienie zestawu.

Okulary ochronne

Lekkie okulary zabezpieczające oczy przed intensywnym światłem oraz drobnymi cząstkami. Zapewniają komfort użytkowania i zwiększają bezpieczeństwo podczas pracy.

Hak do drzwi

Solidny metalowy hak umożliwiający szybkie zawieszenie urządzenia na drzwiach bez konieczności wiercenia. Stabilna konstrukcja gwarantuje bezpieczne mocowanie.

Linki do zawieszenia

Wytrzymałe linki montażowe pozwalające na regulację wysokości zawieszenia lampy. Ułatwiają precyzyjne dopasowanie pozycji urządzenia.