

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lampa-led-simei-ultra150-ze-stojakiem-podlogowym-p-206.html>



Lampa LED SIMEI ULTRA150 ze stojakiem podłogowym

Cena	3 948,99 zł
Kod producenta	ZES_RDPRO750FS7_FS

Opis produktu

Kompaktowa lampa na twarz i pojedyncze partie – postawisz ją na podłodze, stole albo biurku

Zestaw łączy lampę LED **ULTRA150** z dedykowanym stojakiem podłogowym **SIMEI FS**. Dostajesz komplet gotowy do sesji – lampę postawisz pionowo na podłodze, stole albo biurku, a dzięki **kółkom z blokadą** łatwo ją przestawisz – bez wieszania na drzwiach i bez wiercenia. W zestawie płacisz mniej niż za oba produkty kupione osobno.

ULTRA150 to **150 diod Dual Chip, 7 długości fal (480-1060 nm)** i natężenie **78,4 mW/cm² z 15 cm w pomiarze laboratoryjnym** (solarmetrem ok. 120 mW/cm²) na panelu 47,3 × 30 cm – w jednej sesji naświetlisz twarz, szyję i dekolty albo wybrane partie ciała. Gwarancja door-to-door: **3 lata na lampę** i **2 lata na stojak**, serwis w Polsce.

7 fal

480-1060 nm

78,4 mW/cm²


natężenie z 15 cm (laboratorium)

kółka z blokadą

w zestawie

bez wiercenia

gotowy w chwilę





3 lata gwarancji na lampę

Stojak 2 lata. Door-to-door – odbieramy i odsyłamy na nasz koszt



Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków – części i naprawy w kraju



Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w montażu i ustawieniu: 533-101-668



Certyfikaty CE i RoHS, IEC, FCC

Producent z certyfikatem ISO 13485 i rejestracją FDA



Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres



14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny

Najważniejsze funkcje i zalety zestawu


Lampa odpowiada za światło, stojak za wygodę: lampa stoi tam, gdzie siedzisz, i nie zajmuje drzwi ani ściany. W paczce z lampą jest też **hak na drzwi i linki**, więc gdy zechcesz, zawieszisz ją także bez stojaka. Jak działa terapia światłem czerwonym, opisujemy szczegółowo na [karcie lampy SIMEI ULTRA150 →](#)

480 · 630 · 660 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm · 78,4 mW/cm² z 15 cm (laboratorium)

Pełne spektrum 7 fal w kompaktowym panelu

Na powierzchni zaledwie **47,3 × 30 cm** ULTRA150 mieści **150 diod Dual Chip** i 7 długości fal: niebieskie **480 nm** działa w naskórku, czerwone **630 i 660 nm** w skórze, a bliska podczerwień **810, 830, 850 i 1060 nm** wnika głębiej.

Natężenie zmierzone w laboratorium spektrometrem wynosi **78,4 mW/cm² z 15 cm** (solarmetrem ok. 120 mW/cm²), a każdą grupę fal regulujesz niezależnie w zakresie 0–100%. Z odległości 30 cm panel obejmuje ok. **63 × 46 cm** – twarz z szyją i dekoltem albo wybraną partię ciała.




11 programów Smart · tryb Custom · pulsacja 0-128 Hz

Gotowe programy albo pełna kontrola

Wybierasz jeden z **11 programów Smart** albo zapisujesz własne ustawienia w trybie **Custom**: jasność 0-100% dla każdej fali, timer 1-30 minut i pulsację bliskiej podczerwieni 0-128 Hz.

Sterujesz z **ekranu dotykowego**, **pilotem** albo z **aplikacji mobilnej**. Otwarta konstrukcja bez szklanej osłony, 2 wentylatory i żywotność diod szacowana przez producenta na **50 000 godzin**.

Masz więcej niż jedną lampę? Każdy panel przypiszesz do jednej z 3 grup i sterujesz całą grupą naraz – z pilota albo z aplikacji. Kilka lamp włączysz jednym przyciskiem, z tymi samymi ustawieniami. W zestawie jest też kabel krosowy: połączysz nim kilka paneli w jeden większy zestaw, np. dwie lampy obok siebie, gdy zechcesz naświetlać większą powierzchnię.



Podłoga · stół · biurko

Postaw lampę tam, gdzie jej potrzebujesz

Stojak SIMEI FS utrzymuje panel w pionie, więc lampę ustawisz na podłodze przy fotelu, na stole albo na biurku – bez szukania drzwi do powieszenia czy miejsca na ścianie. Wystarczy wsunąć panel w uchwyt.

To wygodne przy sesjach na siedząco: siadasz w fotelu, ustawiasz stojak w odpowiedniej odległości i włączasz lampę.




2 kg · 37 × 25 × 10 cm · kółka z blokadą

Lekki, kompaktowy i mobilny

W zestawie są **kółka z blokadą**. Zamontujesz je, gdy chcesz przesuwać lampę bez podnoszenia – np. od fotela do łóżka – a podczas sesji zablokujesz, żeby panel stał nieruchomo. Jeśli wolisz stałe ustawienie, używasz stojaka bez kółek.

Stojak waży tylko **2 kg**, zajmuje **37 × 25 × 10 cm** i utrzyma panel do **15 kg** – lampa SIMEI ULTRA150 waży 5,7 kg. Stalowa, płaska podstawa chroni ją przed przewróceniem.



Natężenie zmierzone w niezależnym laboratorium

Większość sprzedawców lamp LED podaje natężenie z solarmetru albo z katalogu producenta. My zleciliśmy pomiar lampy z serii ULTRA w niezależnym laboratorium optycznym. Lampę zmierzono **profesjonalnym spektrometrem** przy wszystkich długościach fal ustawionych na 100%. Modele z serii ULTRA mają te same diody i różnią się tylko ich liczbą, więc natężenie na cm^2 jest w nich takie samo.

78,4 mW/cm^2

z 15 cm

63,2 mW/cm^2

z 30 cm

54,3 mW/cm^2

z 45 cm

2,3%


migotanie w trybie ciągłym

Popularny solarmetr pokazuje przy tej samej lampie z 15 cm ok. 120 mW/cm^2 . To typowe zawyżenie: solarmetr jest skalibrowany pod szerokie widmo słońca, a diody LED świecą wąskimi pasmami, dlatego większość sprzedawców podaje natężenie wyższe od rzeczywistego. Spektrometr mierzy każdą długość fali osobno. Podajemy oba wyniki, ale do porównań uczciwszy jest pomiar laboratoryjny.

Deklaracje typu „moc diod 5 W” albo natężenie bez podanej odległości nic nie mówią o dawce, którą otrzymuje skóra – dlatego przy każdym wyniku podajemy odległość pomiaru.

Natężenie lamp FS7: solarmetr a laboratorium

mW/cm², wszystkie długości fal na 100%



Jaki obszar ciała naświetli lampa?

Panel ma wymiary **47,3 x 30 cm**, a diody świecą pod kątem **30°**. Im dalej od lampy jesteś, tym większy obszar obejmuje światło – ale tym niższe jest jego natężenie. Stojak podłogowy przesuniesz bliżej albo dalej – na kółkach bez podnoszenia lampy.

15 cm

obszar ok. **55 x 38 cm**

Najwyższe natężenie – na stojąco światło sięga ok. 59 cm od podłogi

30 cm

obszar ok. **63 x 46 cm**

Uniwersalna odległość – na stojąco światło sięga ok. 63 cm od podłogi

90 cm

obszar ok. **79 x 78 cm**

Większy obszar – na stojąco światło sięga ok. 79 cm od podłogi; łagodniejsze światło, dłuższa sesja

Wymiary obszaru wyliczone geometrycznie z wielkości panelu i kąta świecenia 30° dla lampy na stojaku podłogowym: dolna krawędź panelu jest ok. 8 cm nad podłogą, a wysokości liczymy od podłogi. Przy większej odległości dolna część wiązki pada na podłogę, dlatego obszar na ciele jest niższy niż sama wiązka. Na tułów i twarz lampę skierujesz przy sesji na siedząco albo stawiając stojak na stole lub biurku. Natężenie zmierzone w laboratorium spektrometrem wynosi 78,4 mW/cm² z 15 cm, 63,2 mW/cm² z 30 cm i 54,3 mW/cm² z 45 cm (solarmetrem z 15 cm ok. 120 mW/cm²) – z większej odległości jest niższe, dlatego sesję warto odpowiednio wydłużyć.

Jak to działa

1

Zamocuj lampę na stojaku

Wsuń panel w uchwyty stojaka. Jeśli chcesz przestawiać lampę, zamontuj kółka z zestawu.

2

Ustaw stojak

Postaw stojak na równej, stabilnej powierzchni, zablokuj kółka i usiądź ok. 15–30 cm od panelu. Załóż okulary ochronne z zestawu.

3

Rozpocznij sesję

Na ekranie, pilotem lub w aplikacji wybierz jeden z 11 programów Smart albo własne ustawienia w trybie Custom. Typowa sesja trwa 10–20 minut, a lampa wyłączy się sama.

Chcesz porównać parametry lampy SIMEI ULTRA150 z innymi modelami albo przekazać je w gabinecie? [Pobierz kartę lampy w PDF →](#)

Który wariant wybrać

Parametr	ULTRA150 + SIMEI FS	ULTRA150 + SIMEI PS	sama lampa SIMEI ULTRA150
Mocowanie lampy	na podłodze, stole lub biurku, bez wiercenia	na stojaku, bez wiercenia	na drzwiach (hak w zestawie)
Regulacja wysokości	brak – panel stoi na podstawie pionowa	płynna, 97,5-136 cm	zależy od miejsca zawieszenia pionowa lub pozioma (na linkach)
Pozycja panelu		pionowa lub pozioma	poziomym
Sesje na leżąco	nie	tak – panel nad kozetką lub łóżkiem	tak, przy zawieszeniu poziomym
Przestawianie	stojak 2 kg, kółka z blokadą	stojak 10 kg, podstawa 63,5 × 41 cm	przewieszasz lampę
Udźwig stojaka	do 15 kg	do 23 kg	—
Najlepiej do	sesje na siedząco przy fotelu, łóżku lub biurku	gabinet, studio, dom – różne rodzaje sesji	dom, gdy wystarczy zawieszenie na drzwiach
Cena	ta karta	zobacz zestaw →	zobacz lampę →

Szukasz innej lampy albo innego zestawu? [Zobacz wszystkie lampy LED do terapii światłem →](#)

Dlaczego warto kupić u nas

	Zestaw ULTRA150 + SIMEI FS w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Natężenie światła	✓ 78,4 mW/cm ² z 15 cm zmierzone w niezależnym laboratorium (solarmetrem ok. 120 mW/cm ²)	„moc diod” lub natężenie bez odległości i bez pomiaru laboratoryjnego
Dobry stojak	✓ Stojak podłogowy SIMEI FS przeznaczony do ULTRA150, udźwig 15 kg przy lampie 5,7 kg	stojak „uniwersalny” bez podanego udźwigu i listy lamp
Cena zestawu	✓ taniej niż lampa i stojak kupione osobno	akcesoria dokupowane osobno, często u innego sprzedawcy
Certyfikaty	✓ CE i RoHS, IEC, FCC; producent z ISO 13485 i rejestracją FDA	często brak dokumentów lub CE bez deklaracji zgodności
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer i podmiot odpowiedzialny w UE	nieznany dostawca
Serwis i gwarancja	✓ 36 mies. door-to-door na lampę i 24 mies. na stojak, serwis w Polsce	często brak gwarancji lub naprawa za granicą
Wsparcie techniczne	✓ instrukcje PL i doradca pod 533-101-668 – także przy montażu stojaka	kontakt przez formularz lub czat

Dla kogo jest zestaw ULTRA150 ze stojakiem

Dobry wybór

Ten zestaw sprawdzi się, jeśli:

- naświetlasz głównie twarz, szyję i dekolt albo pojedyncze partie ciała,
- masz mało miejsca – panel ma 47,3 × 30 cm, a podstawa stojaka 37 × 25 cm,
- korzystasz z lampy na siedząco, przy biurku albo w fotelu, bez wieszania na drzwiach,
- chcesz pełnego spektrum 7 fal i 11 programów Smart w lampie ważącej 5,7 kg.

Inna potrzeba

Rozważ inny wariant, jeśli:

- potrzebujesz regulacji wysokości albo sesji na leżąco → [ULTRA150 ze stojakiem pneumatycznym](#),
- chcesz w jednej sesji naświetlać tułów albo całe plecy → [ULTRA300 ze stojakiem podłogowym](#),
- chcesz naświetlać całą sylwetkę naraz → [ULTRA600 ze stojakiem pneumatycznym](#).

Co jest w zestawie

Lampa

Lampa LED SIMEI ULTRA150

- Lampa LED SIMEI ULTRA150
- 1x okulary ochronne
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x hak na drzwi
- zestaw do zawieszania (linki i zatrzaski)
- 1x kabel zasilający
- 1x kabel krosowy do łączenia paneli
- polska instrukcja obsługi

Stojak

Stojak podłogowy SIMEI FS

- Stojak podłogowy SIMEI FS
- kółka z blokadą (montaż opcjonalny)
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi

Uwaga: chroń oczy przed intensywnym światłem

Podczas korzystania z zestawu zachowaj szczególną ostrożność:

- Zawsze zakładaj okulary ochronne z zestawu i nie patrz bezpośrednio w diody
- Ustawiaj stojak na równej powierzchni, nie przekraczaj udźwigu 15 kg i przed sesją zablokuj kółka
- Nie zasłaniaj wentylatorów i nie używaj lampy w temperaturze powyżej zalecanego zakresu
- W ciąży, przy padaczce fotogennej lub przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość na światło skonsultuj stosowanie z lekarzem

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu (karty GPSR, PDF): [lampa LED →](#) · [stojak →](#)

Ważna informacja: lampa SIMEI ULTRA150 nie jest urządzeniem medycznym i nie została zaprojektowana ani przeznaczona do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania światła czerwonego i podczerwonego oraz zastosowania urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady

medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej.

Specyfikacja

Zestaw	Zestaw: lampa LED do fotobiomodulacji + stojak
Typ	ULTRA150
Lampa	Stojak podłogowy SIMEI FS
Stojak	
Lampa – parametry światła	
Liczba diod LED	150 (Dual Chip)
Długości fal	480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm
Irradiancja (pomiar solarmetrem)	ok. 120 mW/cm ² przy 15 cm
Irradiancja (pomiar laboratoryjny spektrometrem)	78,4 mW/cm ² przy 15 cm
Kąt wiązki światła	30°
Lampa – funkcje i sterowanie	
Tryb Smart	tak (11 programów)
Tryb Custom	tak – zapis własnych ustawień
Regulacja intensywności	0-100% (dla każdej fali)
Timer	1-30 min
Pulsacja (NIR)	0-128 Hz
Sterowanie	panel dotykowy, pilot, aplikacja mobilna
Lampa – parametry techniczne	
Żywotność diod	50 000 h
Pobór mocy	219 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Wentylatory	2
Zalecana temperatura otoczenia	10°C do 30°C
Wymiary (S×W×G)	30 × 47,3 × 6,6 cm
Masa	5,7 kg
Emisja EMF	Znikoma
Migotanie	Niskie
Stojak	
Model	SIMEI FS
Pozycja panelu	pionowa (bez regulacji kąta nachylenia)
Udźwig	do 15 kg
Kółka	tak, z blokadą (montaż opcjonalny)
Materiał	stal
Wymiary	37 × 25 × 10 cm
Masa	2 kg
Zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
Certyfikaty i zgodność	CE i RoHS , IEC , FCC
Certyfikaty lampy	ISO 13485 i MDSAP, rejestracja FDA
Certyfikaty zakładu produkcyjnego	
Zakup i wsparcie	
Skład zestawu	Lampa LED SIMEI ULTRA150, 1x okulary ochronne, 1x pilot zdalnego sterowania, 1x hak na drzwi, zestaw do zawieszania (linki i zatrzaski), 1x kabel zasilający, 1x kabel krosowy do łączenia paneli, polska instrukcja obsługi, Stojak podłogowy SIMEI FS, kółka z blokadą (montaż opcjonalny), akcesoria montażowe, instrukcja obsługi 36 miesięcy na lampę, 24 miesiące na stojak (door-to-door)
Gwarancja	
Producent i bezpieczeństwo	
Marka	SIMEI
Producent	HHO sp. z o.o. ul. Stanisława Klimeckiego 8/75 30-705 Kraków NIP: 6772490786 e-mail: kontakt@inhalatorywodoru.pl DZ/2026/K/02 (PDF) GPSR lampy , GPSR stojaka
Deklaracja zgodności UE (lampa)	
Bezpieczeństwo	