

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 00:25

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/wypozyczenie-inhalator-wodoru-him-17-p-19.html>



Wypożyczenie inhalator wodoru HIM-17

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 056,91 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	USL_WYP_HIM17

Opis produktu

Wypożycz i wypróbuj Inhalator wodoru HIM-17 900 ML/MIN

UWAGA!

W celu ustalenia warunków wypożyczenia oraz dostępności urządzenia, prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji.

MAIL: KONTAKT@INHALATORYWODORU.PL TELEFON: 533 101 668

Więcej informacji na temat wypożyczenia naszych urządzeń przeznaczonych do wodoroterapii znajdziesz w naszych [aktualnościach](#) oraz zapoznając się z [regulaminem wypożyczeń](#).

PORÓWNIANIE Inhalatory Wodoru do wypożyczenia

	 HIM-22	 OLV-300A	 HIM-17	 HIM-19
Wymiary	120x120x190 mm	200x432x450 mm	300x255x360 mm	352x372x379 mm
Waga	1,6 kg	7,4 kg	12 kg	10,6 kg
Pojemność	500 ml	2000 ml	2000 ml	2000 ml
Wydajność	150 ml wodoru	300 ml wodoru	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę
Moc znamionowa	80 W	150 W	150 W	300 W
Produkcja Gazu Browna	NIE	NIE	TAK	TAK
Produkcja wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK
Liczba osób, która może inhalować się jednocześnie	1	2	2	2
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK
Torba do transportu	TAK	NIE	NIE	NIE
Okulary wodorowe w zestawie	NIE	TAK	NIE	NIE

HIM-17 to niezwykle wydajne i bezpieczne urządzenie do użytku domowego, które może produkować do **900 ml wodoru i tlenu na minutę** (600ml/min wodór, 300ml/min tlen). Ponadto, oferuje możliwość produkcji mieszanki wodoru i tlenu.

Dzięki stężeniu wodoru sięgającemu nawet do 4%, korzystanie z urządzenia jest **bezpieczne** nawet w warunkach domowych. Zintegrowane z obudową zbiorniki kondensacyjne ułatwiają transport i użytkowanie urządzenia, a możliwość stosowania **terapii przez dwie osoby** równocześnie sprawia, że jest to wyjątkowo **praktyczne rozwiązanie**.

Urządzenie wyposażono w membranę wymiany protonów **DuPont 117** oraz **tytanowo-platynową powłokę**, co gwarantuje maksymalną wydajność. Dodatkowo, jego żywotność sięga aż do **10 000 godzin pracy**.

Dzięki technologiom **SPE i PEM**, inhalator HIM-17 zapewnia wytwarzanie czystego wodoru (**99,9%**), a detekcja jakości wody TDS monitoruje wszelkie nieprawidłowości, takie jak brak wody czy przegrzanie.

Przyjazny użytkownikowi dotykowy ekran wraz z nowoczesnym designem zapewnia łatwość obsługi i szczegółowe informacje dotyczące pracy urządzenia. Dodatkowo, generowany przez nie dźwięk osiąga natężenie do 40dB, co zapewnia **cichą pracę**.

HIM-17 jest idealnym wyborem dla osób poszukujących najbardziej wydajnego urządzenia lub planujących wykorzystanie go do zabiegów wodoroterapii w gabinetach.

**900
ML/MIN**

**WYDAJNOŚĆ DO
900ML/MIN**

99,9%

**CZYSTOŚĆ
WODORU 99,9%**

**SPE
PEM**

**ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII
SPE I PEM**

10 000

**TRWAŁOŚĆ NA
POZIOMIE 10 000
GODZIN PRACY**



CICHA
PRACA



SPRAWDZI SIĘ
W GABINETACH
WODOTERAPII



PRODUKUJE
MIESZANKĘ
WODORU I TLENU



MOŻLIWOŚĆ
UŻYTKOWANIA PRZEZ
DWIE OSOBY

Inhalacje wodorem molekularnym należą do jednych z **najbardziej innowacyjnych terapii** na świecie. Jako największe zalety wodoroterapii wymieniamy bezpieczeństwo i szerokie spektrum zastosowań. Inhalator HIM-17 to wydajne urządzenie, które posiada certyfikat **CE SGS**, a jego skuteczność została udokumentowana **badaniami klinicznymi**.

Urządzenie generuje **czysty wodór o stężeniu 99.9%** z szybkością **600 ml na minutę**, jak i mieszkankę wodoru i tlenu w stężeniu 66% - 33%. Dzięki rozpuszczającemu gaz prętomu, urządzenie wytwarza także wodę wodorową.



REGENERACJA
PO COVID-19



PROFILAKTYKA
NOWOTWOROWA



REDUKCJA
CHRONICZNEGO
ZMĘCZENIA



LECZENIE
CHORÓB OCZU



POPRAWA
PAMIĘCI
I KONCENTRACJI



NIWELOWANIE
OBJAWÓW
ALERGII I ASTMY



WSPARCIE
DLA SKÓRY



WSPARCIE PRZY
CHOROBY PARKINOSNA
I ALZHEIMERA

Zasilanie	220V/50Hz	Metoda elektrolizy	SPE (stałe elektrolity polimerowe) + PEM (membrana wymiany protonów)
Moc	150W	Membrana	Membrana protonowa DuPont + warstwa wierzchnia z tytanowo platynowej powłoki
Wydajność	do 900ml/min - 600ml/min wodoru lub/oraz do 300ml/min tlenu	Wymiary	300x255x360mm
Pojemność	2000ml na wodę destylowaną	Waga	12kg
Obudowa	Stal nierdzewna malowana proszkowo	Gwarancja	24 miesiące (klient końcowy), 12 miesięcy (B2B)


Inhalatory wodoru są stosowane w leczeniu różnych schorzeń, takich jak **COVID-19**, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby płuc oraz mózgu. Urządzenia te znacząco hamują również proces namnażania się **komórek nowotworowych**.

Inhalator HIM-17 pomaga także w codziennym funkcjonowaniu, redukując problemy z **odpornością, koncentracją, pamięcią, zmęczeniem oraz stresem.**



Inhalatory wodoru są wyposażone w membrany PEM, które podczas elektrolizy generują czysty wodór, nie mieszając go z tlenem. Dzięki zastosowaniu technologii **SPE** (Stałe Elektrolity Polimerowe) w podwójnej komórce PEM (membrana wymiany protonów), uzyskuje się czysty wodór, unikając przy tym produkcji szkodliwych gazów, takich jak chlor czy ozon. Podczas inhalacji, czysty wodór jest dostarczany do organizmu pacjenta za pomocą kaniuli lub maski. Dzięki temu, proces inhalacji staje się niezwykle **bezpieczny i skuteczny**





Wodór molekularny to nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz, który występuje naturalnie w przyrodzie. Choć znany od kilkuset lat, to dopiero w 2007 roku zespół dr. Shigeo Ohta zidentyfikował jego potencjał jako skutecznego **przeciwutleniacza** w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Od tego czasu powstało ponad 1200 prac badawczych, które potwierdzają jego skuteczność. W listopadzie 2016 roku Inhalacje Wodorem zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii jako zaawansowana terapia medyczna.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem inhalatorów! Świadczymy pełną gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.

*Uwaga: Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Przed użyciem w celach zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa
Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

CE

Producent

GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Address:5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Okres wypożyczenia: 14 dni , 30 dni (+ 500,00 zł)