


Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/wypozyczenie-lampy-led-simei-ultra300-na-30-dni-p-154.html>



Wypożyczenie lampy LED SIMEI ULTRA300 na 30 dni

Cena	1 000,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Wypożycz lampę do terapii światłem czerwonym na 30 dni – sprawdź ją w domu, zanim kupisz

W wypożyczeniu dostajesz lampę LED **ULTRA300** razem ze **stojakiem podłogowym SIMEI FS**, na **30 dni**. To ten sam panel, który sprzedajemy: **300 diod Dual Chip, 7 długości fal od 480 do 1060 nm** i natężenie **78,4 mW/cm² z 15 cm w pomiarze laboratoryjnym** (solarmetrem ok. 120 mW/cm²) na powierzchni 91 × 30 cm.

Jeśli po wypożyczeniu zdecydujesz się na zakup, **cały koszt najmu odliczamy od ceny lampy**. Dostawa do Ciebie jest bezpłatna, a kaucję zwrotną oddajemy po zwrocie kompletnego, sprawnego sprzętu.

30 dni

okres wypożyczenia

7 fal


480–1060 nm

78,4 mW/cm²

natężenie z 15 cm (laboratorium)

ze stojakiem

podłogowym SIMEI FS



□□

Koszt najmu odliczamy

Od ceny lampy, jeśli zdecydujesz się na zakup

□□

Dostawa 0 zł

Wysyłka na nasz koszt – kurier pod wskazany adres

□□

Kaucja zwrotna 2000 zł

Zwracamy do 7 dni od zwrotu sprzętu

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Instrukcja PL i doradca: 533-101-668



Certyfikaty CE i RoHS, IEC, FCC

Producent z certyfikatem ISO 13485 i rejestracją FDA

Czym jest terapia światłem czerwonym i po co ją stosować?

Terapia światłem czerwonym, czyli **fotobiomodulacja (PBM)**, polega na naświetlaniu ciała światłem czerwonym i bliską podczerwienią o ściśle określonych długościach fal. To nie jest opalanie ani grzanie – lampa nie emituje UV, a światło działa na poziomie komórek, nie temperatury.

Według obecnej wiedzy światło o długości ok. 600–1100 nm jest pochłaniane przez **mitochondria** – komórkowe „elektrownie”. W odpowiedzi komórki wytwarzają więcej energii (ATP), a to wspiera ich naturalne procesy odnowy. Fotobiomodulację opisano w tysiącach publikacji naukowych. Od lat stosują ją gabinety kosmetyczne, fizjoterapeuci i sportowcy, a dzięki panelom LED jest dostępna także w domu.

1

Światło dociera do komórek

Czerwień (630–660 nm) działa w skórze, bliska podczerwień (810–1060 nm) przenika głębiej – do mięśni i tkanek.

2

Mitochondria dostają impuls

Komórki pochłaniają światło i wytwarzają więcej energii potrzebnej do pracy i regeneracji.

3

Organizm robi resztę

Efekty budują się stopniowo – przy regularnych sesjach, zwykle kilka razy w tygodniu przez kilka tygodni.

Najczęściej po terapię światłem sięga się, aby:

- **zadbać o wygląd skóry** – jej jędrność, elastyczność i wyrównany koloryt,
- **wesprzeć regenerację po treningu** i rozluźnić przeciążone mięśnie,
- **poprawić komfort** przy codziennym napięciu karku, pleców i stawów,
- **zadbać o samopoczucie i wieczorne wyciszenie** – sesja to 10–20 minut relaksu bez ekranów,
- **wspierać kondycję skóry głowy i włosów.**

Liczy się regularność i odpowiednia dawka światła. Dlatego przy wyborze lampy warto patrzeć na natężenie podane z odległością pomiaru, liczbę długości fal i możliwość ich regulacji – czyli parametry, które opisujemy poniżej.

Najważniejsze funkcje i zalety


480 · 630 · 660 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm

7 długości fal – od powierzchni skóry po głębsze tkanki

Większość paneli na rynku ma 2–5 długości fal w zakresie czerwieni i bliskiej podczerwieni. **ULTRA300 ma ich siedem**, w tym światło niebieskie **480 nm** i głęboką podczerwień **1060 nm**.

- **480 nm (niebieskie)** – działa w naskórku, wspiera pielęgnację skóry ze skłonnością do niedoskonałości.
- **630 i 660 nm (czerwone)** – dociera do skóry właściwej, wspiera naturalną produkcję kolagenu, jędrność i elastyczność skóry.
- **810, 830 i 850 nm (NIR)** – bliska podczerwień wnika głębiej, wspiera mikrokążenie i regenerację mięśni po wysiłku.
- **1060 nm (głęboka podczerwień)** – najgłębsza penetracja w zestawie, uzupełnia sesję regeneracyjną.

Każdą grupę fal regulujesz **niezależnie w zakresie 0-100%**, więc możesz pracować samą czerwienią na twarz, samym NIR po treningu albo pełnym spektrum.




300 diod Dual Chip · 78,4 mW/cm² z 15 cm (laboratorium)

Dual Chip i duża powierzchnia - równomierna dawka na całym panelu

Każda z **300 diod** ma dwa chipy emitujące różne długości fal. Dzięki temu czerwień i podczerwień wychodzą z tego samego punktu, a światło rozkłada się na panelu równomiernie – bez „wysp” jednego koloru.

Co to daje w praktyce? Światło jest znacznie bardziej równomierne na całej naświetlanej powierzchni: każdy fragment skóry dostaje tę samą mieszankę czerwieni i podczerwieni, więc w trakcie sesji nie musisz się przesuwać ani obracać lampy. Na tej samej powierzchni panel ma dwa razy więcej źródeł światła niż lampa z diodami jednochipowymi.

Panel ma wymiary **91 x 30 cm**, a dzięki kątowi świecenia 30° z odległości 30 cm obejmuje ok. **107 x 46 cm** – wystarczająco, by w jednej sesji naświetlić twarz z tułowiem albo całe plecy.



Aplikacja mobilna · 11 programów Smart · pulsacja 0-128 Hz

Gotowe programy albo pełna kontrola - Ty decydujesz


Nie musisz znać się na długościach fal. Wybierasz jeden z **11 programów Smart**: stawy, twarz i oczy, sen, skóra, trening, samopoczucie, mózg, włosy, szyja, regeneracja skóry oraz program dla zwierząt - lampa sama ustawia parametry.

Jeśli wolisz własne ustawienia, **tryb Custom** pozwala zapisać:

- **Jasność** - 0-100% osobno dla każdej długości fali,
- **Timer** - sesja od 1 do 30 minut, lampa wyłącza się sama,
- **Pulsację** - 0-128 Hz dla bliskiej podczerwieni.

Sterujesz z **ekranu dotykowego** na obudowie, **pilotem** albo z **aplikacji mobilnej** - sesję ustawisz i uruchomisz ze smartfona, bez wstawiania z miejsca.

Masz więcej niż jedną lampę? Każdy panel przypiszesz do jednej z 3 grup i sterujesz całą grupą naraz - z pilota albo z aplikacji. Kilka lamp włączysz jednym przyciskiem, z tymi samymi ustawieniami. W zestawie jest też kabel krosowy: połączysz nim kilka paneli w jeden większy zestaw, np. dwie lampy obok siebie, gdy zechcesz naświetlać większą powierzchnię.



Bez szklanej osłony · niskie migotanie · 4 wentylatory

Otwarta konstrukcja i niskie migotanie światła

Diody nie są zasłonięte szybą, więc **światło nie traci natężenia na osłonie** i dociera do skóry w pełnej mocy.

Zasilanie zaprojektowano tak, by **migotanie światła było niskie**. To ważne przy regularnych sesjach, bo migotanie bywa źródłem zmęczenia oczu i bólu głowy.

4 ciche wentylatory i stalowa obudowa SPCC odprowadzają ciepło, dzięki czemu diody pracują stabilnie, a ich żywotność producent szacuje na **50 000 godzin**.

Chłodzenie jest wydajne: ciepło jest odprowadzane na bieżąco, więc diody nie tracą mocy nawet przy długich sesjach. Przegrzana dioda LED świeci słabiej i szybciej się zużywa, dlatego dobre chłodzenie przekłada się na stałą dawkę i dłuższą żywotność lampy. Wentylatory pracują cicho i nie przeszkadzają przy wieczornym relaksie.



Stojak podłogowy SIMEI FS w wypożyczeniu

Lampę dostajesz razem ze stojakiem podłogowym, więc od pierwszego dnia postawisz ją przy fotelu, łóżku albo biurku – bez wieszania na drzwiach i bez wiercenia. W paczce jest też **hak na drzwi i linki**, gdy wolisz zawiesić panel.

Podłoga · stół · biurko

Postaw lampę tam, gdzie jej potrzebujesz

Stojak SIMEI FS utrzymuje panel w pionie, więc lampę ustawisz na podłodze przy fotelu, na stole albo na biurku – bez szukania drzwi do powieszenia czy miejsca na ścianie. Wystarczy wsunąć panel w uchwyty.

To wygodne przy sesjach na siedząco: siadasz w fotelu, ustawiasz stojak w odpowiedniej odległości i włączasz lampę.




2 kg · 37 × 25 × 10 cm · kółka z blokadą

Lekki, kompaktowy i mobilny

W zestawie są **kółka z blokadą**. Zamontujesz je, gdy chcesz przesuwać lampę bez podnoszenia – np. od fotela do łóżka – a podczas sesji zablokujesz, żeby panel stał nieruchomo. Jeśli wolisz stałe ustawienie, używasz stojaka bez kółek.

Stojak waży tylko **2 kg**, zajmuje **37 × 25 × 10 cm** i utrzyma panel do **15 kg** – lampa SIMEI ULTRA300 waży 10,8 kg. Stalowa, płaska podstawa chroni ją przed przewróceniem.



Natężenie zmierzone w niezależnym laboratorium

Większość sprzedawców lamp LED podaje natężenie z solarmetru albo z katalogu producenta. My zleciliśmy pomiar lampy z serii ULTRA w niezależnym laboratorium optycznym. Lampę zmierzono **profesjonalnym spektrometrem** przy wszystkich długościach fal ustawionych na 100%. Modele z serii ULTRA mają te same diody i różnią się tylko ich liczbą, więc natężenie na cm^2 jest w nich takie samo.

78,4 mW/cm^2

z 15 cm

63,2 mW/cm^2

z 30 cm

54,3 mW/cm^2

z 45 cm

2,3%


migotanie w trybie ciągłym

Popularny solarmetr pokazuje przy tej samej lampie z 15 cm ok. 120 mW/cm². To typowe zawyżenie: solarmetr jest skalibrowany pod szerokie widmo słońca, a diody LED świecą wąskimi pasmami, dlatego większość sprzedawców podaje natężenie wyższe od rzeczywistego. Spektroradiometr mierzy każdą długość fali osobno. Podajemy oba wyniki, ale do porównań uczciwszy jest pomiar laboratoryjny.

Deklaracje typu „moc diod 5 W” albo natężenie bez podanej odległości nic nie mówią o dawce, którą otrzymuje skóra – dlatego przy każdym wyniku podajemy odległość pomiaru.

Natężenie lamp FS7: solarmetr a laboratorium

mW/cm², wszystkie długości fal na 100%



Jaki obszar ciała naświetli lampa?

Panel ma wymiary **91 × 30 cm**, a diody świecą pod kątem **30°**. Im dalej od lampy jesteś, tym większy obszar obejmuje światło – ale tym niższe jest jego natężenie. Stojak podłogowy przesuniesz bliżej albo dalej – na kółkach bez podnoszenia lampy.

15 cm obszar ok. 99 × 38 cm Najwyższe natężenie – na stojąco światło sięga ok. 103 cm od podłogi
30 cm obszar ok. 107 × 46 cm Uniwersalna odległość – na stojąco światło sięga ok. 107 cm od podłogi
90 cm obszar ok. 123 × 78 cm Większy obszar – na stojąco światło sięga ok. 123 cm od podłogi; łagodniejsze światło, dłuższa sesja

Wymiary obszaru wyliczone geometrycznie z wielkości panelu i kąta świecenia 30° dla lampy na stojaku podłogowym: dolna krawędź panelu jest ok. 8 cm nad podłogą, a wysokości liczymy od podłogi. Przy większej odległości dolna część wiązki pada na podłogę, dlatego obszar na ciele jest niższy niż sama wiązka. Na tułów i twarz lampę skierujesz przy sesji na siedząco albo stawiając stojak na stole lub biurku. Natężenie zmierzone w laboratorium spektrometrem wynosi 78,4 mW/cm² z 15 cm, 63,2 mW/cm² z 30 cm i 54,3 mW/cm² z 45 cm (solarmetrem z 15 cm ok. 120 mW/cm²) – z większej odległości jest niższe, dlatego sesję warto odpowiednio wydłużyć.

Jak to działa

1

Zamocuj lampę na stojaku

Wsuń panel w uchwyty stojaka. Jeśli chcesz przestawiać lampę, zamontuj kółka z zestawu.

2

Ustaw stojak

Postaw stojak na równej, stabilnej powierzchni, zablokuj kółka i usiądź ok. 15–30 cm od panelu. Załóż okulary ochronne z zestawu.

3

Rozpocznij sesję

Na ekranie, pilotem lub w aplikacji wybierz jeden z 11 programów Smart albo własne ustawienia w trybie Custom. Typowa sesja trwa 10–20 minut na daną partię ciała, a lampa wyłączy się sama.

Chcesz porównać parametry ULTRA300 z innymi lampami albo przekazać je w gabinecie? [Pobierz kartę lampy w PDF →](#)

Jak wygląda wypożyczenie

1

Zamów i wpłać kaucję

Spisujemy umowę najmu na podstawie dokumentu ze zdjęciem i pobieramy kaucję zwrotną 2000 zł. Lampę ze stojakiem wysyłamy kurierem, dostawa jest bezpłatna.

2

Korzystaj przez 30 dni

Prowadzisz sesję w domu, w swoim rytmie. Po rozpakowaniu sprawdź, czy lampa działa i czy dotarły wszystkie akcesoria. W razie pytań pomoże doradca: 533-101-668.

3

Kup albo odeślij

Jeśli zostajesz przy lampie, cały koszt najmu odliczamy od jej ceny. Jeśli nie – odsyłasz komplet ubezpieczoną przesyłką kurierską, a kaucję zwracamy do 7 dni.

Wypożyczenie czy zakup

Parametr	Wypożyczenie na 30 dni	Lampa ze stojakiem podłogowym	Sama lampa
Co dostajesz	ULTRA300 + stojak SIMEI FS	ULTRA300 + stojak SIMEI FS	ULTRA300 z hakiem na drzwi
Na jak długo	30 dni	na stałe	na stałe
Kaucja	2000 zł, zwrotna	—	—
Gwarancja i serwis	sprawny technicznie sprzęt i wsparcie doradcy	lampa 3 lata, stojak 2 lata, door-to-door	3 lata door-to-door
Najlepiej, gdy	chcesz sprawdzić terapię przed zakupem	wiesz, że lampa zostaje u Ciebie	wystarczy Ci zawieszenie na drzwiach
Cena	ta karta	zobacz zestaw →	zobacz lampę →

Szukasz innego modelu? [Zobacz wszystkie lampy LED do terapii światłem →](#)

Dlaczego warto wypożyczyć u nas

	Wypożyczenie ULTRA300 w inhalatorywodoru.pl	Zakup w ciemno
Sprawdzenie przed zakupem	✓ 30 dni sesji w domu na tym samym modelu, który kupisz	decyzja na podstawie opisu i zdjęć
Koszt testu	✓ cały koszt najmu odliczamy od ceny lampy	—
Stojak	✓ stojak podłogowy SIMEI FS w komplecie	stojak trzeba dobrać i dokupić osobno
Natężenie światła	✓ 78,4 mW/cm ² z 15 cm zmierzone w niezależnym laboratorium (solarmetrem ok. 120 mW/cm ²)	„moc diod” lub natężenie bez odległości i bez pomiaru laboratoryjnego
Certyfikaty	✓ CE i RoHS, IEC, FCC; producent z ISO 13485 i rejestracją FDA	często brak dokumentów lub CE bez deklaracji zgodności
Wsparcie techniczne	✓ instrukcja PL i doradca pod 533-101-668	kontakt przez formularz lub czat

Dla kogo jest wypożyczenie ULTRA300

Dobry wybór

Wypożyczenie sprawdzi się, jeśli:

-
- chcesz sprawdzić terapię światłem czerwonym w domu, zanim wydasz pieniądze na własną lampę,
 - myślisz o zakupie – cały koszt najmu odliczamy od ceny ULTRA300,
 - chcesz od razu zacząć sesję bez montażu – stojak podłogowy SIMEI FS jest w komplecie,
 - naświetlasz twarz z tułowiem albo plecy – panel ma 91 × 30 cm i 7 długości fal.

Inna potrzeba

Rozważ zakup, jeśli:

- wiesz już, że lampa zostanie u Ciebie na stałe → [ULTRA300 ze stojakiem podłogowym](#),
- potrzebujesz regulacji wysokości albo sesji na leżąco → [ULTRA300 ze stojakiem pneumatycznym](#),
- szukasz mniejszej lampy do twarzy, szyi i dekoltu → [ULTRA150 ze stojakiem podłogowym](#).

Warunki wypożyczenia

- Okres wypożyczenia: **30 dni**.
- Umowę najmu spisujemy na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem.
- **Kaucja zwrotna 2000 zł** – zwracamy ją do 7 dni od zwrotu kompletnego i sprawnego sprzętu.
- Dostawa do Ciebie jest bezpłatna. Sprzęt odsyłasz na swój koszt ubezpieczoną przesyłką kurierską.
- Jeśli zdecydujesz się na zakup lampy, cały koszt najmu odliczamy od jej ceny.

Pełne zasady opisuje [regulamin wypożyczenia sprzętu](#) →

Co jest w wypożyczeniu

Lampa

Lampa LED SIMEI ULTRA300

- Lampa LED SIMEI ULTRA300
- 1x okulary ochronne
- 1x pilot zdalnego sterowania
- 1x hak na drzwi
- linki do zawieszania
- 1x sznur montażowy
- 1x kabel zasilający
- 1x kabel krosowy do łączenia paneli
- polska instrukcja obsługi

Stojak

Stojak podłogowy SIMEI FS

- Stojak podłogowy SIMEI FS
- kółka z blokadą (montaż opcjonalny)
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi

Uwaga: chroń oczy przed intensywnym światłem

Podczas korzystania z lampy zachowaj szczególną ostrożność:

- Zawsze zakładaj okulary ochronne z zestawu i nie patrz bezpośrednio w diody
- Ustawiaj stojak na równej powierzchni, nie przekraczaj udźwigu 15 kg i przed sesją zablokuj kółka
- Nie zasłaniaj wentylatorów i nie używaj lampy w temperaturze powyżej zalecanego zakresu
- W ciąży, przy padaczkę fotogennej lub przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość na światło skonsultuj stosowanie z lekarzem

Ważna informacja: lampa SIMEI ULTRA300 nie jest urządzeniem medycznym i nie została zaprojektowana ani przeznaczona

do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania światła czerwonego i podczerwonego oraz zastosowania urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej.

Specyfikacja

Zestaw

Typ

Wypożyczenie: lampa LED do fotobiomodulacji + stojak podłogowy
[ULTRA300](#)

[Stojak podłogowy SIMEI FS](#)

Lampa

Stojak

Lampa – parametry światła

Liczba diod LED

300 (Dual Chip)

Długości fal

480, 630, 660, 810, 830, 850, 1060 nm

Irradiancja (pomiar solarmetrem)

ok. 120 mW/cm² przy 15 cm

Irradiancja (pomiar laboratoryjny spektrometrem)

78,4 mW/cm² przy 15 cm

Kąt wiązki światła

30°

Lampa – funkcje i sterowanie

Tryb Smart

tak (11 programów)

Tryb Custom

tak – zapis własnych ustawień

Regulacja intensywności

0–100% (dla każdej fali)

Timer

1–30 min

Pulsacja (NIR)

0–128 Hz

Sterowanie

panel dotykowy, pilot, aplikacja mobilna

Lampa – parametry techniczne

Żywotność diod

50 000 h

Pobór mocy

463 W

Zasilanie

230 V / 50 Hz

Wentylatory

4

Zalecana temperatura otoczenia

15°C do 30°C

Wymiary (S×W×G)

30 × 91 × 6,6 cm

Masa

10,8 kg

Emisja EMF

Znikoma

Migotanie

Niskie

Stojak

Model

SIMEI FS

Pozycja panelu

pionowa (bez regulacji kąta nachylenia)

Udźwig

do 15 kg

Kółka

tak, z blokadą (montaż opcjonalny)

Materiał

stal

Wymiary

37 × 25 × 10 cm

Masa

2 kg

Zakres temperatury pracy

0°C do 40°C

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty lampy

[CE i RoHS](#), [IEC](#), FCC

Certyfikaty zakładu produkcyjnego

ISO 13485 i MDSAP, rejestracja FDA

Wypożyczenie

Okres

30 dni

Kaucja zwrotna

2000 zł, zwrot do 7 dni od zwrotu sprzętu

Dostawa

bezpłatna; zwrot na koszt najemcy, ubezpieczoną przesyłką kurierską
cały koszt najmu odliczamy od ceny lampy

Zakup po wypożyczeniu

Wsparcie

Skład zestawu

Lampa LED SIMEI ULTRA300, 1x okulary ochronne, 1x pilot zdalnego sterowania, 1x hak na drzwi, linki do zawieszania, 1x sznur montażowy, 1x kabel zasilający, 1x kabel krosowy do łączenia paneli, polska instrukcja obsługi, Stojak podłogowy SIMEI FS, kółka z blokadą (montaż opcjonalny), akcesoria montażowe, instrukcja obsługi

Producent i bezpieczeństwo

Marka

SIMEI

Producent

HHO sp. z o.o.
ul. Stanisława Klimeckiego 8/75
30-705 Kraków
NIP: 6772490786

Deklaracja zgodności UE
Bezpieczeństwo

e-mail: kontakt@inhalatorywodoru.pl
[DZ/2026/K/02 \(PDF\)](#)
[GPSR](#)