

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/zestaw-startowy-z-inhalatorem-him-22-zlotym-p-114.html>



## Zestaw startowy z inhalatorem HIM-22 złotym


Cena brutto	<b>3 029,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 462,64 zł</b>
Cena poprzednia	<b>4 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ZES1</b>

### Opis produktu

#### Zestaw startowy do wodoroterapii w domu!

**Zestaw startowy składa się z:**  
**Inhalatora Wodoru HIM-22,**  
**10 szt. wążów tlenowych,**  
**Wody Destylowanej 3l,**  
**e-booka Wodór Medyczny Gaz Przyszłości.**

**Produkty te umożliwiają rozpoczęcie wodoroterapii od zaraz! Taki zestaw to idealne rozwiązanie dla osób chcących skorzystać natychmiast z wodoru molekularnego. Dzięki swoim właściwościom, urządzenia idealnie sprawdza się w przestrzeni domowej.**



**Inhalator wodoru molekularnego HIM-22** to kompaktowe urządzenie zaprojektowane do efektywnej **terapii wodorowej**. Oferuje wydajność **150 ml/min**, dostarczając **wodór molekularny** o czystości **99,9%**, co wspiera organizm w neutralizacji wolnych rodników i redukcji stresu oksydacyjnego.

Zaawansowana technologia **SPE/PEM z Membraną Wymiany Protonów** zapewnia bezpieczną i skuteczną **produkcję wodoru**, eliminując niepożądane zanieczyszczenia, takie jak ozon czy tlenki chloru. Urządzenie wyposażone jest w **system monitorowania poziomu tlenu**, co gwarantuje optymalne warunki inhalacji i pełne bezpieczeństwo użytkowania.

**Regularne inhalacje wodorem** mogą wspierać **układ odpornościowy, poprawiać metabolizm oraz przyspieszać regenerację organizmu**. HIM-22 to doskonały wybór zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z **wodoroterapią**, jak i dla tych, którzy poszukują niezawodnego urządzenia do **codziennego stosowania w domowych warunkach**. Jego **intuicyjna obsługa, cicha praca i kompaktowe wymiary** sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce wprowadzić **terapię wodorem** do swojego stylu życia.



## PORÓWNIANIE Inhalatory Wodoru do domu



**OLV-150B**



**OLV-300A**



**OLV-900A**



**HIM-17**



**HIM-22**

	OLV-150B	OLV-300A	OLV-900A	HIM-17	HIM-22
Wymiary	154x154x241 mm	200x432x450 mm	200x432x450 mm	300x255x360 mm	120x120x190 mm
Waga	1,6 kg	7,4 kg	7,4 kg	12 kg	1,6 kg
Pojemność	500 ml	2000 ml	2000 ml	2000 ml	500 ml
Wydajność	100 ml wodoru lub 150 ml tlenu i wodoru na minutę	300 ml wodoru	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	150 ml wodoru
Moc znamionowa	45 W	150 W	150 W	150 W	80 W
Produkcja Gazu Browna	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
Produkcja wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Liczba osób, która może inhalować się jednocześnie	1	2	2	2	1
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Torba do transportu	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
Okulary wodorowe w zestawie	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE

**Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.**

### Zalety Inhalatora Wodoru HIM-22:

**Optymalna wydajność 150 ml/min** – idealna do prowadzenia **domowej terapii wodorowej**, zapewniająca skuteczne wsparcie zdrowia i regenerację organizmu.

**Zaawansowana technologia SPE/PEM** – zastosowanie **Membrany Wymiany Protonów DuPont 117** oraz **elektrod tytanowo-platynowych** gwarantuje produkcję **najczystszeo wodoru molekularnego (99,9%)**, wolnego od ozonu i innych szkodliwych substancji.

**Lekka, kompaktowa konstrukcja** – **przenośny inhalator wodoru**, doskonały do codziennego użytku w domu, a także w podróży. Łatwy do przenoszenia dzięki **dołączonej torbie transportowej**.

**Bezpieczny poziom stężenia wodoru** – inhalacja wodorem jest w pełni **bezpieczna dla organizmu**, a urządzenie automatycznie dostosowuje parametry do optymalnych warunków terapii.

**System monitorowania jakości i poziomu wody** – chroni inhalator przed **przegrzaniem i uszkodzeniem**, co zwiększa jego trwałość i niezawodność.

**Długi czas pracy** – **do 3 godzin na jednym cyklu** – pozwala na **wygodne sesje inhalacyjne**, bez potrzeby częstego ładowania.

**Możliwość produkcji wody wodorowej** – inhalator wyposażony w dodatkowe akcesoria do przygotowywania **antyoksydacyjnej wody bogatej w wodór**, wspomagającej detoksykację i poprawę metabolizmu.

**Kompletny zestaw akcesoriów** – w zestawie znajduje się **kaniula do inhalacji, przewody, ładowarka oraz torba**

---

**transportowa**, co czyni urządzenie gotowym do użycia od razu po zakupie.

HIM-22 to nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą wprowadzić **wodoroterapię** do swojej codziennej rutyny, korzystając z jej szerokiej korzyści zdrowotnych.

**150  
ML/MIN**

**WYDAJNOŚĆ  
150ML/MIN**

**99,9%**

**CZYSTOŚĆ  
WODORU 99,9%**

**SPE  
PEM**

**ZASTOSOWANIE  
TECHNOLOGII  
SPE I PEM**

**4H**

**4H CZASU PRACY  
NA JEDNYM CYKLU**

### **Inhalacje Wodorem Molekularnym - Zdrowie i Regeneracja z HIM-22**

Inhalator wodoru molekularnego **HIM-22** to innowacyjne urządzenie, które generuje czysty wodór (99,9%) z wydajnością 150 ml na minutę, oferując skuteczne wsparcie w terapii zdrowotnej. Technologia wodoroterapii znajduje zastosowanie w wspieraniu leczenia takich schorzeń jak **COVID-19**, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby płuc czy schorzenia neurologiczne, w tym problemy z mózgiem. Co więcej, HIM-22 wykazuje potencjał w hamowaniu namnażania się komórek nowotworowych.

Urządzenie pomaga również w codziennym funkcjonowaniu, wspierając walkę z osłabioną odpornością, problemami z koncentracją i pamięcią, zmęczeniem oraz stresem. Dzięki kompaktowym wymiarom inhalator HIM-22 jest doskonałym wyborem zarówno do użytku domowego, jak i w profesjonalnych gabinetach wodoroterapii.

### **Spożywanie Wody Wodorowej - Prosty Krok do Zdrowia**

Inhalator **HIM-22** oferuje również funkcję generowania wody wodorowej, wykorzystując innowacyjny pręt rozpuszczający gaz. Powstała woda wodorowa charakteryzuje się wysokim, lecz bezpiecznym dla zdrowia człowieka stężeniem wodoru, co czyni ją jednym z najprostszych sposobów na codzienną wodoroterapię. Regularne spożywanie wody wodorowej **wspiera organizm w walce z przewlekłym stresem, zmęczeniem, problemami metabolicznymi oraz wzmacnia układ odpornościowy.**

Zarówno inhalacje wodorem molekularnym, jak i spożywanie wody wodorowej to naturalne, skuteczne metody wspomaganie zdrowia, które idealnie sprawdzają się w terapii zarówno schorzeń przewlekłych, jak i codziennych problemów zdrowotnych. Wybierz HIM-22, by cieszyć się zaletami terapii wodorowej w komfortowych warunkach!



Połączenie inhalatora, wásów tlenowych, wody destylowanej, e-booka, pozwala na użytkowanie inhalatora wodoru od zaraz, a o jego właściwościach mogą przeczytać Państwo na naszym [blogu](#).

**Dowiedz się więcej o wodoroterapii:**

**Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.**



\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

---

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa**

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

**Producent:** GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kcth.pl

**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kcth.pl