

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/zestaw-startowy-z-inhalatorem-olv-150b-p-116.html>



Zestaw startowy z inhalatorem OLV-150B

Cena brutto	3 039,00 zł
Cena netto	2 470,77 zł
Cena poprzednia	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZES1

Opis produktu

Zestaw startowy do terapii wodorem molekularnym!

**Zestaw startowy składa się z:
Inhalatora Wodoru OLV-150B,
10 szt. wążów tlenowych,
Wody destylowanej 3l,
e-booka Wodór Medyczny Gaz Przyszłości!**

Produkty te umożliwiają rozpoczęcie wodoroterapii od zaraz! Taki zestaw to idealne rozwiązanie dla osób chcących skorzystać natychmiast z wodoru molekularnego. Dzięki swoim właściwościom, urządzenia idealnie sprawdza się w przestrzeni domowej.



Inhalator wodoru molekularnego OLV-150B to kompaktowe i wydajne urządzenie, które dostarcza 150 ml/min mieszanki wodoru i tlenu. Dzięki zaawansowanej technologii **SPE/PEM** oraz **Membranie Wymiany Protonów**, inhalator produkuje wodór o wyjątkowej czystości, sięgającej 99,9%.

Urządzenie zapewnia bezpieczne i skuteczne działanie, ponieważ poziom tlenu jest stale monitorowany i utrzymywany na optymalnym poziomie dla zdrowia człowieka. Dzięki temu OLV-150B nie wymaga specjalistycznej obsługi, co czyni go idealnym wyborem zarówno do użytku domowego, jak i w gabinetach wodoroterapii.

Inhalator wodoru OLV-150B to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących nowoczesnych metod wsparcia zdrowia za pomocą terapii wodorem molekularnym. Urządzenie wspiera regenerację organizmu, poprawę odporności oraz redukcję stresu i zmęczenia. Postaw na niezawodne i bezpieczne urządzenie, które pozwoli cieszyć się korzyściami wodoroterapii w komfortowych warunkach!



Detekcja jakości wody

Niewielki rozmiar
idealny do użytku domowego i w podróży

Możliwość produkcji wody wodorowej

Trwała membrana SPE/PEM pokryta platyną

Kompatybilność z okularami wodorowymi

ROZNIKA TYTANOWO PLATYNOWA
MEMBRANA PROTONOWA DUFOPRE

PORÓWNIANIE Inhalatory Wodoru do domu



OLV-150B



OLV-300A



OLV-900A



HIM-17



HIM-22

	OLV-150B	OLV-300A	OLV-900A	HIM-17	HIM-22
Wymiary	154x154x241 mm	200x432x450 mm	200x432x450 mm	300x255x360 mm	120x120x190 mm
Waga	1,6 kg	7,4 kg	7,4 kg	12 kg	1,6 kg
Pojemność	500 ml	2000 ml	2000 ml	2000 ml	500 ml
Wydajność	100 ml wodoru lub 150 ml tlenu i wodoru na minutę	300 ml wodoru	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	150 ml wodoru
Moc znamionowa	45 W	150 W	150 W	150 W	80 W
Produkcja Gazu Browna	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
Produkcja wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Liczba osób, która może inhalować się jednocześnie	1	2	2	2	1
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Torba do transportu	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
Okulary wodorowe w zestawie	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE


Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.

Zalety Inhalatora Wodoru OLV-150B:

- Wydajność do **150 ml/min** jest wystarczająca do prowadzenia terapii w domu, 100 ml wodoru i 50 ml tlenu;
- **Membrana Wymiany Protonów DuPont 117** oraz zastosowanie technologii SPE/PEM, wraz z tytanowo platynową powłoką gwarantują produkcję **najczystszej wodoru** (99,9%);
- Niewielki rozmiar i niska waga czynią urządzenie idealnym do użytku domowego i podróży;
- Poziom stężenia wodoru utrzymuje się na przystosowanym dla człowieka poziomie, dlatego korzystanie z urządzenia jest w pełni bezpieczne;
- Urządzenie zostało wyposażone w systemy monitorowania jakości i poziomu wody, co chroni je przed przypadkowym uszkodzeniem;
- Urządzenie zapewnia **4 godzinny** czas pracy podczas jednego cyklu;
- Inhalator wytwarza wodę wodorową i posiada odpowiednie akcesorium do jej produkcji.



**WYDAJNOŚĆ
150ML/MIN**



**CZYSTOŚĆ
WODORU 99,9%**



**ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII
SPE I PEM**



**4H CZASU PRACY
NA JEDNYM CYKLU**

Inhalacje Wodorem Molekularnym

Inhalator Wodoru OLV-150B generuje czysty wodór (99.9%) z szybkością 150ml na minutę (100 ml/min wodoru i 50 ml/min tlenu). Urządzenie stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. OLV-150B w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. Inhalator pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią, zmęczenie czy stres. Inhalator Wodoru idealnie sprawdzi się jako urządzenie stacjonarne, przeznaczone do użytku w domu, czy w gabinetach wodoroterapii.

Spożywanie Wody Wodorowej

Inhalator OLV-150B, dzięki rozpuszczającemu gaz prężowi, wytwarza wodę wodorową o wysokim, lecz bezpiecznym dla człowieka stężeniu. Spożywanie tak wzbogaconej wody stanowi najprostszą metodę wodoroterapii i ma pozytywny wpływ na wiele schorzeń i problemów życia codziennego, takich jak odporność, zmęczenie, przewlekły stres, czy procesy metaboliczne.



H₂ INHALATORY
WODORU.PL

Połączenie inhalatora, wążów tlenowych, wody destylowanej, e-booka, pozwala na użytkowanie inhalatora wodoru od zaraz, a o jego właściwościach mogą przeczytać Państwo na naszym [blogu](#).

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.



*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kctch.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kctch.pl