

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/butelka-wodorowa-ca-303-czarna-z-akcesoriami-p-162.html>



## Butelka wodorowa CA-303 czarna z akcesoriami

Cena brutto	<b>429,98 zł</b>
Cena netto	<b>349,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu

Jedyna taka butelka na rynku!

U nas kupisz **butelkę wodorową CA-303** z certyfikatem sanepidu!

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA · CERTYFIKACJA SANEPIDU · WYSOKA JAKOŚĆ



### Butelka do produkcji wody wodorowej i ozonowanej CA-303 czarna z AKCESORIAMI

**Szklana Butelka Wodorowa CA-303 - Kupujesz Więcej niż Gdziekolwiek Indziej! Ta butelka to nie tylko zwykła butelka - to kompletny zestaw, który oferuje więcej niż inne produkty!**

- **Wykonana ze szkła borokrzemianowego** - trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Jako jedyna w Polsce posiada atest Państwowej Inspekcji Sanitarnej** - gwarancja najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
- **Ozonowanie wody** - możliwość produkcji wody ozonowanej, idealnej do dezynfekcji owoców, warzyw i innych powierzchni.
- **Możliwość inhalacji wodorem** - możesz cieszyć się terapią wodorową bez dodatkowych akcesoriów.
- **Adapter do zwykłej butelki wody mineralnej** - elastyczność użytkowania w każdej sytuacji.
- **Aż 2 lata gwarancji w Polsce** - pełne wsparcie serwisowe i pewność zakupu.

**Nie trać czasu na tańsze butelki, które nie oferują nawet połowy tych możliwości!  
Wybierz jakość i pełen zestaw funkcji.**



Wąsy tlenowe

Akcesoria do  
zespoleń  
z butelką sklepową



Akcesoria do  
inhalacji  
wodorowych

### Zalety butelki:

- Powłoka stworzona z czystej platyny;
- Wykorzystanie membrany protonowej;
- Funkcja **samoczyszczenia**;
- Produkuje wysokie stężenie wodoru molekularnego na poziomie do 1,5PPM;
- Możliwość inhalacji wodorem molekularnym za pomocą butelki;
- Wytwarza zarówno wodę wodorową;
- Wydajność: do 1,5PPM\*
- Wykorzystuje technologię SPE/PEM;
- Duża wytrzymałość szkła wykorzystanego do produkcji butelki;
- Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości szkła, butelka pozostaje higieniczna;
- Możliwość zespoleń z butelką sklepową;
- Możliwość **mycia w zmywarce**;
- Pojemność 400 ml.
- Żywotność butelki 3000 godzin.
- Wytwarzanie wody ozonowanej.

### Zastosowanie:

- inhalacje wodorowe wspierające regenerację i równowagę organizmu
- szybki montaż i wygodne użytkowanie
- kompatybilność z butelką wodorową CA303



### **Dowiedz się więcej o wodoroterapii:**

\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

\*Wszystkie wartości podane na stronie mają charakter referencyjny i służą wyłącznie celom informacyjnym.