

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/inhalator-wodoru-him-17-900-mlmin-h2-o2-p-4.html>



Inhalator wodoru HIM-17 900 ml/min (H2 + O2)

Cena brutto	12 499,00 zł
Cena netto	10 161,79 zł
Cena poprzednia	13 499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	0000HIM17

Opis produktu

Inhalator wodoru HIM-17 900 ml/min

Jedno z najbardziej wydajnych urządzeń w naszej ofercie, które poza produkcją wodoru może wytwarzać do **900 ml/min mieszanki wodoru i tlenu**. Zastosowanie technologii SPE/PEM sprawia, że wytwarzany jest czysty wodór a urządzenie jest bezobsługowe.

Porównanie – Profesjonalne Inhalatory Wodoru

 INHALATORY WODORU.PL						
	HIM-16	HIM-17	HIM-19	OLV-3000	OLV-1500	OLV-1800
Produkcja wodoru	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Produkcja Gazu Browna	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wydajność	600 ml wodoru na minutę	600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę	1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę	2000 ml wodoru lub 3000 ml tlenu i wodoru na minutę	1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę	1200 ml wodoru lub 1800 ml tlenu i wodoru na minutę
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Liczba osób mogących się jednocześnie inhalować	2	2	2	4	2	4
Wytwarzanie wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Czystość wodoru	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Żywotność membrany	10 000 godzin	10 000 godzin	10 000 godzin	10 000 godzin	10 000 godzin	10 000 godzin
Dotykowy ekran	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK

Dlaczego warto wybrać inhalator wodoru HIM-17!

- **Wydajność i bezpieczeństwo:** HIM-17 to jedno z najbardziej wydajnych urządzeń w naszej ofercie. Dzięki produkcji do 900 ml wodoru i tlenu na minutę, zapewnia skuteczną terapię wodorem molekularnym, gwarantując szybkie i bezpieczne działanie.
- **Produkcja mieszanki wodoru i tlenu:** Inhalator umożliwia wytwarzanie mieszanki wodoru i tlenu, znanej jako Gaz Browna, co rozszerza jego możliwości terapeutyczne i przyczynia się do lepszych rezultatów terapii.
- **Skuteczna ochrona antyoksydacyjna:** Wodór molekularny działa jako silny antyoksydant, pomagając w neutralizacji wolnych rodników i chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, co przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.
- **Wsparcie w walce z chorobami przewlekłymi:** Terapia wodorem molekularnym może stanowić wsparcie w walce z różnymi chorobami przewlekłymi, zapewniając ulgę i poprawę samopoczucia.
- **Terapia dla dwóch osób jednocześnie:** Dzięki dużej wydajności i dwóm wyjściom, inhalator HIM-17 umożliwia stosowanie terapii wodorowej przez dwie osoby jednocześnie, co jest wygodne i pozwala oszczędzać czas.
- **Wysoka żywotność:** HIM-17 może pracować aż do 10 000 godzin, co gwarantuje jego długotrwałe i niezawodne użytkowanie, dzięki czemu jest to inwestycja na lata.
- **Monitorowanie jakości wody:** Detekcja jakości wody TDS monitoruje nieprawidłowości, takie jak brak wody czy przegrzanie, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni urządzenie przed uszkodzeniami.
- **Idealny dla gabinetów:** Dzięki swojej wydajności i możliwościom terapeutycznym, HIM-17 jest doskonałym urządzeniem do prowadzenia zabiegów wodoroterapii w profesjonalnych gabinetach terapii, kosmetologii i spa, co przyciąga klientów i podnosi prestiż usług.



Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów Cawolo i świadczy gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.



REGENERACJA
PO COVID-19



PROFILAKTYKA
NOWOTWOROWA



REDUKCJA
CHRONICZNEGO
ZMĘCZENIA



LECZENIE
CHOROŚĆ OCZU



POPRAWA
PAMIĘCI
I KONCENTRACJI



NIWELOWANIE
OBJAWÓW
ALERGII I ASTMY



WSPARCIE
DLA SKÓRY



WSPARCIE PRZY
CHOROBY PARKINSONA
I ALZHEIMERA

Inhalacje wodorem molekularnym należą do jednych z najbardziej innowacyjnych terapii na świecie. Jako największe zalety wodoroterapii wymieniamy bezpieczeństwo i szerokie spektrum zastosowań. HIM-17 to wydajne urządzenie, które posiada certyfikat CE SGS, a jego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi.



WYDAJNOŚĆ DO
900ML/MIN



CZYSTOŚĆ
WODORU 99,9%



ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII
SPE I PEM



TRWAŁOŚĆ NA
POZIOMIE 10 000
GODZIN PRACY

Główne zalety Inhalatora HIM-17:

- Najbardziej wydajne i bezpieczne urządzenie – produkuje **do 900 ml wodoru i tlenu na minutę** (wodór – 600ml/min, tlen – 300ml/min);
- Możliwość produkowania **mieszanki wodoru i tlenu**, tzw. Gazu Browna;
- **Zintegrowane z obudową zbiorniki kondensacyjne**, ułatwiają transport oraz korzystanie z urządzenia;
- Umożliwia stosowanie terapii przez **dwie osoby równocześnie**;
- Membrana Wymiany Protonów **DuPont 117**, wraz z tytanowo platynową powłoką zapewniają maksymalną wydajność urządzenia;
- Wysoka żywotność, aż do **10 000 godzin** pracy;
- Technologia **SPE oraz PEM** gwarantują wytwarzanie czystego wodoru (99,9%);
- Detekcja jakości wody **TDS** monitoruje nieprawidłowości, w tym o braku wody, czy przegrzani;
- **Dotykowy ekran** w połączeniu z nowoczesnym designem, zapewniają łatwość obsługi oraz wskazują szczegółowe parametry;
- Urządzenie generuje dźwięk o natężeniu **do 40dB**, co gwarantuje cichą pracę;
- Przeznaczony dla osób, które chcą posiadać najbardziej wydajne urządzenie lub wykorzystywać je do **prowadzenia zabiegów wodoroterapii w gabinetach**.



CICHA
PRACA



SPRAWDZI SIĘ
W GABINETACH
WODOTERAPII



PRODUKUJE
MIESZANKĘ
WODORU I TLENU




MOŻLIWOŚĆ
UŻYTKOWANIA PRZEZ
DWIE OSOBY

Zasilanie	220V/50Hz	Metoda elektrolizy	SPE (stałe elektrolity polimerowe) + PEM (membrana wymiany protonów)
Moc	150W	Membrana	Membrana protonowa DuPont + warstwa wierzchnia z tytanowo platynowej powłoki
Wydajność	do 900ml/min - 600ml/min wodoru lub/oraz do 300ml/min tlenu	Wymiary	300x255x360mm
Pojemność	2000ml na wodę destylowaną	Waga	12kg
Obudowa	Stal nierdzewna malowana proszkowo	Gwarancja	24 miesiące (klient końcowy), 12 miesięcy (B2B)


Urządzenie generuje czysty wodór o stężeniu 99.9% z szybkością 600ml na minutę, jak i mieszanke wodoru i tlenu w stężeniu 66% - 33%. Dzięki rozpuszczającemu gaz prętowi, urządzenie wytwarza także wodę wodorową.




Inhalatory wodoru to urządzenia wyposażone w membrany PEM, które w procesie elektrolizy produkują czysty wodór (bez mieszania z tlenem). Dzięki połączeniu technologii wytwarzania SPE (stałych elektrolitów polimerowych) w podwójnej komorze PEM (membrany wymiany protonów) uzyskuje się czysty wodór, bez jednoczesnego wytwarzania szkodliwych gazów takich jak chlor czy ozon. W procesie inhalacji, wodór dostarczany jest do organizmu pacjenta poprzez kaniulę lub maskę.



ELEKTROLIZER WODORU W TECHNOLOGII SPE/PEM



Wodór molekularny to nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz naturalnie występujący w przyrodzie. Choć znany jest od kilkuset lat, dopiero w 2007 r. zespół dr Shigeo Ohta skazał że ma on potencjał jako skuteczny przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Od wspomnianego momentu powstało ponad 1200 prac badawczych, udowadniających jego skuteczność. W listopadzie 2016 r. Inhalacje Wodorem zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii jako zaawansowana terapia medyczna.



Inhalatory wodoru stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. Urządzenie w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. HIM-17 pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak **słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią, zmęczenie, czy stres.**

*Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym.

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.

