

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/lozko-led-do-terapii-swiatlem-czerwonym-p-187.html>

Łóżko LED do terapii światłem czerwonym



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	RED_M7
Kod EAN	5905629887382
Waga	260 kg
Wymiary	215 cm x 106 cm x 91 cm
Moc	od 2500 do 4500 W
Liczba diod LED	od 13 440 do 26 880 szt
Fale	630, 660, 810, 850, 940 nm

Opis produktu

Łóżko LED do terapii światłem czerwonym – na zamówienie, w konfiguracji dla Twojego gabinetu

Łóżko LED do terapii światłem czerwonym naświetla całe ciało w jednej sesji: z góry i z dołu, w zamykanym tunelu. To urządzenie dla gabinetów wellness, SPA, studiów regeneracji, klinik medycyny estetycznej i klubów sportowych, w których jedno stanowisko obsługuje wielu klientów dziennie.

Łóżko **nie jest produktem z magazynu**. Wykonujemy je na zamówienie, a przed produkcją razem ustalamy **kolor obudowy, zestaw długości fal i liczbę diod LED**. Łóżko ma **od 13 440 do 26 880 diod** i moc **od 2500 do 4500 W**, a długości fal wybierasz spośród **5 dostępnych: 630, 660, 810, 850 i 940 nm**.

- do 26 880
- diod LED, od 13 440
- 5 fal
- do wyboru, 630-940 nm

- do 4500 W
- moc, od 2500 W

- 215 × 106 cm
- wymiary łóżka



☐☐

Na zamówienie

Kolor, długości fal i liczba diod dobrane do Twojej oferty

☐☐

Indywidualna wycena

Konfigurację i cenę ustalamy po rozmowie: 533-101-668

☐☐☐☐

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków

☐☐

3 lata gwarancji

Gwarancja i serwis prowadzone w Polsce



Wsparcie we wdrożeniu

Pomoc przy uruchomieniu i wprowadzeniu usługi do oferty



Certyfikaty CE i RoHS, IEC

Producent z certyfikatem ISO 9001 i rejestracją FDA

Co możesz spersonalizować

Każde łóżko powstaje pod konkretne zamówienie. Dzięki temu dostajesz urządzenie dopasowane do wnętrza gabinetu i do usług, które chcesz prowadzić, a nie kompromis z gotowego modelu.

1

Kolor obudowy

Biały, czarny albo inny kolor obudowy, dobrany do wystroju gabinetu i identyfikacji wizualnej Twojej marki.

2

Długości fal

Ustalamy, ile i jakich fal ma emitować łóżko. Do wyboru jest 5 fal: czerwień 630 i 660 nm oraz bliska podczerwień 810, 850 i 940 nm.

3

Liczba diod LED

Od 13 440 do 26 880 diod, a moc od 2500 do 4500 W. Liczbę dopasowujemy do oczekiwanej intensywności sesji i budżetu.

Obudowa biała, czarna lub w innym kolorze · oświetlenie ambientowe

Urządzenie, które pasuje do Twojego wnętrza

Łóżko stoi w centrum gabinetu i klient widzi je jako pierwsze, dlatego jego wygląd to część usługi. Standardowo obudowa jest **biała** albo **czarna**, a na życzenie przygotowujemy ją **w innym kolorze**. Wokół korpusu biegnie **ambientowe oświetlenie RGB**, które podkreśla wyjątkowy charakter sesji.

Zanim złożysz zamówienie, omówimy z Tobą konfigurację i pokażemy, jak zmiany wpłyną na parametry łóżka.



Czym jest terapia światłem czerwonym?

Terapia światłem czerwonym, czyli **fotobiomodulacja (PBM)**, polega na naświetlaniu ciała światłem czerwonym i bliską podczerwienią o określonych długościach fal. To nie jest opalanie ani grzanie: diody nie emitują UV, a światło działa na poziomie komórek. Łóżko obejmuje całe ciało naraz, więc jedna sesja zastępuje kilka sesji z lampą przy poszczególnych partiach ciała.

1

Światło dociera do komórek

Czerwień (630–660 nm) działa w skórze, bliska podczerwień (810–940 nm) przenika głębiej, do mięśni i tkanek.

2

Mitochondria dostają impuls

Komórki pochłaniają światło i wytwarzają więcej energii potrzebnej do pracy i regeneracji.

3

Organizm robi resztę

Efekty budują się stopniowo, przy regularnych sesjach przez kilka tygodni.

Więcej o działaniu poszczególnych długości fal przeczytasz na karcie [lampy LED RDPRO1500-FS7 →](#)

Najważniejsze funkcje i zalety

13 440–26 880 diod EPISTAR · 630 · 660 · 810 · 850 · 940 nm

Światło na całe ciało, z góry i z dołu

Łóżko ma **od 13 440 do 26 880 diod LED EPISTAR** rozmieszczonych w górnej pokrywie i w leżance. Klient leży w tunelu o wysokości **37 cm**, więc światło dociera jednocześnie do przodu i tyłu ciała, bez obracania się w trakcie sesji.

- **630 i 660 nm (czerwone)** – działa w skórze, wspiera jej jędrność i elastyczność,
- **810, 850 i 940 nm (bliska podczerwień)** – wnika głębiej, wspiera mikrokążenie i regenerację mięśni po wysiłku.

Diody przykrywa akryl **Lucite**, który według producenta przepuszcza 99% światła.



Panel dotykowy · programy automatyczne · tryb ręczny

Sesję ustawiasz na panelu dotykowym

Panel sterowania jest wbudowany w górną pokrywę łóżka. Możesz uruchomić **program automatyczny** albo ustawić parametry ręcznie i zapisać własne protokoły dla stałych klientów:

- **intensywność światła,**
- **długości fal** używane w sesji,
- **tryb pulsacji,**
- **czas sesji.**



Sterowanie bezprzewodowe · dźwięk przestrzenny Bluetooth

Obsługa klienta bez stania przy łóżku

Łóżko obsłużysz także **bezprzewodowo, z tabletu**. Pracownik gabinetu uruchamia i kontroluje sesję z recepcji albo z sąsiedniego pomieszczenia, a klient w tym czasie odpoczywa.

Wbudowany **system dźwięku przestrzennego z Bluetooth** odtwarza muzykę albo nagranie relaksacyjne, a typowa sesja trwa **10-20 minut**. To czas, który łatwo wpisać w grafik gabinetu i połączyć z innymi zabiegami.



Kształt „Moon Shape” · rama z aluminium i stali

Solidna konstrukcja do codziennej pracy w gabinecie

Opływowa obudowa w kształcie „**Moon Shape**” otwiera się jak kapsuła: klient wygodnie kładzie się na leżance, a po zamknięciu pokrywy jest otoczony światłem.

Obudowę wykonano z **tworzywa ABS**, a rama z **aluminium i stali** utrzymuje osobę o masie **do 150 kg**. Łóżko waży **260 kg** i ma wymiary **215 × 106 × 91 cm**. Podstawę da się odłączyć od korpusu, co ułatwia wniesienie, a przy zamówieniu i tak sprawdzamy z Tobą miejsce w gabinecie i drogę transportu.



Chłodzenie powietrzem · kontrola temperatury

Stabilna praca przy wielu sesjach dziennie

W gabinecie łóżko pracuje sesja za sesją, dlatego ma **chłodzenie powietrzem z automatyczną kontrolą temperatury**. Wentylatory włączają się i wyłączają same, a kolejną sesję łóżko uruchamia dopiero po pełnym schłodzeniu diod.

System sterowania zapamiętuje ustawienia i odmierza czas sesji, więc obsługa ogranicza się do wybrania programu.



Jak zamówić łóżko

1

Rozmowa

Zadzwoń albo napisz. Zapytamy o Twój gabinet, usługi i liczbę klientów, żeby zaproponować konfigurację.

2

Konfiguracja i wycena

Ustalamy kolor, długości fal i liczbę diod. Dostajesz wycenę i termin realizacji dla wybranej konfiguracji.

3

Produkcja i wdrożenie

Po akceptacji zamawiamy łóżko u producenta, a po dostawie pomagamy je uruchomić i wprowadzić do oferty.

NOWA ERA TERAPII ŚWIATŁEM

Ekskluzywne doświadczenie
regeneracji dla wymagających
klientów



Chcesz wprowadzić terapię światłem na całe ciało do swojego gabinetu? Zadzwoń: [533-101-668](tel:533-101-668) albo napisz: kontakt@inhalatorywodoru.pl – przygotujemy konfigurację i wycenę.

Dla kogo jest łóżko LED

Dobry wybór

Łóżko LED sprawdzi się, jeśli:

- prowadzisz gabinet wellness, SPA, studio regeneracji albo klinikę medycyny estetycznej i chcesz dodać usługę na całe ciało,
- pracujesz ze sportowcami – w klubie, na siłowni albo w gabinecie fizjoterapii,
- chcesz obsługiwać wielu klientów dziennie – sesja trwa 10–20 minut, a jedno łóżko naświetla przód i tył ciała naraz,
- zależy Ci na urządzeniu w kolorze i konfiguracji dobranej do Twojej oferty.

Inna potrzeba

Rozważ inne rozwiązanie, jeśli:

- szukasz urządzenia na całe ciało do domu albo do mniejszego gabinetu → [lampa RDPRO6000-FS7 ze stojakiem elektrycznym](#),
- chcesz naświetlać pojedyncze partie ciała, np. twarz z tułowiem albo plecy → [lampa RDPRO1500-FS7](#),
- potrzebujesz zabiegu tylko na twarz i szyję → [maska LED RD7](#).

Dlaczego warto zamówić u nas

Konfiguracja	Łóżko LED w inhalatorywodoru.pl ✓ dobieramy ją razem z Tobą, pod usługi gabinetu	Samodzielny import od producenta wybór z katalogu, rozmowy po angielsku
Podmiot odpowiedzialny	✓ HHO sp. z o.o., Kraków – oficjalny importer i podmiot odpowiedzialny w UE	obowiązki importera po Twojej stronie
Gwarancja i serwis	✓ 3 lata gwarancji, serwis w Polsce	reklamacja i części z zagranicy
Wdrożenie	✓ pomoc przy uruchomieniu i wprowadzeniu usługi do oferty	brak
Wsparcie techniczne	✓ doradca po polsku pod 533-101-668	kontakt mailowy z producentem

Uwaga: chroń oczy przed intensywnym światłem

Podczas korzystania z łóżka zachowaj szczególną ostrożność:

- Podczas sesji zawsze używaj okularów ochronnych i nie patrz bezpośrednio w diody
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia leżanki (150 kg) i nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych
- W ciąży, przy chorobach serca, nadciśnieniu, chorobie nowotworowej, padaczce fotogennej, nadwrażliwości na światło lub przyjmowaniu leków zwiększających wrażliwość na światło skonsultuj stosowanie z lekarzem

Ważna informacja: łóżko LED nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania światła czerwonego i podczerwonego oraz zastosowania urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej.

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Łóżko LED do terapii światłem czerwonym i bliską podczerwienią
Dostępność	na zamówienie, w konfiguracji ustalonej z klientem
Personalizacja	kolor obudowy, liczba i zestaw długości fal, liczba diod LED
Kolor obudowy	biały, czarny lub inny na zamówienie
Światło	
Liczba diod LED	od 13 440 do 26 880 szt.
Rodzaj diod	EPISTAR 0,2 W, Single Chip
Długości fal	do wyboru: 630, 660, 810, 850, 940 nm
Natężenie	129 mW/cm ² (dane producenta)
Kąt świecenia diod	120°
Ostłona diod	akryl Lucite, przepuszczalność 99%
Sterowanie i wyposażenie	
Sterowanie	panel dotykowy w pokrywie, sterowanie bezprzewodowe z tabletu
Ustawienia sesji	intensywność, długości fal, pulsacja, czas; programy automatyczne i tryb ręczny
Dodatkowo	dźwięk przestrzenny z Bluetooth, oświetlenie ambientowe RGB
Chłodzenie	powietrzne, z automatyczną kontrolą temperatury
Zasilanie	
Moc całkowita	od 2500 do 4500 W
Zasilanie	230 V
Konstrukcja	
Obudowa	tworzywo ABS
Rama	aluminium i stal
Podstawa	odłączana od korpusu
Wymiary	215 × 106 × 91 cm
Wysokość tunelu	37 cm
Masa	260 kg
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Zakres temperatury pracy	-10°C do 45°C
Zakup i wsparcie	
Certyfikaty	CE i RoHS, IEC; producent z certyfikatem ISO 9001 i rejestracją FDA
Gwarancja	36 miesięcy
Podmiot odpowiedzialny	HHO sp. z o.o., ul. Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków