

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/maly-panel-led-rdpro300-p-150.html>



Mały panel LED RDPRO300

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Cena poprzednia	2 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	0000LAMPALED
Kod EAN	5905629887023

Opis produktu

Światło, które naprawdę działa - nowa jakość terapii LED

Poznaj RDPRO300 — panel do terapii światłem LED, który daje Ci pełną kontrolę nad **regeneracją skóry, mięśni i tkanek**.

To profesjonalne narzędzie do pielęgnacji, zdrowia i relaksu. Panel łączy w sobie precyzyjną regulację natężenia światła (0-100% jasności), możliwość sterowania przez aplikację lub pilot i **zaawansowaną technologię "UltraChip"**, co pozwala uzyskać równomierny, skuteczny efekt.

Chcesz poprawić kondycję skóry, przyspieszyć regenerację po treningu albo wspomóc samopoczucie i zdrowie — RDPRO300 to wszechstronne rozwiązanie, **które działa od powierzchni skóry aż po głębsze tkanki**, z pełną kontrolą i komfortem użycia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Model: RDPro300
Liczba diod LED: 60 (Taiwan Epistar / UltraChip)
Długości fal: 480 / 630 / 660 / 810 / 830 / 850 / 1060 nm
Tryb inteligentny (Smart Mode): Nie
Napięcie / zasilanie: AC 100-240 V
Pobór mocy: 101 W
Kąt świecenia: 30°
Wymiary: 26,9 × 23 × 6,5 cm
Waga netto: 3,8 kg
Natężenie promieniowania: >200mW/cm2 (z odległości 15 cm)
Wentylatory chłodzące: 1
Żywotność LED: 50 000 godzin
Emisja EMF: Znikoma
Gwarancja: 3 lata
Timer: 1-30 minut
Tryb pulsacyjny (tylko NIR): 0-20 Hz
Regulacja jasności: 0%-100%
Sterowanie: Przycisk kontrolny + pilot + aplikacja (aplikacja w trakcie aktualizacji)
Zakres temperatury pracy: -10°~45°C
Obudowa: Aluminium
Certyfikaty: FDA / FCC / CE / ROHS
Waga brutto: 6,0 kg

Aż 7 długości fali:



480nm (światło niebieskie)
delikatnie oczyszcza i koi skórę, działając antybakteryjnie i wspierając walkę z niedoskonałościami.

630-660nm (światło czerwone)
pobudza produkcję kolagenu, poprawia elastyczność skóry i przywraca jej młodzieńczy blask. To właśnie terapia czerwonym światłem jest najczęściej wybierana do regeneracji i odmładzania.

810-850nm (bliska podczerwień)
głęboko relaksuje mięśnie, wspiera regenerację stawów i przyspiesza procesy naprawcze organizmu dzięki działaniu bliskiej podczerwieni.

1060nm (zaawansowana bliska podczerwień)
dociera do głębszych tkanek, oferując maksymalny efekt terapeutyczny.

Od niebieskiego światła po zaawansowaną podczerwień - możesz dopasować terapię do swoich potrzeb: od oczyszczenia i ukojenia skóry, po stymulację kolagenu i głęboką regenerację tkanek.

Każde pasmo ustawisz niezależnie (0-100%), tworząc spersonalizowane sesje fototerapii:

- **480 nm (niebieskie)** — działanie antybakteryjne, wsparcie oczyszczania skóry.
- **630-660 nm (czerwone)** — stymulacja kolagenu, poprawa jędrności i elastyczności.
- **810-850 nm (NIR)** — wsparcie mikrokrażenia, regeneracja mięśni i stawów (lampa na podczerwień).
- **1060 nm (głęboka podczerwień)** — najgłębsza penetracja, pobudzenie mitochondriów i procesów naprawczych.

Czym jest **terapia światłem LED** i dlaczego **warto?**

To nowoczesna i nieinwazyjna metoda pielęgnacji skóry, która wykorzystuje różne długości fal świetlnych do stymulowania naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu.

Emitowane przez diody LED światło przenika w głąb skóry, gdzie oddziałuje na komórki, poprawiając ich metabolizm i wspierając produkcję kolagenu oraz elastyny. Dzięki temu skóra staje się bardziej jędrna, elastyczna i promienna.



Precyzyjne działanie na różnych poziomach skóry

Każda długość fali przenika na inną głębokość, aktywując odmienne procesy biologiczne – od powierzchni naskórka aż po głębsze warstwy skóry.

Światło niebieskie (Blue) – działa głównie w naskórku, pomagając redukować bakterie odpowiedzialne za niedoskonałości i wspierając oczyszczanie skóry.

Światło zielone i żółte – wspomaga wyrównanie kolorytu, rozświetlenie oraz regenerację skóry.

Światło czerwone (Red) – dociera głębiej do skóry właściwej, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność oraz elastyczność.

Światło bliskiej podczerwieni (NIR) – przenika najgłębiej, wspierając regenerację komórkową, mikrokążenie i procesy naprawcze.

Dzięki połączeniu 7 spektrów w jednym urządzeniu, lampa LED umożliwia kompleksową terapię skóry: **od pracy na problemach powierzchniowych po intensywne wsparcie anti-aging i regeneracji**. To profesjonalna technologia, którą możesz stosować wygodnie w jednym zabiegu.



Button
Control

Remote
Control



APP

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



Aplikacja mobilna i intuicyjna kontrola ustawień