

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/szklana-butelka-wodorowa-ca-303-biala-p-10.html>



## Szklana butelka wodorowa CA-303 biała

Cena brutto	<b>379,99 zł</b>
Cena netto	<b>308,93 zł</b>
Cena poprzednia	<b>399,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>CAW_CA303_WHT</b>
Kod EAN	<b>5905679860816</b>

### Opis produktu

Jedyna taka butelka na rynku!

U nas kupisz **butelkę wodorową CA-303** z certyfikatem sanepidu!

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA · CERTYFIKACJA SANEPIDU · WYSOKA JAKOŚĆ



### Duża, biała butelka wodorowa CA 303 do produkcji wody wodorowej i ozonowanej 400ML!

Odkryj prosty sposób, by każdego dnia wspierać swoje zdrowie i samopoczucie.

**Butelka wodorowa CA-303** to nowoczesne urządzenie, które w kilka minut zamienia zwykłą wodę w wodę bogatą w wodór molekularny – naturalne źródło antyoksydantów. Dzięki temu możesz wspierać regenerację organizmu, poprawić odporność i dodać sobie energii – w domu, w pracy lub w podróży.

- **Wykonana ze szkła borokrzemianowego** – trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Jako jedyna w Polsce posiada atest Państwowej Inspekcji Sanitarnej** – gwarancja najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
- **Ozonowanie wody** – możliwość produkcji wody ozonowanej, idealnej do dezynfekcji owoców, warzyw i innych powierzchni. Ozonowanie wody pozwala na skuteczne oczyszczenie wody i powierzchni, eliminując bakterie i wirusy w wodzie.
- **Możliwość inhalacji wodorem przy [zakupie dodatkowych akcesoriów](#)** – możesz cieszyć się terapią wodorową bez dodatkowych akcesoriów.
- **Adapter do zwykłej butelki wody mineralnej przy [zakupie dodatkowych akcesoriów](#)** – elastyczność użytkowania w każdej sytuacji.
- **Aż 2 lata gwarancji w Polsce** – pełne wsparcie serwisowe i pewność zakupu.

Woda ozonowana produkowana przez butelkę jest skuteczniejsza w eliminacji bakterii E. coli niż popularny chlor, co zapewnia wyższy poziom dezynfekcji.

Dzięki zastosowaniu technologii SPE butelka stanowi wygodne rozwiązanie dla osób dbających o zdrowie, a jej potencjalne korzyści zdrowotne wynikają z regularnego stosowania wody wodorowej i ozonowanej.

**Jakość i bezpieczeństwo naszych butelek wodorowych CA-303 potwierdzone pozytywnym wynikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej!**

---

Dbając o najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa, informujemy, że nasze [butelki do produkcji wody wodorowej CA-303](#) przeszły rygorystyczne badania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jako pierwsze takie produkty na polskim rynku, uzyskały pozytywny wynik!

**Butelka wodorowa** to nowoczesny i praktyczny sposób na **produkcję wody wodorowej**. Dzięki niewielkim rozmiarom zabierzesz ją ze sobą dosłownie wszędzie. Sprawdzi się idealnie w domu, w pracy a nawet w podróży.

Woda wodorowa jest **najsilniejszym antyoksydantem**. Jej działanie antyoksydacyjne pozwala neutralizować wolne rodniki, co spowalnia procesy starzenia i ma pozytywny wpływ na zdrowie komórkowe. Stanowi ona najskuteczniejszą broń w walce z wolnymi rodnikami. Posiada ponadto szereg właściwości, do których należy **poprawa kondycji skóry, poprawa odporności, działanie przeciwstarzeniowe**, a także **poprawa jakości snu i zmniejszenie oznak zmęczenia**. Regularne picie wody wodorowej poprawia jakość snu i wspiera regenerację organizmu. Warto pić wodę wodorową jako element codziennego picia i swojej diety, aby czerpać z jej potencjalnych korzyści zdrowotnych. Dodatkowym atutem jest także możliwość inhalacji poprzez kaniulę podłączoną do butelki.

---

Dbając o najwyższe standardy jakości oraz bezpieczeństwa, informujemy, że nasze [butelki do produkcji wody wodorowej CA-303](#) przeszły rygorystyczne badania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jako pierwsze takie produkty na polskim rynku, uzyskały pozytywny wynik!

Więcej informacji znajdziesz [tutaj!](#)

Butelka wodorowa to nowoczesny i praktyczny sposób na produkcję wody wodorowej. Dzięki niewielkim rozmiarom zabierzesz ją ze sobą dosłownie wszędzie. Sprawdzi się idealnie w domu, w pracy a nawet w podróży.

Woda wodorowa jest najsilniejszym antyoksydantem. Co za tym idzie, stanowi ona najskuteczniejszą broń w walce z wolnymi rodnikami. Posiada ponadto szereg właściwości do których należy poprawa kondycji skóry, poprawa odporności, działanie przeciwstarzeniowe czy poprawa jakości snu i zmniejszenie oznak zmęczenia. Dodatkowym atutem jest także możliwość inhalacji poprzez kaniulę podłączoną do butelki.

<b>Bateria</b>	Polimerowo - litowa	<b>Czas pracy</b>	1/3 minuty podczas jednej sesji
<b>Pojemność baterii</b>	1450Mah	<b>Czas ładowania</b>	3 - 4 godziny
<b>Wymiary</b>	75x215mm	<b>Waga</b>	410g

## Dlaczego warto kupić butelkę wodorową CA-303?

**Mobilność:** Dzięki компактowemu rozmiarowi, butelka jest łatwa do zabrania ze sobą, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących lub potrzebujących terapii wodorem w różnych miejscach.

**Możliwość wymiany części:** Wszystkie części butelki są dostępne na naszej stronie i łatwe do wymiany.

**Możliwość dołączenia plastikowej butelki:** Dzięki [dodatkowym akcesoriom](#), umożliwia ona podłączenie plastikowej butelki do membrany i wyprodukowanie w niej wody wodorowej.

**Możliwość ozonowania wody:** Możliwość ozonowania wody to skuteczny sposób na oczyszczenie i dezynfekcję wody z bakterii oraz wirusów. Doskonale oczyszcza rany i skałeczenia oraz daje możliwość dezynfekcji produktów spożywczych.

**Solidność wykonania:** Butelka jest wykonana z wytrzymałego borokrzemowego szkła, co gwarantuje jej długą żywotność i odporność na codzienne użytkowanie.

**Poprawa kondycji skóry:** Regularne spożywanie wody wodorowej może przyczynić się do poprawy kondycji skóry, sprawiając, że staje się ona bardziej elastyczna.

**Wsparcie dla układu immunologicznego:** Wodór molekularny jest silnym antyoksydantem, który może pomóc wzmocnić układ odpornościowy i chronić organizm przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

**Możliwość inhalacji:** Dodatkowym atutem jest możliwość inhalacji wodoru molekularnego za pomocą kaniuli podłączonej do butelki, [przy zakupie dodatkowych akcesoriów](#), co dodatkowo rozszerza możliwości terapeutyczne urządzenia.

**Funkcja samoczyszczenia:** Dzięki produkcji wody ozonowanej, butelka posiada funkcję samoczyszczenia, a szklane części możemy **myć w zmywarce**.

**Przyjazna dla użytkownika:** Dzięki prostej obsłudze i praktycznej konstrukcji, butelka CA-303 jest łatwa w użyciu dla każdego, niezależnie od doświadczenia z tego typu urządzeniami.

## Zalety butelki:

- Powłoka stworzona z **czystej platyny**;
- Wykorzystanie **membrany protonowej**;
- Funkcja **samoczyszczenia**;
- Produkuje wysokie stężenie wodoru molekularnego na poziomie **do 1,5PPM**;
- Możliwość inhalacji wodorem molekularnym za pomocą butelki;
- Wytwarza zarówno wodę wodorową;
- Wydajność: **1 do 1,5PPM\***
- Wykorzystuje technologię **SPE/PEM**;
- **Duża wytrzymałość szkła** wykorzystanego do produkcji butelki;
- Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości szkła, butelka pozostaje higieniczna;
- Możliwość **zespolenia z butelką sklepową**;
- Możliwość **mycia w zmywarce**;
- Pojemność **400 ml**.
- Żywotność butelki **3000 godzin**.
- Wytwarzanie **wody ozonowanej**.

Opisywana butelka to innowacyjne urządzenie skonstruowane przy współpracy z najlepszymi specjalistami i poparte wieloma badaniami laboratoryjnymi. Opisywana butelka, dzięki wytwarzaniu silnego antyoksydantu, wspiera zdrowie komórkowe, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Wykorzystanie membrany protonowej gwarantuje produkcję wodoru molekularnego na wysokim, ale i całkowicie bezpiecznym dla człowieka poziomie. Do innych zalet tego urządzenia należą między innymi mały rozmiar i poręczność.



WYKORZYSTANIE  
MEMBRANY  
PROTONOWEJ



MOŻLIWOŚĆ  
PRODUKCJI  
WODY  
WODOROWEJ



DUŻA  
WYTRZYMAŁOŚĆ



POJEMNOŚĆ  
400ML



MOŻLIWOŚĆ  
OZONOWANIA  
WODY

Butelki wodorowe to innowacyjne urządzenia skonstruowane przy współpracy z najlepszymi specjalistami i poparte wieloma badaniami laboratoryjnymi. Wykorzystanie membrany protonowej gwarantuje produkcję wodoru molekularnego na wysokim, ale i całkowicie bezpiecznym dla człowieka poziomie. Do innych zalet tego urządzenia należą między innymi mały rozmiar i poręczność.

Butelka do wytwarzania wody wodorowej pozwala na utrzymanie ciągłości kuracji wodorem molekularnym. Dzięki swojemu design'owi i zachowanej przy tym poręczności, idealnie sprawdzi się w każdym warunkach.



Butelki do produkcji wody wodorowej to urządzenia wyposażone w **membrany PEM**, które w procesie elektrolizy produkują czysty wodór (bez mieszania z tlenem). Dzięki połączeniu technologii wytwarzania **SPE** (stałych elektrolitów polimerowych) w podwójnej komorze PEM (membrany wymiany protonów) uzyskuje się **czysty wodór, bez jednoczesnego wytwarzania szkodliwych gazów takich jak chlor czy ozon.**

### **Korzyści z picia wody wodorowej**

Regularne picie wody wodorowej może:

- wspierać naturalną **regenerację organizmu,**

- poprawiać **kondycję skóry i efekt anti-aging**,
- łagodzić skutki **stresu oksydacyjnego** i zmęczenia,
- wspierać **odporność i metabolizm**,
- poprawiać **jakość snu i koncentrację**,
- wspomagać **rekonwalescencję po wysiłku fizycznym**.

## Idealna do codziennego użytku

Butelka CA-303 to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce w prosty sposób włączyć wodór do swojego stylu życia. Zabierz ją do pracy, na siłownię czy w podróż – wszędzie tam, gdzie potrzebujesz naturalnego zastrzyku energii.

## Inhalacje wodorem - dodatkowa funkcjonalność butelki CA-303

Butelka wodorowa CA-303 to nie tylko sposób na codzienne przygotowanie wody wodorowej o wysokim stężeniu wodoru, ale także innowacyjne rozwiązanie umożliwiające inhalacje wodorem molekularnym w warunkach domowych. Dzięki zaawansowanej technologii SPE oraz zastosowaniu membrany wymiany protonów, urządzenie wytwarza czysty wodór, który może być wykorzystywany do inhalacji – wystarczy podłączyć odpowiednie akcesorium.

Inhalacje wodorem molekularnym to coraz popularniejsza metoda wspierania zdrowia, doceniana za swoje właściwości antyoksydacyjne i zdolność do neutralizowania wolnych rodników. Regularne korzystanie z tej funkcji może przyczynić się do redukcji stresu oksydacyjnego, łagodzenia stanów zapalnych oraz poprawy ogólnej kondycji skóry. Wysokie stężenie wodoru, jakie zapewnia butelka CA-303, sprawia, że inhalacje są efektywne i mogą przynosić realne korzyści zdrowotne – zarówno osobom dbającym o profilaktykę, jak i tym, którzy chcą wspierać swój organizm w walce z codziennymi wyzwaniami.

Dzięki możliwości inhalacji wodorem, butelka CA-303 staje się wszechstronnym narzędziem, które pozwala korzystać z dobrodziejstw wodoru molekularnego nie tylko poprzez picie wody wodorowej, ale także poprzez bezpośrednie dostarczanie wodoru do organizmu. To wygodne i nowoczesne rozwiązanie dla każdego, kto chce w pełni wykorzystać potencjał właściwości wody wodorowej i zadbać o swoje zdrowie w naturalny sposób.



REGENERACJA  
PO COVID-19



PROFILAKTYKA  
NOWOTWOROWA



REDUKCJA  
CHRONICZNEGO  
ZMĘCZENIA



LECZENIE  
CHOROBY OCZU



POPRAWA  
PAMIĘCI  
I KONCENTRACJI



NIWELOWANIE  
OBJAWÓW  
ALERGII I ASTMY



WSPARCIE  
DLA SKÓRY



WSPARCIE PRZY  
CHOROBY PARKINOSNA  
I ALZHEIMERA

**Butelki wodorowe** to innowacyjne urządzenia skonstruowane przy współpracy z najlepszymi specjalistami i poparte wieloma badaniami laboratoryjnymi. Wykorzystanie **membrany protonowej** gwarantuje produkcję wodoru molekularnego na wysokim, ale i całkowicie bezpiecznym dla człowieka poziomie. Do innych zalet tego urządzenia należą między innymi materiały użyte do jej produkcji. Jest to specjalna powłoka stworzona z czystej platyny, ale i wysokiej jakości szkło, odporne na gwałtowne zmiany temperatur i cechujące się wysoką wytrzymałością.



Butelka do wytwarzania wody wodorowej pozwala na utrzymanie ciągłości kuracji wodorem molekularnym. Dzięki swojemu design'owi, i zachowanej przy tym **poręczności**, idealnie sprawdzi się w każdym warunkach. Pojedynczy cykl pracy baterii pozwala na użycie butelki aż do około **10 razy**.

## ZASADY CZYSZCZENIA BUTELEK DO PRODUKCJI WODY WODOROWEJ CA-303

**UWAGA!** Każdy model butelki wymaga odpowiedniego czyszczenia, aby zapewnić długą żywotność urządzenia i higienę.

Model CA-303 z funkcją ozonowania i samoczyszczenia

### Funkcja samoczyszczenia:

Uruchom funkcję ozonowania (samoczyszczenia) w butelce zgodnie z instrukcją obsługi. Proces ten usuwa bakterie i neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

### Czyszczenie kwasem cytrynowym

Do butelki wlej ciepłą wodę i dodaj około 1-2 łyżeczki kwasu cytrynowego.

Włącz urządzenie na krótki cykl pracy, aby kwas mógł dotrzeć do wszystkich elementów.

Po zakończeniu opróżnij butelkę i dokładnie wypłucz czystą wodą.

### Części szklane

Szklane elementy butelki można bezpiecznie myć w zmywarce.

**UWAGA!** Nie wkładaj części elektronicznych do zmywarki. Grozi to popsuciem membrany.



**Nasze butelki posiadają otwór, który umożliwia wylot gazów podczas produkcji wody wodorowej.**

### Kupując u nas zyskujesz:

- autoryzowany sklep i serwis producenta,
- oryginalne części zamienne,
- instrukcję w języku polskim,
- bezpieczną wysyłkę i pełną obsługę gwarancyjną.



**Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzeń do wodoroterapii i świadczy gwarancję, profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne.**

### **Zadbaj o siebie już dziś!**

Wybierz sprawdzone rozwiązanie, z którego korzystają tysiące Polaków.

**Zamów Szklaną Butelkę Wodorową CA-303** i poznaj, jak czysta woda może realnie wspierać Twoje zdrowie i samopoczucie.

### **Dowiedz się więcej o wodoroterapii:**

\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.

\*Wszystkie wartości podane na stronie mają charakter referencyjny i służą wyłącznie celom informacyjnym.

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa**  
**Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).**



**Producent**

**GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.**

**Address: 5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com**

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786,**

**kontakt@inhalatorywodoru.pl**

**Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl**