

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/urzadzenie-do-infuzji-tlenowej-10l-powystawowe-p-76.html>



## Urządzenie do infuzji tlenowej 10L -powystawowe

Cena brutto	<b>4 560,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 707,32 zł</b>
Cena poprzednia	<b>6 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>OLV_OLV10A</b>

### Opis produktu

#### Urządzenie do Infuzji Tlenowej o Wydajności 10L!- urządzenie powystawowe.

**UWAGA! Inhalatory wodoru są używane do celów demonstracyjnych, w pełni sprawdzone przez nasz dział serwisowy i gotowe do ponownego użytku. Obejmuje go 6-miesięczna gwarancja.**

**Rewolucjonizuj Swoje Zabiegi Kosmetyczne z Naszym Urządzeniem do Infuzji Tlenowej!**

#### Wyróżniki naszego urządzenia:

- **Maksymalna efektywność:** Oferujemy urządzenie zapewniające do **96%** czystego tlenu pod ciśnieniem **od 1000 hPa do 1300 hPa**, co gwarantuje nie tylko odświeżenie, ale głęboką regenerację skóry.
- **Zaawansowana technologia i bezpieczeństwo:** Nasze urządzenie posiada certyfikaty **CE, ISO i TUV**, które potwierdzają jego najwyższą jakość i bezpieczeństwo w użytkowaniu.
- **Wsparcie i gwarancja:** Zapewniamy **24 miesiące** gwarancji oraz profesjonalne wsparcie techniczne, dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na zadowoleniu swoich klientów.
- **Innowacyjna kopuła LED:** Możliwość dokupienia specjalnej kopuły LED z **7 kolorystycznymi trybami**, od regeneracji, przez odmłodzenie, po wyrównanie kolorytu skóry, która pozwoli Ci na kontrolę podczas zabiegu, dzięki łączności przez Bluetooth z urządzeniem mobilnym!

**Urządzenie posiada niewielkie uszkodzenia obudowy oraz kółek:**



### **Dlaczego warto zainwestować w urządzenie do infuzji tlenowej?**

Nasze innowacyjne urządzenie do infuzji tlenowej stanowi przełom w dziedzinie estetyki i kosmologii. Jest to kluczowa inwestycja dla każdego salonu, który pragnie oferować swoim klientom zabiegi na najwyższym światowym poziomie. Infuzja tlenowa jest metodą, która efektywnie rewitalizuje skórę, zapewniając jej głębokie nawilżenie, odżywienie oraz regenerację na poziomie komórkowym.



## Charakterystyka produktu:

- **Przepływ Tlenu:** Urządzenie umożliwia regulowany przepływ tlenu na poziomie **10L na minutę**, co jest idealne do delikatnych, jak i intensywnych zabiegów.
- **Koncentracja tlenu:** Oferujemy urządzenie zapewniające do **96%** czystego tlenu, które zapewni głębokie odżywienie skóry.
- **Moc:** Silnik o mocy **550W** gwarantuje stabilną i efektywną pracę urządzenia w każdych warunkach.
- **Dwie wymienne końcówki:** Zestaw zawiera dwie końcówki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, umożliwiające wykonanie zabiegu z najwyższą precyzją.



## Zalety korzystania z urządzenia do infuzji tlenowej:

Urządzenie do infuzji tlenowej przynosi liczne korzyści dla skóry, dzięki czemu jest doskonałym dodatkiem do oferty każdego salonu kosmetycznego!

- **Głębokie odżywienie:** Tlen jest kluczowym elementem w utrzymaniu zdrowej skóry. Urządzenie dostarcza tlen bezpośrednio do głębokich warstw skóry, co znacząco poprawia jej nawilżenie i odżywienie. Skóra staje się miękka, elastyczna i pełna blasku.
- **Redukcja zmarszczek i poprawa elastyczności:** Regularne zabiegi infuzji tlenowej stymulują produkcję kolagenu, który jest niezbędny dla utrzymania elastyczności i jędrności skóry. Dzięki temu zmarszczki i drobne linie stają się mniej widoczne, a skóra zyskuje młodszy wygląd.
- **Wyrównanie kolorytu skóry:** Zabiegi pomagają w redukcji przebarwień i nierównego kolorytu skóry. Tlen działa rozjaśniająco i wygładzająco, co przekłada się na jednolity, zdrowy wygląd cery.
- **Detoksykacja i regeneracja:** Tlen podawany pod ciśnieniem pomaga w eliminacji toksyn z komórek skóry, co sprzyja jej regeneracji. Skóra staje się odświeżona, a procesy regeneracyjne są przyspieszone, co sprzyja szybszemu gojeniu i odnowie.
- **Zmniejszenie stanów zapalnych:** Infuzja tlenowa ma właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu jest idealna dla skóry wrażliwej, z problemami czy skłonnej do trądziku. Redukuje zaczerwienienia i pomaga walczyć z bakteriami powodującymi trądzik.

Po regularnych zabiegach infuzji tlenowej, klientki mogą spodziewać się wyraźnych i długotrwałych efektów. Cera staje się bardziej napięta, elastyczna i gładka. Zmarszczki i linie mimiczne są mniej widoczne, a skóra zyskuje zdrowy, promienny wygląd. Regularne sesje pomagają utrzymać skórę w doskonałej kondycji, czyniąc ją bardziej odporną na czynniki zewnętrzne i starzenie się.

Dzięki tym właściwościom, urządzenie do infuzji tlenowej jest nie tylko inwestycją w technologię, ale przede wszystkim w piękno i zdrowie skóry klientów.



**NAWILŻENIE**



**REDUKCJA  
ZMARSZCZEK**



**REGENERACJA**



**WYRÓWNIANIE  
KOLORYTU**



**REDUKCJA  
PRZEBARWIEŃ**



**ODŚWIEŻENIE**



**POPRAWA  
ELASTYCZNOŚCI**

**Zestaw Zawiera:**

- Urządzenie do infuzji tlenowej,
- Dwie wymienne końcówki do infuzji tlenowej: aerograf do wtłaczania serum i tlenu i aplikator tlenu,
- Pełną instrukcję obsługi w języku polskim oraz instrukcja wideo,
- Dwa węże do wymiennych końcówek.



---

## Skuteczność Potwierdzona Wynikami:

Regularne stosowanie naszego urządzenia do infuzji tlenowej przyczynia się do widocznego zmniejszenia zmarszczek, poprawy gęstości skóry oraz wyrównania kolorytu. Dzięki temu Twój klient będzie mógł cieszyć się zdrową, odżywioną skórą z naturalnym blaskiem, zwanym efektem GLOW.

Zainwestuj w przyszłość swojego salonu już dziś i przekonaj się, jak nasze urządzenie do infuzji tlenowej może odmienić podejście do zabiegów pielęgnacyjnych!

**Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej. Urządzenie do infuzji tlenowej posiada certyfikaty CE, ISO i TUV.**

\*Uwaga: Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Przed użyciem w celach zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.



### Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

**Producent:** ZhengZhou Olive Electronic technology Co.,Ltd., Add:Floor 11, B of Building 18,the National University Science Park of Henan Province, info@zzolive.com

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [wodor@kcth.pl](mailto:wodor@kcth.pl)

**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [wodor@kcth.pl](mailto:wodor@kcth.pl)