

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/wypozyczenie-inhalator-wodoru-fun-hyd1500-p-136.html>



## Wypożyczenie inhalator wodoru FUN-HYD1500

Cena brutto	<b>2 500,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 032,52 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>USL_WYP_FUNHYD1500</b>

### Opis produktu

**Inhalator wodoru FUN-HYD1500 o wydajności 1000 ml wodoru i 500 ml tlenu na minutę!**

## UWAGA!

W celu ustalenia warunków wypożyczenia oraz dostępności urządzenia, prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji.

MAIL: [KONTAKT@INHALATORYWODORU.PL](mailto:KONTAKT@INHALATORYWODORU.PL) TELEFON: 533 101 668

**Inhalator wodoru FUN-HYD1500** to nowoczesne urządzenie do inhalacji wodorem, które łączy **nowoczesny design**, wysoką wydajność z niezawodną technologią, zapewniając wszechstronne korzyści zdrowotne.

Dzięki możliwości generowania aż **1000 ml/min czystego wodoru oraz 500 ml/min tlenu**, inhalator idealnie sprawdzi się do terapii wodorowo-tlenowej, która wspomaga regenerację organizmu, poprawia metabolizm komórkowy oraz redukuje stres oksydacyjny. FUN-HYD1500 to idealne rozwiązanie dla osób szukających zaawansowanej technologii wspomagającej zdrowie i dobre samopoczucie. Terapia wodorowa i tlenowa może pomóc w poprawie wydolności, przyspieszeniu regeneracji oraz wspierać zdrowie na wielu poziomach.


**Dotykowy ekran i kontrola parametrów pracy**


**Wydajność 1500 ml wodoru i tlenu na minutę**

**Trwała membrana SPE/PEM pokryta platyną**

**Łatwy sposób podłączania kilku osób**

**Okulary wodorowe w zestawie**

Przebadane przez: 



**Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem inhalatorów i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.**



**REGENERACJA  
PO COVID-19**



**PROFILAKTYKA  
NOWOTWOROWA**



**REDUKCJA  
CHRONICZNEGO  
ZMĘCZENIA**



**LECZENIE  
CHOROÓB OCZU**



**POPRAWA  
PAMIĘCI  
I KONCENTRACJI**



**NIWELOWANIE  
OBJAWÓW  
ALERGII I ASTMY**






**WSPARCIE  
DLA SKÓRY**



**WSPARCIE PRZY  
CHOROBIĘ PARKINOSNA  
I ALZHEIMERA**

**Inhalator umożliwia inhalacje wodorowe, produkcję wody wodorowej, poprzez metalowy pręt dołączony do zestawu!**

## PORÓWNIANIE Profesjonalne Inhalatory Wodoru

 INHALATORY WODORU.PL	 HIM-19	 OLV	 OLV-3000 PL/ANG	 OLV-4200	 OLV-HYD
Wymiary	352x372x379 mm	250x365x420 mm	350x280x280 mm	570x360x330 mm	205x 438x350 mm
Waga	10,6 kg	13 kg	15 kg	18 kg	14,5 kg
Wydajność					
1000 ml wodoru lub	✓	✓	✗	✗	✓
1500 ml tlenu i wodoru	✗	✓	✗	✗	✓
1200 ml wodoru lub	✗	✓	✗	✗	✓
1800 ml tlenu i wodoru	✓	✗	✓	✗	✓
2000 ml wodoru lub	✓	✗	✓	✗	✓
3000 ml tlenu i wodoru	✗	✗	✗	✓	✗
2800 ml wodoru lub	✗	✗	✗	✓	✗
4200 ml tlenu i wodoru	✗	✗	✗	✓	✗
Wielowiatrakowy system chłodzenia	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
Kółka	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc znamionowa	<300 W	<260 W	<480 W	<480 W	<750 W
Technologia	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM	SPE/PEM
Inhalacje w tym samym czasie	2 osoby	2 osoby	2 osoby	4 osoby	4 osoby
Okulary wodorowe	Opcja	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
Produkcja wody wodorowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Detekcja jakości wody	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Czystość wodoru	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
Dotykowy ekran	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK

Zastosowanie technologii SPE/PEM sprawia, że wytwarzany jest czysty wodór. Wydajność urządzenia na poziomie 1500 ml na minutę mieszanki wodoru molekularnego i tlenu, sprawia że urządzenie nie ma sobie równych i zapewni najwyższą skuteczność terapii.



**CICHA PRACA**



**SPRAWDZI SIĘ  
W GABINETACH  
WODOTERAPII**



**PRODUKUJE  
MIESZANKĘ  
WODORU I TLENU**



**MOŻLIWOŚĆ  
UŻYTKOWANIA PRZEZ  
DWIE OSOBY**


### Zalety inhalatora FUN-HYD1500:

- Wydajne i jednocześnie bezpieczne urządzenie - **wydajność do 1000 ml wodoru i 500 ml tlenu na minutę;**
- Umożliwia stosowanie terapii przez **dwie osoby równocześnie;**
- **Membrana Wymiany Protonów DuPont 117**, wraz z tytanowo platynową powłoką zapewniają maksymalną wydajność urządzenia;
- Wysoka żywotność, aż **do 10 000 godzin pracy;**
- Technologia SPE oraz PEM gwarantują wytwarzanie **czystego wodoru (99,9%);**
- **Detekcja jakości wody TDS** monitoruje nieprawidłowości, w tym o braku wody, czy przegrzaniu;
- Dotykowy ekran w połączeniu z nowoczesnym designem, zapewniają łatwość obsługi oraz wskazują szczegółowe

---

parametry;

- Urządzenie generuje dźwięk o natężeniu do 40 dB, co gwarantuje cichą pracę;
- **Nowoczesny wygląd;**
- Przeznaczony dla osób, które chcą posiadać wydajne urządzenie lub wykorzystywać je do prowadzenia zabiegów wodoroterapii w gabinetach.



**Urządzenie generuje czysty wodór o stężeniu 99.9% z szybkością 2000 ml na minutę. Dzięki rozpuszczającemu gaz prężowi, urządzenie wytwarza także wodę wodorową.**

### **Dlaczego warto kupić inhalator wodoru OLV-HYD1500?**

**Wydajność i bezpieczeństwo:** Urządzenie o wydajności do 1000 ml wodoru lub 1500 ml mieszanki wodoru i tlenu na minutę, co sprawia, że nie ma sobie równych w kategorii wydajności.

**Zastosowanie w wielu dziedzinach:** Inhalacje wodorem molekularnym należą do jednych z najbardziej innowacyjnych terapii na świecie. FUN-HYD1500 posiada szerokie spektrum zastosowań i może być wykorzystywany do wspomagania terapii różnych schorzeń. Idealne do użytku domowego, w gabinetach wellness i medycyny sportowej.

**Wygoda i łatwość obsługi:** FUN-HYD1500 ma zintegrowane z obudową zbiorniki kondensacyjne, ułatwiając transport i korzystanie z urządzenia. Może być używany przez dwie osoby jednocześnie, co zwiększa jego funkcjonalność.

**Nowoczesny design:** Dzięki nowoczesnemu designowi urządzenie prezentuje się nowocześnie, co wzbudza zainteresowanie wśród pacjentów oraz zapewnia łatwość w obsłudze.


**Intuicyjny interfejs:** Dotykowy ekran w połączeniu z nowoczesnym designem zapewniają łatwość obsługi oraz dostęp do szczegółowych parametrów urządzenia.

**Cicha praca:** Urządzenie generuje dźwięk o natężeniu do 40 dB, co zapewnia cichą pracę.

**Doskonały dla gabinetów:** Dzięki wysokiej wydajności i możliwości stosowania przez dwie osoby jednocześnie, FUN-HYD1500 jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów w gabinetach medycyny, terapii, kosmetologii i spa.

**Dodatkowe opcje:** Urządzenie monitoruje i pokazuje informacje na panelu, o ilości przepracowanych godzin inhalacji, posiada również możliwość zablokowania panelu przed dziećmi.

## ELEKTROLIZER WODORU W TECHNOLOGII SPE/PEM



Inhalacje wodorem molekularnym należą do jednych z najbardziej innowacyjnych terapii na świecie. Jako największe zalety wodoroterapii wymieniamy bezpieczeństwo i szerokie spektrum zastosowań. FUN-HYD1500 to wydajne urządzenie, które posiada certyfikat CE SGS, a jego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi.

Inhalatory wodoru to urządzenia wyposażone w membrany PEM, które w procesie elektrolizy produkują czysty wodór (bez mieszania z tlenem). Dzięki połączeniu technologii wytwarzania SPE (stałych elektrolitów polimerowych) w podwójnej komorze PEM (membrany wymiany protonów) uzyskuje się czysty wodór, bez jednoczesnego wytwarzania szkodliwych gazów takich jak chlor czy ozon. W procesie inhalacji, wodór dostarczany jest do organizmu pacjenta poprzez kaniulę lub maskę.

\*Uwaga: Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Przed użyciem w celach zdrowotnych skonsultuj się z lekarzem.

**Dowiedz się więcej o wodoroterapii:**

---

## Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.

\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

### Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).



**Producent:** Huizhou ACA Co., Ltd., No. 1 Xihu Road, Xihu village, Qiuchang Sub-District, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province, China, [admin@funxihealth.com](mailto:admin@funxihealth.com)  
**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [kontakt@inhalatorywodoru.pl](mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl)  
**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [kontakt@inhalatorywodoru.pl](mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Okres wypożyczenia:** 14 dni , 30 dni (+ 499,99 zł )