

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 19:13

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/wypozyczenie-inhalator-wodoru-him-19-h2-02-p-46.html>



Wypożyczenie inhalator wodoru HIM-19 (H2 + O2)

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0000HIM19

Opis produktu

HIM-19 INHALATOR WODORU 1500 ML/MIN (H2 + O2)

Najbardziej wydajne urządzenie w ofercie, pozwala generować aż 1000 ml wodoru lub 1500 ml mieszanki wodoru i tlenu (Gaz Browna).

WYPOŻYCZENIE INHALATORA WODORU HIM-22 TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA OSÓB CHCĄCYCH PRZED ZAKUPEM PRZETESTOWAĆ URZĄDZENIE DO WODOROTERAPII WE WŁASNYM DOMU.

ZAPEWNIAMY MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.

PODSTAWOWA CENA OBEJMUJE WYPOŻYCZENIE URZĄDZENIA NA OKRES 14 DNI.

PO WYBRANIU ODPOWIEDNIEJ OPCJI, MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA WYPOŻYCZENIA NA OKRES 30 DNI LUB 60 DNI.

NIESTANDARDOWY OKRES WYPOŻYCZENIA JEST MOŻLIWY DO REALIZACJI PO UPRZEDNIM KONTAKCIE.

PRZED WYPOŻYCZENIEM PROSIMY O KONTAKT W CELU POTWIERDZENIA TERMINU WYPOŻYCZENIA.

MAIL: WODOR@KCTH.PL TELEFON: 533-101-668

Zastosowanie technologii SPE/PEM sprawia, że wytwarzany jest czysty wodór. Wydajność urządzenia na poziomie 1000 ml wodoru molekularnego na minutę i 500 ml tlenu na minutę, sprawia że urządzenie nie ma sobie równych i zapewni najwyższą skuteczność terapii.



H₂

INHALATORY
WODORU.PL

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów Cawolo i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.



REGENERACJA
PO COVID-19



PROFILAKTYKA
NOWOTWOROWA



REDUKCJA
CHRONICZNEGO
ZMĘCZENIA



LECZENIE
CHOROÓB OCZU



POPRAWA
PAMIĘCI
I KONCENTRACJI



NIWELOWANIE
OBJAWÓW
ALERGII I ASTMY



WSPARCIE
DLA SKÓRY



WSPARCIE PRZY
CHOROBIE PARKINOSNA
I ALZHEIMERA

Inhalacje wodorem molekularnym należą do jednych z najbardziej innowacyjnych terapii na świecie. Jako największe zalety wodoroterapii wymieniamy bezpieczeństwo i szerokie spektrum zastosowań. HIM-19 to wydajne urządzenie, które posiada certyfikat CE SGS, a jego skuteczność została udokumentowana badaniami klinicznymi.

Porównanie – Profesjonalne Inhalatory Wodoru

													
		HIM-16		HIM-17		HIM-19		OLV-3000		OLV-1500		OLV-1800	
Produkcja wodoru	TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
Produkcja Gazu Browna	NIE		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
Wydajność	600 ml wodoru na minutę		600 ml wodoru lub 900 ml tlenu i wodoru na minutę		1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę		2000 ml wodoru lub 3000 ml tlenu i wodoru na minutę		1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę		1200 ml wodoru lub 1800 ml tlenu i wodoru na minutę		
Technologia	SPE/PEM		SPE/PEM		SPE/PEM		SPE/PEM		SPE/PEM		SPE/PEM		SPE/PEM
Liczba osób mogących się jednocześnie inhalować	2		2		2		4		2		4		
Wytwarzanie wody wodorowej	TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
Detekcja jakości wody	TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
Czystość wodoru	99,9%		99,9%		99,9%		99,9%		99,9%		99,9%		99,9%
Żywotność membrany	10 000 godzin		10 000 godzin		10 000 godzin		10 000 godzin		10 000 godzin		10 000 godzin		10 000 godzin
Dotykowy ekran	NIE		NIE		NIE		TAK		TAK		TAK		TAK

**1500
ML/MIN**

**WYDAJNOŚĆ DO
1500 ML/MIN**

99,9%

**CZYSTOŚĆ
WODORU 99,9%**

**SPE
PEM**

**ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII
SPE I PEM**

10 000

**TRWAŁOŚĆ NA
POZIOMIE 10 000
GODZIN PRACY**



Zalety HIM-19:

- Najbardziej wydajne i jednocześnie bezpieczne urządzenie – produkuje **do 1000 ml wodoru lub 1500 ml tlenu i wodoru na minutę**
- Możliwość produkowania **mieszanki wodoru i tlenu**, tzw. Gazu Browna;
- **Zintegrowane z obudową zbiorniki kondensacyjne**, ułatwiają transport oraz korzystanie z urządzenia;
- Umożliwia stosowanie terapii przez **dwie osoby równocześnie**;
- Membrana Wymiany Protonów **DuPont 117**, wraz z tytanowo platynową powłoką zapewniają maksymalną wydajność urządzenia;
- Wysoka żywotność, aż do **10 000 godzin** pracy;
- Technologia **SPE oraz PEM** gwarantują wytwarzanie wodoru czystego wodoru (99,9%);
- Detekcja jakości wody **TDS** monitoruje nieprawidłowości, w tym o braku wody, czy przegrzani;
- **Dotykowy ekran** w połączeniu z nowoczesnym designem, zapewniają łatwość obsługi oraz wskazują szczegółowe parametry;
- Urządzenie generuje dźwięk o natężeniu **do 40dB**, co gwarantuje cichą pracę;
- Przeznaczony dla osób, które chcą posiadać najbardziej wydajne urządzenie lub wykorzystywać je do **przewodzenia zabiegów wodoroterapii w gabinetach**.



CICHA PRACA



SPRAWDZI SIĘ
W GABINETACH
WODOTERAPII



PRODUKUJE
MIESZANKĘ
WODORU I TLENU



MOŻLIWOŚĆ
UŻYTKOWANIA PRZEZ
DWIE OSOBY

Nazwa produktu	Inhalator wodorowy	Pojemność zbiornika na wodę	2L	Funkcja	Inhalacje wodorowe
Model	HIM-19	Czystość wodoru	99,9%	Moc znamionowa	<300 W
Wymiary	352×372×379 mm	Napięcie zasilania	220V / 50/60 Hz	Wytwarzanie wodoru	1000 ml wodoru lub 1500 ml mieszanki wodoru i tlenu (Gazu Browna)
Waga netto	10,6 kg	Wytwarzane ciśnienie	200 kPa		

Urządzenie generuje czysty wodór o stężeniu 99.9% z szybkością 1000ml na minutę, jak i mieszanke wodoru i tlenu w stężeniu 66% - 33%. Dzięki rozpuszczającemu gaz prętowi, urządzenie wytwarza także wodę wodorową.
Potwierdzona wydajność urządzenia HIM-19.




Inhalatory hydrogen devices are equipped with PEM membranes, which produce pure hydrogen (without mixing with oxygen) during the electrolysis process. Thanks to the combination of SPE technology (solid polymer electrolytes) in a double-chamber PEM (proton exchange membrane), pure hydrogen is produced without the simultaneous production of harmful gases such as chlorine or ozone. During inhalation, hydrogen is delivered to the patient's body through a cannula or mask.






ELEKTROLIZER WODORU W TECHNOLOGII SPE/PEM



Wodór molekularny to nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz naturalnie występujący w przyrodzie. Choć znany jest od kilkuset lat, dopiero w 2007 r. zespół dr Shigeo Ohta skazał że ma on potencjał jako skuteczny przeciwutleniacz w zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Od wspomnianego momentu powstało ponad 1200 prac badawczych, udowadniających jego skuteczność. W listopadzie 2016 r. Inhalacje Wodorem zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej w Japonii jako zaawansowana terapia medyczna.



Inhalatory wodoru stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. Urządzenie w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. HIM-19 pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak, słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią, zmęczenie, czy stres.

*Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym.

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Okres wypożyczenia: 14 dni , 30 dni (+ 500,00 zł)