

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/zestaw-inhalator-wodoru-fun-hyd900-kopula-led-p-166.html>



## Zestaw inhalator wodoru FUN-HYD900 + Kopuła LED

Cena brutto	<b>11 700,00 zł</b>
Cena netto	<b>9 512,20 zł</b>
Cena poprzednia	<b>9 498,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>

### Opis produktu

#### Zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED - domowy rytuał regeneracji i rewitalizacji komórkowej

Wprowadź do swojej codziennej rutyny technologię, którą wykorzystują gabinety wellness i kliniki regeneracyjne. Zestaw **FUN-HYD900 z kopułą LED** łączy **terapię wodorem molekularnym z fototerapią czerwonym światłem**, zapewniając **kompleksowe wsparcie regeneracji organizmu, skóry i układu nerwowego**. To rozwiązanie stworzone dla osób, które chcą **odczuć wyraźną poprawę energii, wyglądu i samopoczucia** - bez wychodzenia z domu. Zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED to urządzenie przeznaczone do użytku domowego, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo korzystania w warunkach domowych.

### Wprowadzenie do terapii wodorowej

Terapia wodorowa to innowacyjna metoda wspierania zdrowia, która zyskuje coraz większą popularność wśród osób dbających o profilaktykę i regenerację organizmu. Wodór molekularny (H<sub>2</sub>), składający się z dwóch atomów wodoru, jest najmniejszą i najlżejszą cząsteczką występującą w przyrodzie. Dzięki temu z łatwością przenika przez błony komórkowe, docierając bezpośrednio do mitochondriów - „elektrowni” naszych komórek. Terapia wodorowa może być realizowana na kilka sposobów: poprzez inhalację wodorem, picie wody wodorowej lub kąpiele w wodzie wodorowej. Szczególnie skuteczne są inhalacje wodorem molekularnym, które pozwalają na szybkie i efektywne dostarczenie wodoru do organizmu, wspierając procesy regeneracyjne i ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Właściwości wodoru sprawiają, że jest on coraz częściej wykorzystywany zarówno w użytku domowym, jak i profesjonalnym.

### Mechanizmy terapeutyczne wodoru

Wodór molekularny wyróżnia się wyjątkowo silnym działaniem antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym oraz antyapoptotycznym. Jego główną zaletą jest zdolność do selektywnej neutralizacji szkodliwych wolnych rodników, takich jak rodnik hydroksylowy ( $\cdot\text{OH}$ ) czy nadtlenoazotyn (ONOO<sup>-</sup>), które odpowiadają za uszkodzenia komórek i rozwój wielu chorób. Dzięki temu wodór skutecznie redukuje stres oksydacyjny i stany zapalne, wspierając naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo, wodór molekularny moduluje kluczowe szlaki sygnałowe oraz aktywuje enzymy antyoksydacyjne, co przekłada się na lepszą ochronę tkanek i komórek przed uszkodzeniami. Regularne stosowanie terapii wodorowej może więc wspomagać organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym, przyczyniając się do poprawy ogólnego samopoczucia i zdrowia.

### Inhalator wodoru FUN-HYD900 - moc i bezpieczeństwo w kompaktowej formie

Model **FUN-HYD900** to nowoczesny generator wodoru z **technologią PEM (Proton Exchange Membrane)**, gwarantujący czystość gazu na poziomie **99,99% H<sub>2</sub>**. Urządzenie wytwarza wydajny strumień wodoru, który można wykorzystywać do **inhalacji, wodorowania wody** oraz pracy z urządzeniami dodatkowymi - jak **kopuła LED**. To model wybierany przez użytkowników domowych i gabinety, które cenią **równowagę między mocą a mobilnością**.

Inhalator wodoru FUN-HYD900 wykorzystuje zaawansowany proces elektrolizy z użyciem membrany wymiany protonów (PEM) oraz stałych elektrolitów polimerowych, co pozwala na produkcję czystego wodoru bez jednoczesnego wytwarzania

---

szkodliwych gazów. Dzięki zastosowaniu podwójnej komory PEM urządzenie zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Inhalatory wodoru tej klasy umożliwiają uzyskanie optymalnej proporcji wodoru i tlenu, a wodór dostarczany jest w procesie inhalacji bezpośrednio do organizmu użytkownika.

#### **Najważniejsze zalety FUN-HYD900:**

- **Wydajność inhalacji:** do 900 ml/min czystego H<sub>2</sub>
- **Czysty wodór PEM 99,99%** – bezpieczny, bez domieszek tlenu
- **Tryby pracy:** ciągły lub automatyczny (do 120 min)
- **Cicha praca <35 dB** – idealny do terapii w tle podczas relaksu
- **Wielofunkcyjność:** możliwość inhalacji, wodorowania wody i zasilania akcesoriów (kopuły, okularów LED)
- **Poprawa energii, koncentracji i odporności** – zauważalna już po kilku sesjach

#### **Specyfikacja techniczna FUN-HYD900:**

- Technologia: PEM + SPE
- Wydajność: 900 ml/min
- Czystość wodoru: 99,99%
- Zasilanie: 230V
- Poziom hałas: <35 dB
- Zabezpieczenia: czujnik poziomu wody, przegrzania, automatyczne wyłączenie
- Kolor: biały
- Gwarancja D2D: 2 lata



## Kopuła LED - profesjonalna fototerapia dla twarzy i głowy

Kopuła LED to nowoczesne urządzenie do **światłoterapii czerwonej i bliskiej podczerwieni (630-850 nm)**, współpracujące z inhalatorem FUN-HYD900.

Emitowane światło przenika w głąb tkanek, **stymulując mitochondria** i wspierając naturalne procesy regeneracyjne komórek skóry i mięśni twarzy.

Połączenie działania wodoru i światła daje efekt **silnego odmłodzenia i odżywienia skóry**, jednocześnie redukując stres oksydacyjny w całym organizmie, wspiera układ nerwowy oraz przyspiesza metabolizm.

### Korzyści z terapii kopułą LED:

- Poprawa elastyczności i kolorytu skóry
- Redukcja napięcia, stresu i zmęczenia
- Przyspieszenie gojenia drobnych stanów zapalnych i podrażnień
- Uczucie relaksu i odprężenia po każdym zabiegu
- Wzmocnienie efektów inhalacji wodorem - **synergia terapii H<sub>2</sub> + LED**

### Wpływ na procesy starzenia

Jednym z najważniejszych efektów terapii wodorowej jest jej wpływ na spowolnienie procesów starzenia. Wodór molekularny, dzięki redukcji stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, chroni komórki przed przedwczesnym uszkodzeniem i wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie. Wodór pomaga również w ochronie mitochondriów oraz regulacji procesów autofagii, które są kluczowe dla utrzymania równowagi komórkowej i usuwania uszkodzonych struktur. Dodatkowo, wodór molekularny oddziałuje na szlaki długowieczności, takie jak SIRT1, co sprzyja zachowaniu młodości i vitalności komórek. Terapia wodorowa to zatem nie tylko wsparcie w codziennej regeneracji, ale także inwestycja w długoterminowe zdrowie i opóźnienie oznak starzenia.

### Koncentracja i pamięć

Inhalacje wodorem molekularnym to nie tylko wsparcie dla ciała, ale również dla umysłu. Wodór molekularny, dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, skutecznie redukuje stres oksydacyjny i stany zapalne w obrębie mózgu, co przekłada się na lepszą ochronę neuronów. Regularne inhalacje wodorem mogą poprawiać koncentrację, pamięć oraz ogólną sprawność umysłową, wspierając procesy neurotransmisji i aktywując enzymy antyoksydacyjne. Wodór molekularny pomaga również w utrzymaniu równowagi w układzie nerwowym, co jest szczególnie ważne w okresach wzmożonego stresu lub intensywnej

---

pracy umysłowej. Dzięki temu terapia wodorem staje się cennym elementem profilaktyki zdrowia mózgu i wsparcia funkcji kognitywnych.



---

### Dla kogo jest zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED?

Dla osób, które chcą połączyć **regenerację organizmu z pielęgnacją skóry**  
Dla zapracowanych i zestresowanych – poprawia **sen, koncentrację i nastrój**  
Dla sportowców – przyspiesza **regenerację potreningową**  
Dla seniorów – łagodzi **bóle stawów i zmęczenie**

Zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED może być także wsparciem w przypadku chronicznych zapań, reumatoidalnego zapalenia, chorobach dróg oddechowych, chronicznym zmęczeniu, zaburzeniach koncentracji, infekcji wirusowych, rekonwalescencji po COVID-19, chorobach neurodegeneracyjnych, ubytku kolagenu oraz w terapii wspomagającej leczenie komórek nowotworowych.

---

### Zawartość zestawu:

- Inhalator wodoru FUN-HYD900
- Kopuła LED (630-850 nm)
- Komplet przewodów inhalacyjnych (kaniule, łączniki)
- Zbiornik na wodę destylowaną
- Instrukcja obsługi PL
- Gwarancja 2 lata (door-to-door)

---

### Bezpieczeństwo i gwarancja

Zestaw spełnia normy **CE, RoHS, EMC** oraz posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem i brakiem wody. [Inhalatorywodoru.pl](http://Inhalatorywodoru.pl) zapewnia **pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**, części zamienne, szkolenie z obsługi oraz możliwość zakupu na raty lub leasing.



### **Przeciwwskazania do terapii wodorowej**

Chociaż terapia wodorowa uznawana jest za bezpieczną i dobrze tolerowaną, istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Osoby z poważnymi schorzeniami serca, nerek lub wątroby powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wodorem molekularnym. Wodór nie jest również zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dla osób posiadających implanty metalowe. Każda decyzja o wdrożeniu terapii wodorowej powinna być poprzedzona konsultacją ze specjalistą, który oceni potencjalne korzyści i ryzyko, dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

---

### **Dlaczego warto wybrać Inhalatorywodoru.pl?**

- Oficjalny dystrybutor urządzeń FUN-HYD w Polsce
- Fachowe doradztwo i serwis door-to-door

- 
- Możliwość przetestowania sprzętu (wypożyczenie przed zakupem)
  - Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa
  - Setki zadowolonych klientów w Polsce i Europie

Badania przeprowadzone oraz badania kliniczne wykazały, że terapia wodorem molekularnym charakteryzuje się wysoką skutecznością terapii wodorem i szerokim potencjałem terapeutycznym. Leczenie wodorem znajduje zastosowanie zarówno w terapii wielu schorzeń, jak i w zastosowaniach profilaktycznych, wspierając zdrowie i zapobiegając rozwojowi chorób.

---

## Doświadcz synergii wodoru i światła.

Zamów **zestaw FUN-HYD900 + kopuła LED** i odkryj terapię, która łączy regenerację, relaks i piękno w jednym rytuale.

### Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

\*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

#### **Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa**

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

**Producent:** Huizhou ACA Co., Ltd., No. 1 Xihu Road, Xihu village, Qiuchang Sub-District, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province, China, [admin@funxihealth.com](mailto:admin@funxihealth.com)

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [kontakt@inhalatorywodoru.pl](mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl)

**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [kontakt@inhalatorywodoru.pl](mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl)

**Producent:** REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, [luke@reddotled.com](mailto:luke@reddotled.com)

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [kontakt@inhalatorywodoru.pl](mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl)

**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, [kontakt@inhalatorywodoru.pl](mailto:kontakt@inhalatorywodoru.pl)