

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/zestaw-inhalator-wodoru-fun-hyd900-kopula-led-p-166.html>



Zestaw inhalator wodoru FUN-HYD900 + Kopuła LED

Cena brutto	11 000,00 zł
Cena netto	8 943,09 zł
Cena poprzednia	9 498,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED - domowy rytuał regeneracji i rewitalizacji komórkowej

Wprowadź do swojej codziennej rutyny technologię, którą wykorzystują gabinety wellness i kliniki regeneracyjne. Zestaw **FUN-HYD900 z kopułą LED** łączy **terapię wodorem molekularnym z fototerapią czerwonym światłem**, zapewniając **kompleksowe wsparcie regeneracji organizmu, skóry i układu nerwowego**. To rozwiązanie stworzone dla osób, które chcą **odczuć wyraźną poprawę energii, wyglądu i samopoczucia** - bez wychodzenia z domu. Zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED to urządzenie przeznaczone do użytku domowego, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo korzystania w warunkach domowych.

Wprowadzenie do terapii wodorowej

Terapia wodorowa to innowacyjna metoda wspierania zdrowia, która zyskuje coraz większą popularność wśród osób dbających o profilaktykę i regenerację organizmu. Wodór molekularny (H₂), składający się z dwóch atomów wodoru, jest najmniejszą i najlżejszą cząsteczką występującą w przyrodzie. Dzięki temu z łatwością przenika przez błony komórkowe, docierając bezpośrednio do mitochondriów - „elektrowni” naszych komórek. Terapia wodorowa może być realizowana na kilka sposobów: poprzez inhalację wodorem, picie wody wodorowej lub kąpiele w wodzie wodorowej. Szczególnie skuteczne są inhalacje wodorem molekularnym, które pozwalają na szybkie i efektywne dostarczenie wodoru do organizmu, wspierając procesy regeneracyjne i ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Właściwości wodoru sprawiają, że jest on coraz częściej wykorzystywany zarówno w użytku domowym, jak i profesjonalnym.

Mechanizmy terapeutyczne wodoru

Wodór molekularny wyróżnia się wyjątkowo silnym działaniem antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym oraz antyapoptotycznym. Jego główną zaletą jest zdolność do selektywnej neutralizacji szkodliwych wolnych rodników, takich jak rodnik hydroksylowy ($\cdot\text{OH}$) czy nadtlenoazotyn (ONOO⁻), które odpowiadają za uszkodzenia komórek i rozwój wielu chorób. Dzięki temu wodór skutecznie redukuje stres oksydacyjny i stany zapalne, wspierając naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo, wodór molekularny moduluje kluczowe szlaki sygnałowe oraz aktywuje enzymy antyoksydacyjne, co przekłada się na lepszą ochronę tkanek i komórek przed uszkodzeniami. Regularne stosowanie terapii wodorowej może więc wspomagać organizm w walce z przewlekłymi stanami zapalnymi i stresem oksydacyjnym, przyczyniając się do poprawy ogólnego samopoczucia i zdrowia.

Inhalator wodoru FUN-HYD900 - moc i bezpieczeństwo w kompaktowej formie

Model **FUN-HYD900** to nowoczesny generator wodoru z **technologią PEM (Proton Exchange Membrane)**, gwarantujący czystość gazu na poziomie **99,99% H₂**. Urządzenie wytwarza wydajny strumień wodoru, który można wykorzystywać do **inhalacji, wodorowania wody** oraz pracy z urządzeniami dodatkowymi - jak **kopuła LED**. To model wybierany przez użytkowników domowych i gabinety, które cenią **równowagę między mocą a mobilnością**.

Inhalator wodoru FUN-HYD900 wykorzystuje zaawansowany proces elektrolizy z użyciem membrany wymiany protonów (PEM) oraz stałych elektrolitów polimerowych, co pozwala na produkcję czystego wodoru bez jednoczesnego wytwarzania


szkodliwych gazów. Dzięki zastosowaniu podwójnej komory PEM urządzenie zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczności terapii. Inhalatory wodoru tej klasy umożliwiają uzyskanie optymalnej proporcji wodoru i tlenu, a wodór dostarczany jest w procesie inhalacji bezpośrednio do organizmu użytkownika.

Najważniejsze zalety FUN-HYD900:

- **Wydajność inhalacji:** do 900 ml/min czystego H₂
- **Czysty wodór PEM 99,99%** – bezpieczny, bez domieszek tlenu
- **Tryby pracy:** ciągły lub automatyczny (do 120 min)
- **Cicha praca <35 dB** – idealny do terapii w tle podczas relaksu
- **Wielofunkcyjność:** możliwość inhalacji, wodorowania wody i zasilania akcesoriów (kopuły, okularów LED)
- **Poprawa energii, koncentracji i odporności** – zauważalna już po kilku sesjach

Specyfikacja techniczna FUN-HYD900:

- Technologia: PEM + SPE
- Wydajność: 900 ml/min
- Czystość wodoru: 99,99%
- Zasilanie: 230V
- Poziom hałas: <35 dB
- Zabezpieczenia: czujnik poziomu wody, przegrzania, automatyczne wyłączenie
- Kolor: biały
- Gwarancja D2D: 2 lata



Kopuła LED - profesjonalna fototerapia dla twarzy i głowy

Kopuła LED to nowoczesne urządzenie do **światłoterapii czerwonej i bliskiej podczerwieni (630-850 nm)**, współpracujące z inhalatorem FUN-HYD900.

Emitowane światło przenika w głąb tkanek, **stymulując mitochondria** i wspierając naturalne procesy regeneracyjne komórek skóry i mięśni twarzy.

Połączenie działania wodoru i światła daje efekt **silnego odmłodzenia i odżywienia skóry**, jednocześnie redukując stres oksydacyjny w całym organizmie, wspiera układ nerwowy oraz przyspiesza metabolizm.

Korzyści z terapii kopułą LED:

- Poprawa elastyczności i kolorytu skóry
- Redukcja napięcia, stresu i zmęczenia
- Przyspieszenie gojenia drobnych stanów zapalnych i podrażnień
- Uczucie relaksu i odprężenia po każdym zabiegu
- Wzmocnienie efektów inhalacji wodorem - **synergia terapii H₂ + LED**

Wpływ na procesy starzenia

Jednym z najważniejszych efektów terapii wodorowej jest jej wpływ na spowolnienie procesów starzenia. Wodór molekularny, dzięki redukcji stresu oksydacyjnego i stanów zapalnych, chroni komórki przed przedwczesnym uszkodzeniem i wspiera ich prawidłowe funkcjonowanie. Wodór pomaga również w ochronie mitochondriów oraz regulacji procesów autofagii, które są kluczowe dla utrzymania równowagi komórkowej i usuwania uszkodzonych struktur. Dodatkowo, wodór molekularny oddziałuje na szlaki długowieczności, takie jak SIRT1, co sprzyja zachowaniu młodości i vitalności komórek. Terapia wodorowa to zatem nie tylko wsparcie w codziennej regeneracji, ale także inwestycja w długoterminowe zdrowie i opóźnienie oznak starzenia.

Koncentracja i pamięć

Inhalacje wodorem molekularnym to nie tylko wsparcie dla ciała, ale również dla umysłu. Wodór molekularny, dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, skutecznie redukuje stres oksydacyjny i stany zapalne w obrębie mózgu, co przekłada się na lepszą ochronę neuronów. Regularne inhalacje wodorem mogą poprawiać koncentrację, pamięć oraz ogólną sprawność umysłową, wspierając procesy neurotransmisji i aktywując enzymy antyoksydacyjne. Wodór molekularny pomaga również w utrzymaniu równowagi w układzie nerwowym, co jest szczególnie ważne w okresach wzmożonego stresu lub intensywnej

pracy umysłowej. Dzięki temu terapia wodorem staje się cennym elementem profilaktyki zdrowia mózgu i wsparcia funkcji kognitywnych.



Dla kogo jest zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED?

Dla osób, które chcą połączyć **regenerację organizmu z pielęgnacją skóry**
Dla zapracowanych i zestresowanych – poprawia **sen, koncentrację i nastrój**
Dla sportowców – przyspiesza **regenerację potreningową**
Dla seniorów – łagodzi **bóle stawów i zmęczenie**

Zestaw FUN-HYD900 + Kopuła LED może być także wsparciem w przypadku chronicznych zapań, reumatoidalnego zapalenia, chorobach dróg oddechowych, chronicznym zmęczeniu, zaburzeniach koncentracji, infekcji wirusowych, rekonwalescencji po COVID-19, chorobach neurodegeneracyjnych, ubytku kolagenu oraz w terapii wspomagającej leczenie komórek nowotworowych.

Zawartość zestawu:

- Inhalator wodoru FUN-HYD900
- Kopuła LED (630-850 nm)
- Komplet przewodów inhalacyjnych (kaniule, łączniki)
- Zbiornik na wodę destylowaną
- Instrukcja obsługi PL
- Gwarancja 2 lata (door-to-door)

Bezpieczeństwo i gwarancja

Zestaw spełnia normy **CE, RoHS, EMC** oraz posiada zabezpieczenia przed przegrzaniem i brakiem wody. Inhalatorywodoru.pl zapewnia **pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny**, części zamienne, szkolenie z obsługi oraz możliwość zakupu na raty lub leasing.



Przeciwwskazania do terapii wodorowej

Chociaż terapia wodorowa uznawana jest za bezpieczną i dobrze tolerowaną, istnieją pewne przeciwwskazania do jej stosowania. Osoby z poważnymi schorzeniami serca, nerek lub wątroby powinny zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii wodorem molekularnym. Wodór nie jest również zalecany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dla osób posiadających implanty metalowe. Każda decyzja o wdrożeniu terapii wodorowej powinna być poprzedzona konsultacją ze specjalistą, który oceni potencjalne korzyści i ryzyko, dostosowując terapię do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Dlaczego warto wybrać Inhalatorywodoru.pl?

- Oficjalny dystrybutor urządzeń FUN-HYD w Polsce
- Fachowe doradztwo i serwis door-to-door

-
- Możliwość przetestowania sprzętu (wypożyczenie przed zakupem)
 - Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa
 - Setki zadowolonych klientów w Polsce i Europie

Badania przeprowadzone oraz badania kliniczne wykazały, że terapia wodorem molekularnym charakteryzuje się wysoką skutecznością terapii wodorem i szerokim potencjałem terapeutycznym. Leczenie wodorem znajduje zastosowanie zarówno w terapii wielu schorzeń, jak i w zastosowaniach profilaktycznych, wspierając zdrowie i zapobiegając rozwojowi chorób.

Doświadcz synergii wodoru i światła.

Zamów **zestaw FUN-HYD900 + kopuła LED** i odkryj terapię, która łączy regenerację, relaks i piękno w jednym rytuale.

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: Huizhou ACA Co., Ltd., No. 1 Xihu Road, Xihu village, Qiuchang Sub-District, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong Province, China, admin@funxihealth.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Producent: REDDOT LED LIGHTING LIMITED, 10th Floor, Building 3, Hengchangrong High tech Industrial Park, No.128 Shangnan East Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, luke@reddotled.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, kontakt@inhalatorywodoru.pl