

Link do produktu: <https://inhalatorywodoru.pl/zestaw-startowy-z-inhalatorem-fun-hyd900-p-118.html>



Zestaw startowy z inhalatorem FUN-HYD900

Cena brutto	8 544,00 zł
Cena netto	6 946,32 zł
Cena poprzednia	4 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

Zestaw startowy do terapii wodorem!

Zestaw startowy składa się z:
Inhalatora Wodoru FUN-HYD900,
10 szt. wążów tlenowych,
Wody destylowanej 5l,
e-booka Wodór Medyczny Gaz Przyszłości!

Produkty te umożliwiają rozpoczęcie wodoroterapii od zaraz! Taki zestaw to idealne rozwiązanie dla osób chcących skorzystać natychmiast z wodoru molekularnego. Dzięki swoim właściwościom, urządzenia idealnie sprawdza się w przestrzeni domowej.

Inhalator wodoru **FUN-HYD450**
o wydajności **600 ml/min**
wodoru i **300 ml/min** tlenu



Woda
destylowana 3l

e-book **Wodór Medyczny Gaz**
Przyszłości w formie PDF


10 szt. wążów
oddechowych

FUN-HYD900 to niewielki inhalator wodoru molekularnego o wydajności 900 ml na minutę wodoru i tlenu (600 ml/min wodoru i 300 ml/min tlenu). Dzięki zastosowaniu Membrany Wymiany Protonów oraz technologii SPE/PEM urządzenie gwarantuje produkcję wodoru o czystości 99,9%. Poziom stężenia tlenu jest utrzymywany na bezpiecznym dla człowieka poziomie i stale monitorowany, co sprawia, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne i nie wymaga profesjonalnej obsługi.

Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.

Zalety Inhalatora Wodoru FUN-HYD900:

- Wydajne i jednocześnie bezpieczne urządzenie – produkuje do 600 ml wodoru i 300 ml tlenu na minutę;
- Umożliwia stosowanie terapii przez dwie osoby równocześnie;
- Membrana Wymiany Protonów DuPont 117, wraz z tytanowo platynową powłoką zapewniają maksymalną wydajność urządzenia;
- Wysoka żywotność, aż do 10 000 godzin pracy;
- Technologia SPE oraz PEM gwarantują wytwarzanie czystego wodoru (99,9%);
- Detekcja jakości wody TDS monitoruje nieprawidłowości, w tym o braku wody, czy przegrzaniu;
- Dotykowy ekran w połączeniu z nowoczesnym designem, zapewniają łatwość obsługi oraz wskazują szczegółowe parametry;
- Urządzenie generuje dźwięk o natężeniu do 40 dB, co gwarantuje cichą pracę;
- Nowoczesny wygląd;
- Okulary wodorowe w zestawie;
- Przeznaczony dla osób, które chcą posiadać najbardziej wydajne urządzenie lub wykorzystywać je do prowadzenia zabiegów wodoroterapii w gabinetach.



Inhalacje Wodorem Molekularnym

Inhalator Wodoru FUN-HYD900 generuje czysty wodór (99.9%) z szybkością 900 ml na minutę (600 ml/min wodoru i 300 ml/min tlenu). Urządzenie stosuje się między innymi w leczeniu COVID-19, reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób płuc, a nawet mózgu. Inhalator Wodoru FUN-HYD900 w znaczącym stopniu hamuje także proces namnażania się komórek nowotworowych. Inhalator pomaga również z problemami codziennego funkcjonowania, takimi jak słaba odporność, trudności z zachowaniem koncentracji i pamięcią, zmęczenie czy stres. Inhalator Wodoru idealnie sprawdzi się jako urządzenie stacjonarne, przeznaczone do użytku w domu, czy w gabinetach wodoroterapii.

Spożywanie Wody Wodorowej

Inhalator FUN-HYD900, dzięki rozpuszczającemu gaz prętomu, a butelka dzięki wbudowanej membranie, wytwarzają wodę wodorową o wysokim, lecz bezpiecznym dla człowieka stężeniu. Spożywanie tak wzbogaconej wody stanowi najprostszą metodę wodoroterapii i ma pozytywny wpływ na wiele schorzeń i problemów życia codziennego, takich jak odporność, zmęczenie, przewlekły stres, czy procesy metaboliczne.



Połączenie inhalatora, wążów tlenowych, wody destylowanej, e-booka, pozwala na użytkowanie inhalatora wodoru od zaraz, a o jego właściwościach mogą przeczytać Państwo na naszym [blogu](#).

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.



*Uwaga: Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym. Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

Producent: GUANGDONG CAWOLO HYDROGEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 5TH FLOOR, BUILDING F3, NEW LIGHT INDUSTRIAL BASE, NANHAI DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA Postal code: 528000, sky@cawolo.com

Osoba odpowiedzialna na terenie UE: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kcth.pl

Importer: HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, **KRS** 0001019598, **REGON** 524481761, **NIP** 6772490786, wodor@kcth.pl