Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 14:13

Link do produktu: https://inhalatorywodoru.pl/wasy-oddechowe-kaniule-p-27.html



Wąsy oddechowe - kaniule

Cena	**5,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BEZ_WAS**
Kod EAN	**5905629887290**

Opis produktu

Wąsy oddechowe – wygodna inhalacja wodorem przez nos

Wąsy oddechowe (nazywane też wąsami tlenowymi lub kaniulą donosową) to podstawowe akcesorium do inhalatorów wodoru. Lekka kaniula z dwiema miękkimi końcówkami doprowadza gaz z urządzenia bezpośrednio do nozdrzy, dzięki czemu podczas sesji możesz swobodnie oddychać, mówić, czytać czy pracować przy komputerze.

Wąsy oddechowe pasują do inhalatorów HIM-22, FUN-HYD450 i FUN-HYD900. Sprawdzą się jako zapasowy komplet, wymiana zużytej kaniuli albo osobne wąsy dla każdego domownika korzystającego z inhalatora.

Kaniula donosowa

sposób podania

2 m

długość przewodu

Medyczne PVC

materiał

FUN-HYD/ HIM

kompatybilność



□□

Sprawdzona kompatybilność

Pasują do wszystkich modeli inhalatorów

□□□□

Polski importer i serwis

Oficjalny import: HHO sp. z o.o., Kraków — części i akcesoria w kraju

□□

Wsparcie techniczne po polsku

Pomoc w doborze akcesoriów: 533-101-668

□□

Szybka wysyłka

Kurier pod wskazany adres

↩

14 dni na zwrot

Dla produktu w nienaruszonym opakowaniu

Najważniejsze funkcje i zalety

Miękkie końcówki donosowe · regulacja dopasowania

Doskonałe dopasowanie do nosa i łatwość użycia

Wąsy oddechowe zostały zaprojektowane tak, aby **wygodnie układać się na twarzy** i nie przeszkadzać w trakcie sesji. Miękkie końcówki umieszcza się w nozdrzach, a przewód prowadzi się za uszami i dopasowuje pod brodą.

Dzięki temu kaniula **stabilnie trzyma się na swoim miejscu**, także podczas dłuższej inhalacji, odpoczynku czy pracy przy biurku. W przeciwieństwie do maski nie zakrywa ust, więc możesz w trakcie sesji swobodnie rozmawiać i pić.

Wąsy podłącza się bezpośrednio do **wyjścia gazu w inhalatorze** – bez narzędzi i dodatkowych przejściówek. Założenie kaniuli zajmuje kilka sekund.

Lekka i niewielka kaniula zmieści się w każdej torbie, dlatego dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i w podróży.



Elastyczny przewód · Medyczne PVC

Materiały wysokiej jakości

Wąsy oddechowe wykonano z **trwałego i elastycznego materiału medycznego PVC**, który dobrze znosi codzienne użytkowanie. Przewód nie załamuje się łatwo, dzięki czemu gaz płynie do końcówek bez zakłóceń.

Elastyczność kaniuli przekłada się też na komfort – końcówki nie uciskają, a przewód łatwo dopasować do kształtu twarzy.



Użytek osobisty · regularna wymiana

Higiena i wymiana kaniuli

Wąsy oddechowe to **akcesorium do użytku osobistego** – jeśli z inhalatora korzysta kilka osób, każda z nich powinna mieć własny komplet.

Jak każdy element mający kontakt z nosem, kaniula z czasem się zużywa. Warto mieć **zapasowe wąsy** i wymieniać je regularnie, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi inhalatora.



Jak to działa

1

Podłącz wąsy do inhalatora

Nałóż końcówkę przewodu na wyjście gazu w inhalatorze, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

2

Załóż kaniulę

Umieść końcówki w nozdrzach, przeprowadź przewód za uszami i dopasuj go pod brodą.

3

Rozpocznij inhalację

Uruchom inhalator i oddychaj spokojnie przez nos przez cały czas sesji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wodorze molekularnym i o tym, jak działa inhalator? Przeczytaj naszą bazę wiedzy o wodorze →

Porównaj sposoby podania

Parametr	Wąsy oddechowe	Maska	Okulary wodorowe
Sposób podania	przez nos (kaniula donosowa)	przez nos i usta	w okolicę oczu
Przeznaczenie	inhalacja	inhalacja	aplikacja wodoru w okolicy oczu
Swoboda mówienia i picia	Tak	Ograniczona	Tak
Wygoda przy dłuższych sesjach	Wysoka	Średnia	Wysoka
Oddychanie przez usta	Nie	Tak	Nie dotyczy
Modele Cawolo	Tak	Tak	Tak
Modele Funxi	Tak	Tak	Tak
Cena	ta karta	sprawdź aktualną cenę →	sprawdź aktualną cenę →

Szukasz inhalatora, do którego podłączysz wąsy? Zobacz wszystkie inhalatory wodoru →

Dlaczego warto kupić u nas

	Wąsy oddechowe w inhalatorywodoru.pl	Typowa oferta z marketplace'u
Kompatybilność	✓ sprawdzona z wszystkimi modelami urządzeń	niepewne dopasowanie złącza do inhalatora
Materiał	✓ medyczne PVC, znane pochodzenie	brak informacji
Lokalny dystrybutor	✓ HHO sp. z o.o., Kraków — oficjalny importer	nieznany dostawca
Dostępność	✓ wysyłka z magazynu w Polsce	często wysyłka z zagranicy
Wsparcie techniczne	✓ doradca pod 533-101-668	kontakt przez formularz platformy

Dla kogo są wąsy oddechowe

Dobry wybór

Wąsy oddechowe sprawdzą się, jeśli:

- chcesz wymienić zużytą kaniulę lub mieć komplet na zapas,
- z inhalatora korzysta kilka osób i każda potrzebuje własnych wąsów,
- w trakcie sesji chcesz swobodnie rozmawiać, czytać lub pracować przy komputerze,
- oddychasz swobodnie przez nos.

Inna potrzeba

Rozważ inne akcesorium, jeśli:

- masz trudność z oddychaniem przez nos lub oddychasz głównie ustami → maska do inhalacji,
- chcesz stosować wodór w okolicy oczu → okulary wodorowe CA-E30,
- nie masz jeszcze inhalatora → domowe inhalatory wodoru.

Co jest w zestawie

- 1x wąsy oddechowe (kaniula donosowa)



Uwaga: wodór to gaz silnie łatwopalny i wybuchowy

Podczas inhalacji z użyciem wąsów oddechowych zachowaj szczególną ostrożność:

- Nie pal tytoniu i nie zbliżaj się do otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu w trakcie inhalacji
- Nie używaj inhalatora w pomieszczeniach bez wentylacji
- Nie przyginaj i nie zaciskaj przewodu kaniuli podczas pracy urządzenia
- Wąsy są przeznaczone do użytku przez jedną osobę – nie udostępniaj ich innym

Szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu →

Ważna informacja: Wąsy oddechowe są akcesorium do inhalatorów wodoru, które nie są urządzeniami medycznymi i nie zostały zaprojektowane ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń. Informacje dotyczące działania wodoru i zastosowania urządzeń mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej. Przed rozpoczęciem stosowania inhalacji w celach zdrowotnych zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą.

Specyfikacja

Podstawowe	
Typ	Wąsy oddechowe (kaniula donosowa) do inhalatora wodoru
Producent	Tormedica
Budowa	
Materiał	PVC klasy medycznej
Kolor	zielony, półprzezroczysty
Długość przewodu	2 m
Końcówki donosowe	miękkie
Regulacja dopasowania	suwak pod brodą
Rozmiar	dla dorosłych i dzieci
Zbiornik kondensacyjny	Nie
Bez lateksu	Tak
Kompatybilność	
Inhalatory wodoru	Modele FUN-HYD, HIM
Rodzaj podawanego gazu	wodór (H_2) lub mieszanka H_2+O_2 – zależnie od wyjścia inhalatora
Sposób podłączenia	nasadzenie na wyjście gazu, bez narzędzi
Użytkowanie i bezpieczeństwo	
Sposób podania	przez nos
Liczba użytkowników	1 (akcesorium do użytku osobistego)
Wskazówki bezpieczeństwa	nie używać w pobliżu ognia i źródeł zapłonu, nie palić podczas inhalacji, nie przyginać przewodu
Zakup i wsparcie	
Skład zestawu	1x wąsy oddechowe (kaniula donosowa) z przewodem 2 m
Zwrot	14 dni, dla produktu w nienaruszonym opakowaniu
Wsparcie techniczne	533-101-668
Podmiot odpowiedzialny	HHO sp. z o.o., ul. Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków
Producent	Tormedica

Pytania i odpowiedzi

Do czego służą wąsy oddechowe?

Wąsy oddechowe (nazywane też wąsami tlenowymi lub kaniulą donosową) służą do **inhalacji gazu z inhalatora wodoru przez nos**. Kaniula doprowadza wodór lub mieszaninę wodoru i tlenu z urządzenia bezpośrednio do nozdrzy przez dwie miękkie końcówki.

Z jakimi inhalatorami są kompatybilne wąsy oddechowe?

Wąsy oddechowe pasują do wszystkich naszych modeli inhalatorów wodoru. Kaniulę podłącza się bezpośrednio do wyjścia gazu w urządzeniu, bez dodatkowych narzędzi i przejściówek.

Czy wąsy oddechowe są w zestawie z inhalatorem?

Tak. Do inhalatorów dołączone są wąsy ze zbiornikiem kondensacyjnym. Osobno kupowane wąsy oddechowe sprawdzą się jako **komplet zapasowy**, wymiana zużytej kaniuli albo osobne wąsy dla każdego domownika.

Z jakiego materiału wykonane są wąsy oddechowe?

Wąsy oddechowe wykonane są z **miękkiego, elastycznego PVC klasy medycznej**. Materiał jest odporny na codzienne użytkowanie, a elastyczny przewód łatwo dopasować do kształtu twarzy.

Jaką długość ma przewód wąsów oddechowych?

Przewód wąsów oddechowych ma długość **2 m**. Pozwala to wygodnie ustawić inhalator na biurku lub stoliku nocnym i swobodnie korzystać z niego podczas odpoczynku, czytania czy pracy przy komputerze.

Dlaczego wąsy oddechowe są zielone?

Zielony kolor to **standardowe oznaczenie przewodów do gazów oddechowych**, stosowane powszechnie w kaniulach tlenowych. Przewód pozostaje przy tym półprzezroczysty, więc łatwo zauważyć w nim ewentualną wilgoć.

Jak prawidłowo założyć wąsy oddechowe?

Podłącz końcówkę przewodu do wyjścia gazu w inhalatorze. Następnie umieść **końcówki donosowe w nozdrzach**, przeprowadź przewód **za uszami** i dopasuj go pod brodą za pomocą suwaka. Po uruchomieniu urządzenia oddychaj spokojnie przez nos.

Czy przez wąsy można inhalować sam wodór lub wodór z tlenem?

Tak. Wybór zależy od wyjścia, do którego podłączysz kaniulę. W inhalatorach z dwoma niezależnymi wyjściami można korzystać z **samego wodoru** albo, używając trójnika z zestawu, z **wodoru i tlenu jednocześnie**.

Czym wąsy oddechowe różnią się od maski?

Wąsy oddechowe podają gaz **wyłącznie przez nos** i nie zakrywają ust, dzięki czemu podczas sesji można swobodnie rozmawiać i pić. Maska obejmuje nos i usta, dlatego lepiej sprawdzi się u osób, które mają trudność z oddychaniem przez nos lub oddychają głównie ustami.

Czy podczas inhalacji przez wąsy można rozmawiać i pracować?

Tak. Kaniula donosowa nie zakrywa ust i jest lekka, dlatego w trakcie sesji można **rozmawiać, czytać, oglądać telewizję czy pracować przy komputerze**. Najlepiej jednak oddychać przez nos przez cały czas inhalacji.

Czy z jednych wąsów może korzystać kilka osób?

Nie. Wąsy oddechowe to **akcesorium do użytku osobistego**. Jeśli z inhalatora korzysta kilka osób, każda z nich powinna mieć **własny komplet**.

Czy wąsy oddechowe są bezpieczne w użyciu z wodorem?

Tak, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wodór jest gazem **silnie łatwopalnym**, dlatego podczas inhalacji nie wolno palić tytoniu ani zbliżać się do otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Inhalator należy używać w **wentylowanym pomieszczeniu**, a przewodu kaniuli nie należy przyginać ani zaciskać.

Czy mogę zwrócić wąsy oddechowe?

Tak, w ciągu **14 dni**, jeśli produkt jest w **nienaruszonym opakowaniu**. Wąsy oddechowe to produkt higieniczny, dlatego po otwarciu opakowania prawo do zwrotu może nie przysługiwać.